

un délai d'attente forcé, mais également dépendre de la disponibilité de la connectivité Intranet / Internet du site local, ou de la disponibilité du système en cas de coupure de courant. Le Centricity Enterprise Web peut continuer d'être utilisé pour la consultation d'images, conformément au mode d'emploi et à l'utilisation prévue du produit, comme il est indiqué dans le guide d'utilisation du Centricity Enterprise Web, V3.0.

Correction du produit La solution à ce problème sera fournie dans la version 3.0.6 du Centricity Enterprise Web et installée par l'ingénieur de maintenance.

Informations relatives aux contacts Contactez votre centre d'assistance en ligne à distance, un ingénieur de maintenance ou le service clientèle GE au numéro 0 800 15 25 25.

Soyez assuré que nous nous efforçons en permanence de maintenir un niveau de sécurité et de qualité élevé pour tous nos systèmes. Pour toute question, veuillez nous contacter immédiatement.

Veuillez remplir le **formulaire de réponse client** ci-joint et nous le faire parvenir par courrier électronique ou télécopie, comme indiqué dans celui-ci.

Nous vous remercions pour votre compréhension,

Joseph A. Vinhais, RAC
Sicherheitsbeauftragter
GM, Quality Assurance and Regulatory Affairs
GE Healthcare Integrated IT Solutions
540 W. Northwest Highway
Barrington, IL 60010
Etats-Unis

Michael Ständer -
GE Healthcare Information
Technologies GmbH & Co. KG
Lerchenbergstraße 15
89100 Dornstadt
Allemagne

Formulaire de réponse client

GE Centricity Enterprise Web Versions
CW3.0, CW3.0.1, CW3.0.1.1, CW3.0.2, CW3.0.3 et CW3.0.4

À REMPLIR et ENVOYER PAR TÉLÉCOPIE à GE Healthcare

COORDONNÉES DU CLIENT

Nom de l'hôpital		Contact à l'hôpital	
Adresse, rue		Ville	
État		Code postal	Pays
Téléphone		Courrier électronique	

Versions de logiciel CW3.0, CW3.0.1, CW3.0.1.1, CW3.0.2, CW3.0.3 et CW3.0.4

Référez-vous aux instructions de sécurité ci-dessus jusqu'à ce qu'une version mise à jour du logiciel soit publiée.

Veuillez noter la date à laquelle votre établissement a reçu ces informations ainsi que le numéro de version/version du logiciel de la station de travail de votre établissement.

Pour accéder à la version du logiciel ou au numéro de version, cliquez sur l'icône « Utilities » (Utilitaires) située au bas de l'écran pour ouvrir le menu Utilitaires. Cliquez sur l'onglet « About » (À propos de). Il contient le nom du logiciel, la version et le numéro de version.

Nom	Date
Signature	Logiciel de la station de travail ou numéro de version

À envoyer par TÉLÉCOPIE au 414-918-4653,
À l'attention de : Affaires réglementaires
GE Healthcare IT (HCIT)
540 W. Northwest Highway
Barrington, IL 60010