Nos réf.: Laboratoire

A l'attention des directeurs des établissements de Santé
A l'attention des responsables du laboratoire
A l'attention des correspondants locaux de réactovigilance

Montpellier, le XX avril 2008

Objet: Retrait de lot Réactif Triglycérides

Madame, Monsieur,

Suite à des études récentes réalisées par notre Département Qualité sur les réactifs liquides triglycéride des lots indiqués ci-dessous, il a été identifié que la linéarité en théorie de 11.4 mmol/l, n'excede pas 4.5 mmol/l dans les conditions normales de stokage.

Des résultats patients dont des valeurs de l'ordre de 4,5 mmol/l ou supérieures (398.3mg/dl) sont susceptibles d'avoir été sous-estimées

Tableau : Référence, numéro de lot et date de péremption des lots concernés par le retrait.

Numéro	Numéro de lot	Date de
Catalogue		Péremtion
TR2820	086752	28/07/2008
TR9728	087657	28/09/2008
TR2347	087663	28/09/2008
TR1697	087681	28/09/2008
TR2820	100131	28/10/2008
TR1697	092796	28/11/2008
TR9728	104703	28/11/2008
TR2347	094325	28/01/2009
TR9728	106023	28/01/2009
TR1697	106081	28/01/2009
TR2347	106310	28/01/2009
TR1697	106500	28/01/2009
TR2820	106595	28/01/2009
TR2820	114368	28/01/2009
TR1697	106508	28/04/2009

Par conséquent, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, nous vous demandons :

- De ne plus utiliser les lots référencés.
- De nous transmettre l'avis de retour dûment rempli

Un échange des coffrets que vous possédez en stock sera réalisé prochainement.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Christian Suarez
System Manager

Fabienne Cantié
Support Technique

FICHE DE DESTRUCTION

Bordereau à nous refaxer au 04-99-13-67-41

Laboratoires Randox

1115 rue Hélène Boucher / BP 82 34130 MAUGUIO

Tel: 04-99-13-67-40 Fax: 04-99-13-67-41

Courriel: randoxfr@randox.com

IDENTIFICATIO	ON DU SITE	
Nom du Laboratoir	re:	
Adresse:		
Code Postal :	Ville :	
Code Client:		
DEMANDE DE D	DESTRUCTION	
TR 1697 TR 2820 TR 9728	lot 106500 / lot 087681/ lot 092796 lot 100131/ lot 106595/ lot 114368/ lot 086752 lot 087657	
ACCUSE DE RE	CEPTION	
certifie avoir reç dessus. Référence et lot	Monsieur (Madame) eu l'information de destruction des produits mentionnés ci- (s) détruit(s) : rets en stock à ce jour au laboratoire :	
Fait le,	Tampon du Service	
Signature :		