

Neuilly Plaisance, juillet 2012

Réf : FAN915-303

A l'attention : des Directeurs des établissements de santé
des Correspondants de réactovigilance
des Responsables de laboratoire

Field Safety Notice: Transmission des résultats patient de l'ABL90FLEX au système d'information du laboratoire et ou de l'hôpital, HIS/LIS

Priorité : Urgent

Chère Cliente, Cher Client,

RADIOMETER a identifié qu'un risque potentiel d'interversion entre résultats patient pouvait avoir lieu lorsqu'ils sont transmis au système HIS/LIS.

Produits concernés :

ABL90 FLEX dont la version est antérieure à V2.7 MR4 et qui utilisent le protocole de communication HL7 V2.5 pour la transmission des résultats à leur système HIS/LIS.

L'interversion survient si :

- La ligne de communication est interrompue ou déconnecté
- Deux et plus, de résultats de patients sont en attente
- La communication est rétablie et que l'analyseur transmet les résultats en attente

Dans ces situations le premier résultat sera transmis avec l'ID patient correcte, tandis que les résultats suivant seront transmis avec l'ID du premier patient.

RADIOMETER a développé une mise à jour du logiciel qui permettra d'empêcher la situation décrite ci-dessus d'avoir lieu. Cette mise à jour sera installée au plus tôt et en fonction de vos disponibilités. Restant à votre écoute pour de plus amples informations, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

RADIOMETER SAS

FAX Accusé de réception

FAN 915-303

Produits concernés

Transmission des résultats patient de l'**ABL90FLEX** au système d'information du laboratoire et ou de l'hôpital, HIS/LIS

Nous accusons réception des informations.

Merci de compléter les renseignements suivants :

Hôpital / Laboratoire

Adresse

Contact

Signature

Date

Merci de faxer ce document au numéro suivant :

01 43 09 81 41