

 **AVIS IMPORTANT RELATIF À LA SÉCURITÉ**

L'impression de la boîte de dialogue Setup Reference (Référence de configuration) est incorrecte lorsque l'option DICOM Coordinates (Coordonnées DICOM) est activée pour les Reports (Rapports) - Monaco RFC 35238 et Focal RFC 35256

Fonctionnement correct du système	Lors de l'impression de la boîte de dialogue Setup Reference (Référence de configuration), le rapport généré fait référence à Scan Reference (Référence de lecture), Setup Reference (Référence de configuration) et Shift Positions (Positions de décalage). Ces valeurs correspondent à la boîte de dialogue Setup Reference (Référence de configuration) qui est toujours affichée à l'aide de valeurs internes de coordonnées.
Quel est le problème ?	SI l'option DICOM Coordinates (Coordonnées DICOM) est activée dans le menu déroulant Reports (Rapports), l'impression résultante présente les problèmes suivants : Problème 1 : les coordonnées sont dans l'espace DICOM et ne correspondent donc pas à la boîte de dialogue Setup Reference (Référence de configuration). Problème 2 : les coordonnées de décalage ne sont pas correctement rapportées. La coordonnée Z doit devenir DICOM Y négative et la coordonnée Y doit devenir DICOM Z.
Quand ce problème survient-il ?	Pour que ce problème survienne, il faut que l'option DICOM Coordinates (Coordonnées DICOM) soit activée dans le menu déroulant Reports (Rapports).
Pourquoi ce problème survient-il ?	Une conversion inutile est appliquée pour afficher les coordonnées DICOM sur l'impression.
Quel est l'impact clinique ?	Des coordonnées de décalage incorrectes sont produites sur la base du Problème 2 ci-dessus. Ces décalages peuvent entraîner une erreur de positionnement du patient avant la vérification de la position de traitement.
Quelle est la solution proposée ?	Ne pas utiliser l'option DICOM Coordinates (Coordonnées DICOM) pour les rapports lors de l'impression de la boîte de dialogue Setup Reference (Référence de configuration).

<p>Quelle est la résolution ?</p>	<p>Le problème est apparu dans Monaco version 3.10/ Focal version 4.64.00. Il sera résolu dans le programme de correction de Monaco 3.20.01 et la mise à jour majeure 3.30.00, et dans le programme de correction de Focal 4.70.01 et la mise à jour majeure 4.80.00.</p> <p>Dès que le programme de correction sera disponible, veuillez procéder comme suit :</p> <p>Pour les clients situés en Amérique du Nord, rendez-vous à l'adresse www.elekta.com, cliquez sur le lien SupportPlus Login (Connexion SupportPlus) situé en haut de la page, accédez à votre portail, puis sélectionnez Downloads/Updates (Téléchargements/ Mises à jour) pour télécharger les derniers correctifs.</p> <p>Pour les clients basés en dehors de l'Amérique du Nord, rendez-vous à l'adresse www.elekta.com, cliquez sur le bouton SOFTWARE (LOGICIEL) situé à gauche, puis sur Treatment Planning Software (Logiciels de planification de traitement). Sélectionnez alors l'onglet Contact TPS Support (Contacter l'assistance TPS) et cliquez sur Download TPS Software Patches (Télécharger les programmes de correction logiciels TPS).</p>
-----------------------------------	--

.....

Merci de faire parvenir cet avis de sécurité à tous les utilisateurs de logiciels CMS intervenant dans votre organisation et susceptibles d'être affectés par ce problème. Les organismes de réglementation concernés ont été informés de cette mesure corrective.

Bureaux internationaux

Amérique du Nord



Fabricant

IMPAC Medical Systems, Inc.
13723 Riverport Drive
Suite 100
Maryland Heights, MO 63043
États-Unis
<http://www.cmsrtp.com>
Téléphone : 1-314-993-0003
Numéro vert : 1-800-878-4267
Télécopie : +1-314-993-0075
Service clientèle : Amérique du Nord,
Amérique Centrale et Amérique du Sud
Téléphone : 1-800-878-4CMS (4267)
E-mail : support@cmsrtp.com

Union européenne

CMS GmbH
Heinrich-von-Stephan Str. 5 b
79100 Freiburg
Allemagne
Téléphone : +49-761-88188-0
Numéro vert : +800-4000-5000 (limité à la région)
Télécopie : +49-761-88188-11
Télécopie gratuite : +800-4000-5001 (limité à la région)

Service clientèle : Europe, Moyen-Orient et Afrique
Téléphone : +49-761-88188-0
E-mail : support-europe@cmsrtp.com

Représentant agréé par l'Union européenne

Elekta Limited
Linac House, Fleming Way
Crawley, West Sussex
RH10 9RR,
Royaume-Uni

Tél. : +44 129 365 4242
Télécopie : +44 1293 471347
eu_ar@elekta.com

Japon

CMS, Japon, K.K.
Shibaura Renasite Tower 3-9-1, Shibaura
Minato-ku, Tokyo 108-0023
Japon
Service clientèle : Japon
Téléphone : +0120-009-198
Télécopie : +81-03-6722-4233
E-mail : japan-helpdesk@cmsrtp.com

Asie

CMS Worldwide Corp.
China Information Technology Center, #7A
455 Fushan Road
Pudong Area
Shanghai 200122
R. P. de Chine
Téléphone : +86-21-61600585
Télécopie : +86-21-61600584

Service clientèle : Chine
Téléphone : +86-215058-1041
E-mail : support-china@cmsrtp.com

Australie Nouvelle-Zélande

Service clientèle : Australie et Nouvelle-Zélande
Elekta PTY
Suite 2, Level 14
168 Walker Street
North Sydney NSW 2060
Australie
Téléphone (Australie) : 1800-006-035
Téléphone (Nouvelle-Zélande) : 0800-449-224
E-mail : anz-software@elekta.com