



Cardinal Health  
Alaris® Products  
The Crescent, Jays Close  
Basingstoke, RG22 4BS  
UK  
01256 388 200 telephone  
01256 338 201 fax

[www.cardinal.com](http://www.cardinal.com)

*<Insert date sent>*

*<Insert customer details>*

## **Notification Produit en accord avec l'AFSSAPS**

### **Pour tous les pousse-seringues IVAC® série P**

Cher client,

Cardinal Health a reçu des signalements d'incidents montrant qu'une maintenance incorrecte du pousse-seringue IVAC® série P peut empêcher le fonctionnement sur batterie lorsque l'alimentation secteur n'est pas utilisée. Dans ce cas, la pompe s'arrête sans émettre d'alarme..

Cardinal Health a publié la note d'information jointe à ce courrier suite à ces rapports.

Nous vous demandons de la transmettre à toutes les personnes de votre organisation utilisant un pousse-seringue IVAC® série P.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter directement ou contacter votre représentant Cardinal Health local.

Je vous prie d'agréer mes sincères salutations,

*<Insert contact details>*