

M.

Tournefeuille, le 05 Juillet 2005

Objet : laveur-désinfecteur d'endoscopes Fibro-Cleaner

Madame, Monsieur

En accord avec l'Afssaps, nous faisons suite à la fiche d'avertissement que nous vous avons fait parvenir au mois de Mars 2005 (fiche d'avertissement n°041101).

Cette fiche indiquait qu'il était nécessaire de modifier la connectique sur vos laveurs d'endoscopes Fibro-Cleaner afin de garantir une bonne détection des obstructions canaux dans tous les cas de figure.

A ce jour nous n'avons enregistré aucune commande de votre part, aussi nous vous demandons de nous indiquer si quelque chose s'oppose à ce que vous mettiez en place ces connecteurs.

Nous joignons à cet envoi une copie de la fiche d'avertissement que vous avez déjà reçu.

Merci de bien vouloir prendre contact avec nous dans les meilleurs délais afin que nous puissions suivre au mieux ce dossier.

Dans l'intervalle, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Denis BAREA
Directeur Qualité Sécurité
et Environnement

P.J : Fiche d'avertissement n°041101.