

AVIS DE SÉCURITÉ URGENT **UTILISATEURS FINAUX**

Dénomination commerciale : Tubes rectaux, Drains Unoversal, SimpaVac, Tubes de raccordement d'aspiration stériles, Raccords stériles, Poignées/Sets d'aspiration (FilterFlow™/Deltaflo), Sondes à oxygène, Lunettes à oxygène stériles, Tubes de raccordement à oxygène stériles et Pincés stériles (Voir Annexe 1 pour les détails des produits).

Date de publication : 04 Jan 2019

Référence/RÉF : Voir Annexe 1

Identifiant FSCA : 2018-005 Phase 3

Type d'action : Rappel / Mise au rebut de produit

Adresse e-mail du centre de rappel : convatecproductrecall@stericycle.com

Notez que cette action s'applique exclusivement aux références produit spécifiques et ne concerne pas toutes les références des produits précités.

Description du problème :

ConvaTec a commencé à rappeler de son plein gré les références des produits ci-dessus mentionnés.

Un examen interne de l'intégrité de l'emballage de ces produits a confirmé que ces dispositifs ne remplissaient pas nos critères et ceux de nos clients. Les essais de transport menés sur l'emballage du produit ont échoué confirmant le risque de rupture de la barrière stérile. L'utilisation d'un dispositif non stérile sur le patient peut exposer ce dernier à des agents infectieux et augmenter son risque de développer une infection. ConvaTec n'a reçu aucun rapport d'incidents liés au problème de scellé d'emballage.

Description du produit

Les **tubes rectaux** sont des dispositifs stériles à usage unique insérés dans le rectum pour extraire les selles, réaliser des lavements, administrer un médicament et/ou un fluide dans l'intestin grêle en vue d'une coloscopie et d'une décompression colique.

Les **drains Unoversal** sont destinés à drainer les plaies au moyen d'une faible dépression lorsqu'un saignement postopératoire faible ou modéré est attendu. Ce sont des dispositifs à usage unique réservés à une utilisation de courte durée.

SimpaVac est un réservoir destiné au drainage postopératoire de faible dépression des plaies après chirurgie (plaie ouverte).

Les **tubes de raccordement d'aspiration stériles** sont destinés à relier deux dispositifs (par ex. poignées d'aspiration et par réservoir) ou à faire office de rallonge entre un dispositif et une source de vide.

Les **raccords stériles** sont destinés à relier deux dispositifs tels que des poignées d'aspiration et des réservoirs collecteurs.

La **poignée et set d'aspiration (FilterFlow™/Deltaflo)** est un dispositif essentiellement destiné aux chirurgies orthopédiques pour enlever et collecter les débris et les fragments d'os, le ciment, la moelle et les caillots de sang sans obstruer le dispositif d'aspiration, à l'aide d'une combinaison d'aspiration et de filtration.

Les **sondes à oxygène** sont des dispositifs à usage unique destinés à l'oxygénothérapie et à l'administration d'oxygène (en faible concentration) directement par voie nasopharyngée ou nasale.

Les **lunettes à oxygène stériles** sont destinées à l'administration directe de faibles concentrations d'oxygène par voie binasale.

Les **tubes de raccordement à oxygène stériles** sont destinés à l'administration de concentrations basses/modérées d'oxygène. Les tubes de connexion/rallonge délivrent l'oxygène à partir d'une unité fixe ou mobile au patient via un dispositif d'administration. Les dispositifs d'administration incluent, entre autres, sondes à oxygène, lunettes et masques à oxygène. En cas d'utilisation de tubes de connexion/rallonge entre les dispositifs de distribution et l'unité d'approvisionnement, le patient est plus libre de ses mouvements et le flux d'oxygène est ininterrompu.

Pinces stériles : Il s'agit d'une pince à usage unique destinée à plusieurs applications. Utilisée dans les procédures cliniques pour saisir, manipuler, manœuvrer ou assister à l'élimination de débris, particules ou tissus de plaies.

Procédure d'identification du produit :

Seuls les codes produits et lots correspondants stipulés dans cet avis présentent un risque de rupture de l'emballage à barrière stérile.

Par conséquent, et pour contrer tout risque potentiel de danger, tous les produits concernés **ne doivent** pas être utilisés.

La seule manière d'identifier le produit affecté est de comparer la référence produit et le numéro de lot des produits faisant l'objet d'un rappel (voir Annexe 1). Il n'y a pas de différence visible entre un produit concerné et non concerné.

Reportez-vous à l'Annexe 2 pour avoir un exemple d'étiquetage indiquant l'emplacement de la référence produit et le numéro de lot sur les étiquettes des dispositifs. Celles-ci se trouvent sur l'emballage primaire et sur la boîte de transport. La référence produit (code) est précédée de la mention « REF » et le numéro de lot

est précédé du symbole



Conseil sur les mesures à prendre par l'utilisateur final.

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des produits concernés. Merci de suivre les étapes suivantes :

1. Cessez d'utiliser tous les dispositifs concernés, définis dans le présent document.
2. Vérifiez le stock et veillez à mettre tous les dispositifs concernés en quarantaine.
3. Complétez le « Formulaire de réponse au rappel à l'attention des UTILISATEURS FINAUX » et renvoyez-le à **votre distributeur dès que possible.**
4. Contactez votre distributeur (et non ConvaTec ou le centre de rappel) pour organiser le retour des produits concernés, le cas échéant, et organiser votre remboursement. **Pour obtenir des produits de rechange, veuillez passer une nouvelle commande auprès de votre distributeur en suivant la procédure habituelle.**

MERCI DE RENVOYER LE FORMULAIRE DE RÉPONSE REMPLI DÈS QUE POSSIBLE.

Continuez de déclarer toute information autre que le présent rappel, telle que les événements indésirables associés aux produits, via votre distributeur ou la ligne d'assistance client de **ConvaTec (reportez-vous à la liste des contacts régionaux pour plus de détails).**

Transmission de cet Avis de sécurité :


Le présent avis doit être envoyé à toutes les autres personnes ayant reçu les dispositifs concernés au sein de votre organisation ou à toute organisation où ont été transférés les dispositifs concernés.

Chez ConvaTec, nous nous engageons à fournir des produits et des services de qualité à nos clients et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cet avis.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, veuillez contacter le centre de rappel. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre distributeur ou votre représentant ConvaTec local. Reportez-vous à la liste des contacts pour obtenir les **coordonnées régionales de ConvaTec.**

Les autorités nationales compétentes ont été avisées de cette action corrective de sécurité.

Autorisation :

<u>Nom</u> Duncan Rowley	<u>Titre</u> Directeur des affaires réglementaires et de l'assurance de la qualité,	<u>Adresse :</u> ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Royaume-Uni.	
<u>fabrication</u>	04 Jan 2019	<u>Signature</u>	

Centre de rappel : Centre d'assistance dédié à la présente action corrective de sécurité :

Tél. : +44 208 6101 608

Fax : +44-207 6601 568

Contact régional » pour tout autre type d'assistance :

Autriche / Belgique / Croatie / Chypre / Estonie / France / Allemagne / Grèce / Hongrie / Israël / Liechtenstein / Luxembourg / Malte / Pays-Bas / Portugal / Roumanie / Suisse / Irlande

Tél: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: ccc.customerservice@convatec.com

Danemark

Tél: +45 4816 7030

Fax: +45 8025 3413

Email: customerservicenordic@convatec.com

Finlande

Tél: +358 (0) 20 7659 630

Email: mail.fi@convatec.com

Italie

Tél: 800500190

Email: clienti.convatec@convatec.com

Norvège

Tél: +47 22686095

Fax: +47 80019602

Email: customerservicenordic@convatec.com

Suède

Tél: +46 (0)42 332010

Fax: +46 200887486

Email: customerservicenordic@convatec.com

Turquie

Tél: +90 216 416 52 00/ +90 312 219 83 61

Fax: +90 216 416 28 30 / +90 312 219 53 21

Email: musterihizmetleri@convatec.com

Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 1244 832206

Fax: 0800 279 9004

Email: unomedical-uk.customerservice@convatec.com

République tchèque, Islande, Pologne, Slovaquie, Espagne, Bulgarie, Lituanie, Lettonie, Slovénie

Tél: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: ccc.customerservice@convatec.com

**FORMULAIRE DE RÉPONSE AU RAPPEL à l'attention des
UTILISATEURS FINAUX**

AVIS DE SÉCURITÉ URGENT
À COMPLÉTER ET RENVOYER par fax/e-mail

Propriétaire du dispositif:

Nom du propriétaire :	<i>Column AA</i>
Adresse du propriétaire :	<i>Column AA, AF, AC, AE, AD, B</i>

Les produits suivants: Tubes rectaux, Drains Unoversal, SimpaVac, Tubes de raccordement d'aspiration stériles, Raccords stériles, Poignées/Sets d'aspiration (FilterFlow™ /Deltaflo), Sondes à oxygène, Lunettes à oxygène stériles, Tubes de raccordement à oxygène stériles et Pincés stériles, ont été distribués dans votre établissement:

Code produit / RÉF.	Code SAP	N° de lot :	Quantité livrée (pièces)
<i>Column R</i>	<i>Column O</i>	<i>Column S</i>	<i>Column X</i>

Merci de répondre à chaque question suivante.

1. Nous ne détenons PAS les produits concernés.
2. Nous détenons les produits concernés suivants :

Notez la quantité (pièces) pour chaque LOT à éliminer :

N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées

FORMULAIRE complété et renvoyé:

Nom (EN MAJUSCULES) :	
Fonction :	
Nom de la société :	
Adresse :	
N° de téléphone :	
Signature :	
Date (jj/mmm/aaaa) :	

**Centre de rappel : Centre d'assistance dédié à la présente action corrective de
sécurité :**

Tél. : +44-208 6101 608

Fax : +44-207 6601 568

E-mail : convatecproductrecall@stericycle.com

Annexe 1 : Liste des références et des lots de produits.

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
13001181	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	203693, 208419, 224350, 307673, 320642, 495175
13001182	MINI SET DE REDON CH06	153977, 159115, 160981, 166817, 181085, 182768, 185144, 188275, 201951, 221101, 223429, 226870, 234889, 237479, 300656, 302931, 305252, 310342, 311314, 312600, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361
	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)	306398, 314307
	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)AUS	152327, 152545, 152687, 155400, 155630, 155911, 158207, 160981, 162465, 162489, 165661, 166258, 166358, 175453, 176571, 178879, 179958, 181085, 182768, 183810, 184728, 185144, 186373, 188275, 190373, 195242, 199290, 203008, 206419, 208562, 212316, 213262, 214604, 217367, 219084, 222168, 223429, 224377, 226870, 228221, 230187, 233575, 234889, 236098, 300656, 300738, 301428, 302259, 302931, 303266, 304730, 305252, 306030, 306280, 306398, 307006, 307301, 307795, 308069, 309106, 309349, 309534, 310342, 311314, 312600, 313045, 313428, 314307, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361, 497717
13001183	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH06(50/200)IT	160560, 164812, 193766, 198434, 211599, 227240, 229179, 233683, 235314, 300442, 303313, 304312, 305057, 310121, 312601, 313802, 314865, 316376, 318264, 318644, 320290, 321372
13001184	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	207658, 301585, 310609, 320915
13002181	MINIVAC 40ML M/ULMER DRAEN&TROCAR CH08	164467, 197379, 201035, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 315521, 321009, 321179
	Minivac setti 30ml + dreeni ch8 10kpl	197379, 201035, 214586, 305653, 307137, 310731
	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	164467, 169614, 201035, 214586, 300452, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 321179
13002182	MINI SET DE REDON CH08	150531, 153978, 154220, 201085, 201999, 207358, 211085, 214570, 216436, 229746, 234149, 237464, 301363, 302288, 302932, 309981, 312007, 312602, 314971, 315185, 320239
	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)AUS	150531, 153978, 154220, 170092, 197394, 198972, 201085, 201999, 207358, 208208, 210460, 211085, 211393, 212920, 213817, 214570, 216436, 217368, 220363, 222534, 225302, 228794, 229746, 234149, 236625, 237464, 300834, 301363, 302288, 302932, 303472, 304975, 309568, 309868, 309981, 311417, 312007, 312602, 320239
13002183	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH08(50/200)IT	153663, 156313, 157366, 160561, 161966, 164813, 167011, 181343, 188132, 188534, 195259, 200400, 238680, 302748, 306199, 312362, 312466, 314215, 314866, 315755, 316377, 318834, 321373

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
13002184	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	151999, 152000, 173153, 203997, 207659, 211620, 237166, 301586, 320916
13002185	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	208882
13004181	Thyroideasetti 100ml+2xdreeni ch10 10kpl	13002185, 13004181
	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	204329
13004182	UNO THYROIDEA SET (10/60) AUS	150540, 154002, 159420, 300565, 300576, 300580, 300585, 305767, 312476, 312603, 498229
13004184	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	193787, 300236, 300238, 300259, 300278, 300288, 304976
14003181	REKTALSONDE CH 18/40 CM	157678, 174278, 184057, 200654, 227711, 229628, 240906, 247935, 7A00676, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	184057, 227711, 7A00676, 7B01025, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048, 8F00459
14003182	Rektální rourka CH 18/40 cm	6K05088, 7A05626, 7B01328, 7C01496
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM (100/800) AUS	150326, 150687, 151669, 152641, 154319, 159650, 162041, 162772, 162938, 163257, 163796, 164676, 165268, 167943, 168513, 172556, 174978, 177810, 177921, 181572, 181702, 183713, 184650, 185359, 186978, 187841, 188416, 190304, 191210, 193641, 194580, 196712, 199775, 200279, 202361, 203908, 204650, 207571, 209153, 210098, 210785, 212199, 213186, 214930, 215386, 217631, 218362, 218994, 219581, 220593, 222132, 222876, 223671, 226312, 227137, 228094, 229098, 231069, 234459, 235207, 236045, 236998, 238547, 239669, 240551, 241962, 246823, 247488, 248275, 249623, 250476, 251351, 252088, 253684, 497919, 6K05088, 6K05743, 6L01515, 6L06087, 7A00674, 7B01328, 7C01496, 7C05505, 7E00773, 7E02113, 7F02484, 7G00079, 7H01918, 7H03195, 7J02311, 7K03634, 7L03177, 7M02047, 8A02901, 8A05957, 8B02381, 8C02338, 8D00542, 8E01926, 8E02698, 8F00458
14003183	SONDA RECTAL CH/18 40CM-100UDS	150049
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	150049, 172997
14003185	UNO RECTAL TBE CH18/40CM(100/800) INT	171461
14006181	REKTALSONDE CH 20/40 CM	227724, 229633, 6K06899, 8C03003
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	227724, 229633, 6K06899, 8C03003
14006182	Rektální rourka CH 20/40 cm	6K06894

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) AUS	150343, 150689, 152764, 154328, 155618, 156616, 157300, 158189, 158883, 159643, 162483, 162768, 163877, 164755, 165259, 172462, 174977, 177914, 181648, 183700, 185354, 186976, 188404, 191988, 192380, 194572, 196012, 197227, 197575, 199177, 199767, 200271, 208486, 209149, 213182, 216008, 218359, 220588, 222872, 223667, 225600, 227133, 228088, 231065, 232064, 238544, 239663, 240549, 245290, 246817, 249618, 251344, 253680, 497930, 499171, 6K06894, 6L01519, 6L06646, 6M02324, 7A04130, 7B06812, 7C01493, 7C05508, 7E03907, 7E04955, 7F02482, 7G00078, 7H01917, 7J03377, 7K03632, 7L03172, 8A03196, 8B02388, 8C02339, 8D01513
14006183	SONDA RECTAL CH/20 40CM- 100UDS	172395, 176496, 254028, 7A00673, 7E04954, 7F00109, 7F02481
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	152995, 173237, 180384, 7F00109, 8D02810
14008181	REKTAALIPUTKI CH22/40CM PHTAL.TON 100KPL	154963, 157679, 165481, 169160, 177763, 179313, 180825, 185122, 190723, 192442, 193195, 201917, 208990, 211326, 211838, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
	REKTALSONDE CH 22/40 CM	152380, 154963, 157679, 165481, 169160, 170441, 174392, 176429, 177763, 179313, 180825, 183348, 185122, 190723, 192442, 193195, 194968, 197248, 198952, 201917, 208990, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6K06897, 6K06902, 6L01269, 6L04561, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) INT	152380, 154963, 157679, 165481, 170441, 174392, 183348, 190723, 192442, 193195, 208990, 211326, 211838, 214486, 216338, 217359, 217984, 224306, 226091, 226756, 227712, 228716, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6L01269, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946, 8F01629
14008182	Rektální rourka CH 22/40 cm	7B02810, 7C02293

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) AUS	150344, 150690, 151676, 151885, 152484, 152651, 154329, 155220, 155891, 156617, 158190, 158707, 159645, 162038, 162587, 162769, 162933, 164756, 166387, 166562, 167053, 167966, 168510, 170229, 172463, 173369, 176052, 177915, 178732, 179452, 181568, 183701, 184644, 185355, 186339, 187833, 188405, 190298, 191193, 191989, 193637, 194573, 195181, 196013, 197576, 199178, 199768, 200273, 205503, 208487, 209150, 210096, 210782, 212195, 213183, 214926, 216009, 217629, 218360, 218991, 219909, 221394, 222130, 222873, 223668, 224704, 225601, 226311, 227134, 228089, 228650, 229095, 230105, 231066, 232686, 233410, 234455, 234794, 235205, 236043, 238545, 240550, 241957, 245291, 246818, 247486, 248273, 250471, 251196, 252082, 253063, 253681, 497628, 6K06893, 6L04528, 6L04581, 6L06127, 6M00666, 6M01803, 7A01806, 7A04717, 7B02810, 7C03435, 7C04988, 7D01705, 7D04861, 7E00997, 7E02944, 7F00120, 7F04252, 7G01830, 7H00927, 7H03094, 7H05988, 7K01255, 7K02643, 7K04185, 7L05966, 7M02406, 8A04413, 8B02896, 8C01998, 8D03387, 8E02387, 8E02991, 8F01631
14008183	SONDA RECTAL CH/22 40CM-100UDS	169151, 184033, 185119, 199202, 204247, 205148, 208916, 211237, 214468, 216334, 217974, 220995, 224229, 227697, 230603, 238050, 239181, 240885, 250008, 498358, 6K01000, 6L04555, 6M00670, 7A04715, 7G01831, 7J01188, 8B02895, 8D02036, 8E02386
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) IT	152989, 153632, 156832, 169151, 172957, 176101, 180366, 192005, 199202, 206923, 209173, 240567, 498358, 6K01000, 8B02895, 8F01630
14010182	Rektální rourka CH 24/40 cm	207255, 234733, 6K06895
	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	150686, 152757, 154895, 156578, 156958, 157216, 158780, 159584, 163244, 169401, 176018, 177889, 190274, 193611, 194545, 195164, 200161, 203898, 207255, 207551, 208175, 211489, 218970, 220571, 221384, 223653, 225585, 228064, 233384, 239645, 248266, 251322, 253042, 6K06895, 7B01057, 7C05994, 7D03500, 7E04516, 7F06008, 7H05991, 7K06060, 8A02033, 8D02018, 8D03385, 8E04228
14010183	SONDA RECTAL CH/24 40CM-100UDS	169182, 254029, 7H04608
	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	254029, 8C05204
14012182	Rektální rourka CH 25/40 cm	7B06456

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) AUS	151677, 152315, 152485, 152652, 152765, 154597, 155221, 155619, 156618, 156816, 157231, 158708, 158884, 159646, 160506, 162040, 162770, 162934, 163256, 164757, 165260, 166388, 166943, 167732, 167942, 168511, 171897, 172548, 173370, 174969, 176054, 177916, 179453, 181569, 183702, 184645, 184925, 185356, 186977, 187834, 188406, 190299, 191195, 193638, 194574, 195182, 196014, 196706, 197577, 199179, 200274, 202359, 203596, 203906, 204649, 205439, 205504, 207569, 209151, 210783, 212196, 213184, 214927, 215385, 216010, 218361, 218992, 220589, 222131, 222606, 222874, 223669, 225602, 227135, 228090, 229096, 230106, 231067, 232687, 233411, 234456, 235698, 236044, 236991, 238546, 239664, 241403, 245292, 246819, 248274, 249074, 249619, 250472, 251345, 252083, 253064, 253682, 488023, 497629, 497931, 497932, 499172, 6K05134, 6K06905, 6L01265, 6L04524, 6L04587, 6M00664, 6M01807, 6M03539, 7A04720, 7B02809, 7B06456, 7C03433, 7D01679, 7D01681, 7D02071, 7D04867, 7E02941, 7F00126, 7F01942, 7F04209, 7G01112, 7H01941, 7H04601, 7H05992, 7K01257, 7K04183, 7L03601, 7L05973, 7M02409, 8A03195, 8A05104, 8B02879, 8C05203, 8D02032, 8D04424, 8E02383, 8F02423
14012183	SONDA RECTAL CH/25 40CM-100UDS	153232, 188205, 201849, 205149, 206029, 208917, 216292, 218381, 220996, 224230, 227698, 230604, 237447, 238051, 240886, 498359, 6K01001, 6L04559, 6M00671, 7A04718, 7A04721, 7B06455, 7C05996, 7E02943, 7F02839, 7G01111, 7J01190, 7L03603, 7M00165, 8A00951, 8A05105, 8C00107, 8E02384, 8F01628
	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) IT	152990, 153232, 153633, 156032, 158371, 160519, 172958, 176102, 180367, 181715, 185376, 198381, 209174, 218381, 233438, 235224, 248294, 498359, 499311, 7A04718, 7B06455, 7C03432, 7C05996, 7K02646, 7M00165, 8C00107, 8D02033, 8E02384, 8F01628
14012185	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) INT	8B03348
14014182	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	157518, 179653, 7H04609, 8E04246
14014183	SONDA RECTAL CH/26 40CM-100UDS	214497, 224263, 238105, 498410, 6K01014, 6L04568, 7A04724
	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	162846, 166866, 173238, 6K01014, 7A04724, 7A04725
14016181	Rektaaliputki ch28/40cm phtal.ton 50kpl	160948, 180827, 190679, 193197, 200656, 211328, 213659, 215178, 216339, 217985, 225253, 226757, 228669, 230696, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L06121, 6M01804, 7K04187
	REKTALSONDE CH 28/40 CM	157700, 159908, 160948, 184058, 190679, 193197, 200656, 211328, 216339, 217985, 226757, 227713, 228669, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) INT	157700, 184058, 216339, 217985, 249463, 250122, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187, 8D02035
14016182	Rektální rourka CH 28/40 cm	7B02811
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) AUS	150321, 151665, 152640, 154315, 154592, 155610, 156579, 156580, 157217, 159630, 160489, 163790, 164907, 165517, 166199, 167419, 167933, 171636, 171943, 172866, 177305, 177890, 181639, 184920, 186964, 187807, 189204, 190275, 191168, 191970, 192756, 194546, 195165, 195991, 197545, 198689, 203585, 204643, 205441, 208146, 208471, 210091, 211128, 211490, 212178, 216697, 218971, 219892, 220572, 222118, 222608, 222854, 229089, 230085, 231040, 233385, 234443, 236026, 239646, 241944, 245923, 247471, 250458, 253043, 497455, 497609, 497911, 6K00999, 6K06896, 6K06904, 6L01270, 6L04580, 6L06123, 7A01842, 7B02811, 7D01703, 7F00124, 7H00929, 7J01191, 7K06059, 8A02040, 8C02415, 8D02034, 8F01632
14016183	SONDA RECTAL CH/28 40CM- 50UDS	176492, 178592, 211239, 214469, 215138, 217975, 224231, 230605, 238052, 240887, 250009, 251277, 498360, 6K01012, 6L04560, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) IT	153634, 156033, 156254, 156255, 172959, 176103, 180368, 218382, 228120, 233439, 251277, 6K01012, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
14018181	Rektaaliputki ch30/40cm phtal.ton 50kpl	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7L03598, 8A00920
	REKTALSONDE CH 30/40 CM	157720, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7B06482, 7H04602, 7L03598, 8A00920
	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) INT	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7H04602, 7L03598, 8A00920, 8D03383, 8F02428
14018182	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	150346, 151682, 151888, 152489, 154336, 154598, 155233, 156635, 159560, 159659, 162044, 162538, 162801, 163264, 164683, 166213, 166955, 168675, 170757, 172565, 176104, 177942, 179462, 181657, 184931, 186986, 188433, 192006, 192788, 193655, 195205, 197599, 200300, 203618, 205440, 205529, 208510, 209175, 210801, 212220, 213207, 214941, 216019, 218383, 219009, 219918, 220607, 222138, 222607, 224717, 229122, 231085, 234473, 236059, 238576, 240568, 241972, 245306, 245959, 246836, 247503, 249080, 251202, 253090, 253699, 497300, 6K02736, 6K06906, 6L01271, 6L04554, 6L04586, 6M01805, 7A01810, 7A04728, 7B02812, 7C01102, 7C04989, 7D02092, 7E01690, 7F00121, 7F04253, 7G01828, 7H04603, 7K01253, 7L03599, 7L05968, 8A00917, 8C00105, 8D03382, 8D04425
14018183	SONDA RECTAL CH/30 40CM- 50UDS	250010, 498361, 6M00668, 7F00122, 7H00936, 7J01203, 7K02649, 7L05969, 8A05102, 8C02417
	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	162802, 172960, 498361, 7F00122, 7L03600, 7L05969, 8A05102, 8C02417

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
14031022	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM (100/1000) IT	153191, 155227, 156625, 156626, 164765, 165267, 165442, 167739, 168091, 170403, 171639, 174110, 174368, 176067, 178739, 184654, 185110, 185363, 185837, 187446, 192779, 193257, 194149, 194469, 195189, 197233, 205521, 209164, 216390, 217341, 218595, 219516, 220600, 222470, 223314, 226816, 227770, 228697, 229604, 230118, 232077, 233426, 234562, 237008, 240562, 240957, 245952, 246339, 247500, 251259, 251361, 251564, 497324, 6K03729, 6K06907, 6L01267, 6L06116, 7C01104, 7C06000, 7F00125, 7H00930, 7J02388, 7K02647, 7K04186, 8A04411, 8C02416
14032022	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM (100/1000) IT	169690, 171640, 176078, 183158, 194585, 203610, 208505, 210437, 211451, 212863, 219288, 219517, 223315, 226819, 228700, 229608, 251258, 6K00534, 6K02735, 6L01268, 6L04574, 6L06119, 7F00123, 7F04254, 7H03097, 7K01254, 7K04190, 7L05967, 8A00918
14033022	UNO RECTAL TUBE CH32/40CM (75/750) IT	200610, 210378
16002181	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 200CM	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 200CM(50/300) INT	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
16003181	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 300CM	167230, 179893, 184225, 187515, 192526, 193331, 201984, 208841, 210511, 211374, 221854, 226889, 227840, 302525, 302966, 304095, 305761, 306287, 306548, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 312011, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 300CM(1/50) INT	167230, 179893, 183563, 184225, 187515, 193331, 201984, 211374, 214592, 219689, 221121, 221854, 226889, 230746, 302525, 302966, 304095, 304444, 305761, 306287, 307682, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
16013182	UNO CONN TUBE FINGERTIP 210CM(1/50) INT	155077, 155284, 168328, 168638, 168725, 179519, 181311, 184720, 187917, 192799, 196080, 201410, 203007, 206483, 211574, 213787, 214568, 214979, 216410, 216806, 218090, 221099, 224336, 228220, 230722, 300489, 301427, 302033, 304295, 305265, 306144, 306774, 307016, 308273, 309109, 492531, 497478, 499706
16021181	FORBINDELSESSLANGE 210CM, FINGERTIP/TRAG	170528, 211367, 211907, 214585, 215713, 224349, 227833, 229723, 233090, 234881, 236633, 237471, 300636, 304089, 304429, 305266, 307017, 307504, 308745, 309890, 309991, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151081, 152335, 162526, 166265, 169610, 170528, 181298, 195289, 199328, 203689, 203992, 211367, 211907, 212355, 213799, 224349, 226422, 228303, 230738, 234159, 235307, 236633, 300450, 300636, 303164, 304089, 304429, 305266, 305660, 306870, 307017, 307683, 309574, 309890, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222
16021182	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151300, 152530, 152678, 152679, 156701, 159625, 162061, 162600, 163920, 164796, 165323, 167543, 168598, 170557, 174208, 181338, 186371, 188516, 189243, 191282, 192053, 195238, 196079, 197640, 200368, 203004, 206413, 208558, 210893, 211569, 213255, 214166, 214974, 216796, 221441, 223724, 226384, 227197, 228213, 228833, 229153, 230179, 233566, 234496, 235261, 236094, 300484, 300726, 300938, 301421, 301538, 301795, 302028, 302189, 302690, 303254, 303649, 304151, 304298, 304562, 305267, 305998, 306288, 306601, 307018, 307368, 307505, 308073, 308396, 308586, 308920, 309110, 309360, 309992, 310735, 311320, 312336, 313590, 314696, 315222, 316384, 317778, 497486, 497692, 499191, 499711
16021184	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	152011, 152012, 157543, 173160, 180438, 193779, 200410, 204007, 207669, 211637, 217665, 233673, 237180, 300462, 301598, 304708, 306463, 306891, 308397, 310954, 313313, 318828, 490116
16024182	UNO CONN TBE FT SP FNL CH24/210(1/50)INT	151318, 152342, 155109, 155644, 158724, 159273, 159761, 162477, 165051, 166446, 168607, 168656, 173474, 173985, 179548, 181335, 183827, 184744, 187952, 189257, 191311, 194657, 197665, 199802, 201426, 203696, 205666, 207670, 210929, 212360, 215000, 216107, 217666, 219150, 222189, 224769, 227242, 228315, 231158, 233676, 234537, 237181, 300463, 300797, 301466, 302064, 303173, 303334, 303959, 304620, 305042, 305268, 305661, 306033, 306145, 306289, 306404, 307019, 307313, 307506, 308074, 308348, 308587, 308746, 308921, 309361, 309575, 309993, 310604, 310955, 312012, 312614, 313504, 314223, 314597, 315522, 317349, 318136, 318866, 493893, 494639, 497709, 497710, 499733, 499734
16031182	UNO CONN TBE FNL CH24/350CM (1/50) INT	151295, 159705, 166726, 168639, 172895, 184723, 191285, 194631, 202435, 206420, 214980, 216076, 216808, 225681, 228224, 235267, 300365, 302035, 302824, 306290, 307507, 308075, 309994, 310814, 493789, 497479, 497480, 497481, 499707
16039181	ILTFORBINDELSESSLANGE, 300 CM	153998, 157759, 169475, 181116, 183559, 184251, 193325, 194250, 202015, 204328, 205232, 207373, 208872, 226886, 227834, 230739, 300617, 300649, 301379, 301745, 302959, 305662, 305835, 306291, 307369, 307684, 308398, 308747, 309576, 309995, 310345, 310736, 495065
	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	202015, 205232, 300649

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
16039182	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	151319, 161736, 168608, 171892, 181344, 187953, 195278, 200411, 210145, 211638, 215001, 219151, 224770, 228316, 233677, 300398, 303336, 303960, 304796, 306146, 306524, 307020, 308588, 309111, 309362, 311159, 311572, 497236
16042182	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/400CM(1/40) INT	151303, 152531, 155082, 159627, 164329, 166730, 167546, 168647, 169384, 172896, 173973, 179524, 181319, 182984, 185531, 187926, 189249, 190366, 191290, 192802, 193750, 197644, 199281, 202436, 203968, 206414, 210121, 210894, 213256, 214168, 215412, 216799, 219945, 220635, 222955, 228215, 230180, 232144, 234498, 235262, 237811, 300356, 300729, 301540, 302029, 303257, 303643, 304146, 304568, 304770, 305269, 305663, 306292, 306405, 306775, 307021, 308076, 308399, 308589, 308836, 308922, 309363, 309577, 309997, 311531, 493814, 497490, 497491, 497952, 499713
16049181	FORBINDELSESSLANGE 210CM, 2 TRAGTE CH 24	164468, 309364
	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	151086, 152343, 164468, 166269, 169618, 195279, 199314, 203697, 204008, 206452, 211368, 212361, 214587, 226430, 228317, 300464, 300981, 301382, 302522, 302860, 302962, 303174, 304431, 306167, 306776, 307022, 307508, 308748, 309364, 309998, 310584
16049182	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	150391, 151980, 156700, 157254, 157905, 158902, 159616, 167122, 168588, 168724, 169381, 170556, 171882, 173972, 174207, 178820, 180425, 181310, 182105, 182981, 184718, 190363, 191281, 193747, 196077, 199276, 200367, 201409, 203666, 206417, 208561, 211573, 213260, 214978, 216804, 219948, 221443, 222166, 225679, 226388, 228219, 230185, 232148, 236097, 300735, 301424, 302573, 302694, 303949, 303979, 305270, 305664, 306147, 306293, 306406, 306777, 307023, 307509, 308077, 308749, 308923, 309999, 310737, 311029, 312253, 312864, 314309, 314565, 315886, 316386, 317460, 497690, 499704
16049183	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM (1/50) IT	153656, 156289, 198438, 199308, 209249, 210906, 211591, 224767, 228310, 229173, 235309, 236127, 300395, 301818, 302740, 308078, 308293, 309112, 310000, 310738, 311532, 311728, 312365, 313050, 313857, 314226, 314869, 316029, 316784, 317779, 499329
16049184	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	152015, 152016, 157544, 157545, 166068, 166069, 185556, 192081, 193780, 200412, 205667, 207671, 226431, 233678, 237182, 301599, 303659, 306464, 308079, 308400, 309440, 309578, 311321, 312337, 312502, 313314, 314416, 315181, 318753, 494973, 494974
16050022	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153975, 155436, 158089, 160059, 160984, 161154, 161352, 166814, 176573, 178894, 179878, 181135, 181327, 182985, 192815, 194651, 199293, 203037, 206952, 207364, 208214, 216420, 217370, 232740, 303307, 308828, 309113, 309365, 309579, 309926, 310124, 310739, 310956, 492952, 495141, 497696, 497961
16050181	FORBINDELSESSLANGE 300CM, 2 TRAGTE CH 24	153970, 160971, 181117, 183560, 197380, 208873, 229725, 301494, 302135, 302537, 304760, 305665, 312887, 495147

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	183560, 302135, 304760
16050182	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	151314, 152332, 152561, 152692, 156717, 157351, 158620, 158910, 159644, 162607, 163050, 163930, 165337, 166428, 167559, 168594, 168651, 169388, 170569, 174217, 176574, 180433, 181342, 183815, 184737, 185541, 186382, 187943, 188526, 189255, 191299, 192069, 194653, 195254, 196099, 196800, 199294, 199799, 200394, 202439, 205647, 206435, 207647, 208585, 209260, 212345, 213286, 214997, 216098, 216838, 219959, 220658, 222186, 222990, 224760, 226414, 227226, 228285, 229184, 230201, 232741, 233624, 235289, 236123, 237826, 300438, 300518, 300769, 300968, 302055, 302226, 302427, 302828, 303309, 303655, 304159, 304308, 304601, 305043, 305271, 305772, 306034, 306407, 307024, 307314, 307510, 307685, 308349, 308750, 308924, 309114, 309580, 310001, 310957, 311684, 312338, 313433, 314310, 315148, 316674, 317351, 319267, 497697, 497698, 497699, 499196, 499725
16050183	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153657, 156060, 156291, 156292, 156293, 156294, 160546, 164808, 192077, 195269, 200398, 205669, 209250, 221476, 228311, 229174, 235310, 237160, 300396, 301819, 302741, 304165, 308985, 311533, 312366, 312616, 313803, 314227, 314975, 316946, 317705, 319368, 498218
16050184	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	152017, 157547, 165906, 166447, 184746, 192082, 193782, 196809, 306892, 310346, 311384, 312503, 314417, 316580, 317862, 494975
16056182	UNO CONN TBE 2 FNL CH30/400CM(1/40) INT	151981, 155083, 158614, 159720, 162462, 164797, 165035, 165896, 168648, 173141, 179525, 181320, 185532, 191291, 193751, 200372, 206484, 207633, 209220, 211570, 213816, 214569, 216411, 216800, 218091, 221100, 221442, 224376, 228216, 230181, 233567, 235263, 237101, 300485, 300604, 301541, 302030, 303258, 303644, 304569, 305773, 306168, 306602, 306779, 307686, 308080, 308401, 308751, 309115, 309366, 310002, 310816, 490090, 494955, 497550, 499714
16059182	UNO CONN TBE FNL CH24/210CM(1/50) INT	151296, 152529, 152677, 159706, 163922, 164326, 165032, 167544, 168640, 168727, 170558, 178821, 183808, 186372, 187919, 188517, 200369, 201411, 203667, 206421, 209229, 214170, 214981, 219086, 224741, 228225, 231131, 237814, 300493, 300742, 301431, 302036, 303152, 303248, 304150, 304296, 305272, 306148, 307025, 307389, 308752, 310003, 310347, 311685, 312339, 312865, 313593, 314786, 315150, 316675, 317246, 318515, 497482, 497691, 499708

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
16064182	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	151304, 155084, 155931, 159250, 159716, 163651, 164327, 168643, 169383, 173493, 176811, 179521, 181293, 183809, 187921, 189246, 191286, 201412, 203005, 206938, 209224, 211159, 213258, 219082, 222963, 223725, 227199, 230183, 232146, 235265, 300417, 300487, 302031, 302193, 302257, 303153, 303262, 303980, 304300, 304565, 305999, 306149, 306295, 306780, 307026, 307390, 307687, 308753, 309581, 310004, 310348, 497492, 497493, 498881, 499715
16064184	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	152059, 152060, 173158, 185560, 192108, 193815, 196851, 223000, 226424, 233672, 237167, 300456, 301588, 302743, 303518, 304192, 306465, 306893, 308081, 310349, 495006
16069181	ILTFORBINDELSESSLANGE M/1 TRAGT, 210 CM	202016, 227835, 230773, 238141, 300917, 302960, 308673, 310005, 314297
	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	151082, 152336, 152521, 159570, 162528, 166266, 169611, 179545, 190395, 195290, 199330, 202016, 203690, 203994, 205233, 206448, 208839, 212356, 226423, 227835, 228304, 229192, 230773, 233661, 234903, 235308, 235727, 236667, 238141, 300451, 300672, 300917, 301779, 302960, 303165, 304984, 306169, 306781, 307027, 307688, 308673, 308754, 309201, 309582, 310005, 314297, 497703
16069182	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	150451, 156704, 162603, 163925, 167547, 200375, 222966, 301432, 305856, 306158, 312254, 315190
16069183	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210CM(1/50)IT	153659, 156299, 162146, 167226, 211594, 220665, 235312, 306525, 312367, 315481, 318993
16069184	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	166448, 173163, 193783, 200413, 211639, 217667, 223001, 226432, 233679, 301600, 303491, 308082, 308402, 311386, 313434, 494976
16074182	UNO CONN TBE CARIFLEX CH24/400(1/40) INT	152583, 154360, 155921, 164492, 165663, 166449, 167955, 171613, 173283, 179549, 182119, 186388, 188541, 192083, 195281, 196106, 197666, 200414, 202454, 203045, 203698, 205668, 210146, 212362, 213293, 219152, 219968, 223002, 224771, 225709, 227243, 228859, 232755, 233680, 234538, 236131, 300399, 300798, 301601, 302755, 302861, 303394, 304985, 306180, 306408, 306894, 307391, 308986, 309202, 309441, 309891, 311799
16086242	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151302, 159715, 181314, 189245, 194632, 208049, 211158, 216803, 219947, 222164, 222962, 226386, 231129, 232145, 300359, 301542, 303261, 304299, 305274, 305666, 309583, 311161, 313594, 316387, 318867, 497489
16087242	UNO OXY CONN TBE CH16/210CM(50/250) INT	155076, 159623, 168726, 180426, 187918, 191283, 199792, 203972, 209227, 213263, 216807, 222167, 227201, 229158, 237106, 300490, 301429, 302574, 303151, 303648, 304574, 305275, 306150, 306409, 307029, 307511, 308590, 309368, 310006, 310960, 311534, 312618, 313302, 313435, 314051, 315151, 317186, 318754, 497475, 499705
16089182	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151998, 152566, 155638, 162065, 165662, 166419, 172172, 172476, 176577, 179534, 183814, 185538, 187014

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
16092242	UNO OXY CONN TBE CH16/180CM(50/250) INT	150449, 151297, 155079, 159707, 165895, 168641, 181313, 187920, 193748, 197641, 202413, 205599, 210125, 214171, 219949, 227203, 229159, 300311, 300743, 301801, 302037, 302572, 303249, 304575, 305667, 306410, 307030, 308350, 308591, 309116, 309584, 310146, 312619, 313788, 314870, 317461, 318139, 319615, 497483, 497484, 499709
16100181	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152337, 154354, 159571, 162529, 166267, 169612, 185548, 190396, 195291, 203691, 209284, 212357, 300977, 302856, 303166, 304986, 306170, 306782, 307392, 307689, 309369, 310411, 310961, 497704
16100182	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	151317, 152571, 152697, 156727, 158622, 159757, 162609, 163815, 163932, 166737, 167563, 168746, 170570, 171058, 173984, 174220, 176580, 178824, 182988, 184738, 187950, 190387, 191306, 192078, 193774, 195270, 196806, 197661, 198439, 202441, 203043, 206430, 209252, 210907, 213281, 214192, 216106, 216849, 219145, 220353, 221477, 223755, 224768, 227238, 228312, 231157, 232159, 233663, 234156, 236129, 237161, 237823, 300667, 300914, 301464, 301582, 301822, 302437, 303302, 303385, 304310, 304403, 304576, 304783, 305276, 306035, 307031, 307393, 307690, 308755, 308925, 309203, 309930, 310007, 310351, 310585, 310962, 497706, 498597, 499732
16100183	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	155293, 156846, 159574, 161967, 164809, 171655, 174221, 176581, 182989, 188135, 191307, 193776, 196100, 203044, 205670, 206947, 209253, 216850, 219956, 222188, 223756, 225708, 228313, 236130, 302592, 304311, 499064
16100184	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152019, 152020, 157548, 166071, 166072, 173164, 196810, 200415, 204009, 211640, 223003, 226433, 233091, 233681, 237183, 301602, 302066, 303513, 304710, 305853, 306895, 308083, 308403, 309442, 310352, 310740, 494977, 494978
16102181	Imuletku OP-Flex N/N ch 24/350cm 50 kpl	201973, 213047, 229724, 302620, 303004, 303550, 306181, 308756, 309117, 310125, 310412, 495145
	OP-Flex, 350 cm forbindelsesslange	190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 302620, 302783, 303004, 303550, 305774, 306181, 306466, 307394, 308404, 308756, 309370, 310125, 310412
	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	159572, 190397, 190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 233662, 300978, 302620, 302783, 302816, 302857, 303004, 303167, 303550, 305277, 306181, 306296, 306466, 307394, 309117, 309370, 309585, 310125, 310412, 495145, 497705
16102182	TUBULURE RACCORDEMENT OP-FLEX 3.5M	150530, 236656, 300655, 306603, 307032, 307395, 308757, 310008, 310611

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	150530, 151306, 152323, 152532, 152680, 155087, 155286, 155628, 156702, 158715, 158904, 159719, 162460, 162601, 163043, 163923, 165034, 165327, 166253, 166727, 167008, 167545, 168599, 169601, 170559, 170766, 174209, 176566, 179522, 181084, 181294, 181885, 181921, 184725, 185143, 185527, 187922, 189247, 189888, 191287, 191740, 192054, 193355, 194633, 195009, 195239, 196788, 198427, 199278, 199793, 200370, 202431, 203469, 203967, 204339, 205207, 205597, 206412, 207388, 208226, 208557, 208855, 209218, 210892, 212313, 212950, 213254, 214973, 216073, 216795, 219078, 222162, 224740, 227196, 228212, 230178, 231126, 233565, 234148, 234495, 236656, 237478, 237807, 300483, 300655, 300725, 300935, 301419, 301794, 302187, 303250, 304141, 304286, 304566, 304768, 305278, 305668, 306000, 306411, 306603, 307032, 307395, 308592, 308757, 308926, 309118, 309371, 309540, 309586, 309931, 310008, 310611, 497495, 497693, 498583, 499193, 499716
16102183	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) IT	150629, 153658, 156061, 156296, 156297, 156298, 160548, 160549, 160550, 187023, 188537, 195271, 211593, 237162, 300433, 302742, 492915
16102184	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	152022, 152023, 157549, 165908, 166450, 173166, 185557, 193785, 200416, 204010, 207672, 211641, 217668, 223004, 226434, 233682, 237184, 300465, 301603, 302067, 303339, 306896, 308084, 308405, 308927, 309443, 494979
16151022	UNO OXY CONN TBE CH14/200CM(50/300) INT	202419, 304694, 316076, 497813
16172182	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/300CM(1/50)INT	157771, 160989, 164484, 169465, 170508, 170509, 172045, 174499, 175445, 178888, 178918, 179176, 179897, 181092, 181898, 181924, 182783, 183605, 184262, 184274, 190835, 192531, 193373, 194284, 195651, 197416, 198025, 198999, 199563, 199721, 201069, 204348, 207015, 208219, 208387, 208880, 209916, 210514, 211099, 211908, 212956, 213836, 214621, 217390, 218647, 219692, 220372, 221150, 221857, 222550, 223480, 224402, 226925, 229280, 229756, 230759, 231636, 232469, 233687, 234161, 234916, 235730, 236671, 236770, 300598, 300679, 300805, 301496, 301911, 302299, 303010, 303694, 303782, 304463, 305279, 306526, 306604, 306783, 307033, 307315, 307512, 308085, 308274, 308351, 308593, 309372, 309587, 310009, 491520, 495054, 495152
16173182	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/500CM(1/40)INT	157772, 163690, 164474, 172046, 194263, 201070, 207399, 208220, 213837, 219693, 219837, 226926, 233074, 234162, 300923, 302156, 302300, 302985, 304464, 305280, 306182, 307396, 309373
19005182	UNO OXY CATH GREEN CH8/40CM(100/1000)INT	152316, 172635, 178761, 194599, 211153, 228155, 247513, 6M00339, 7D04805, 7H04072, 8B04615
19006182	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	151889, 152494, 154334, 157309, 159901, 162798, 165652, 166212, 172564, 174979, 180325, 181581, 184667, 192004, 201385, 205527, 208508, 239701, 497299, 497937, 7J05966, 8C05605
19006183	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	153631, 156250

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO OXY CATH GREEN CH10/40CM(1X100PK) IT	218380, 250498, 498357, 6L06019, 7D01371, 7G05467, 8B04926
19007182	UNO OXY CATH GREEN CH12/40(100/1000) INT	172636, 228156, 7D04808
19008182	UNO OXY CATH GREEN CH14/40(100/1000) INT	154341, 206928, 212241
19017182	UNO OXY GREEN FOAM CH10/40CM(100/600)INT	150353, 152505, 152665, 154342, 155242, 155898, 156035, 156647, 157242, 158893, 159665, 159917, 162058, 162558, 162836, 162959, 163886, 163887, 165297, 165825, 167771, 169704, 170466, 172469, 173391, 174846, 176448, 176557, 177728, 177984, 178762, 179471, 180998, 181494, 182690, 183757, 184104, 184686, 185474, 186356, 187003, 188226, 188904, 190732, 191259, 193680, 194185, 194600, 196755, 198962, 199236, 200984, 202411, 202781, 204302, 205551, 208205, 208528, 209007, 211071, 211843, 213242, 213738, 215140, 216037, 217331, 219033, 220342, 222913, 223342, 225633, 226768, 228157, 229645, 230145, 231098, 233468, 234125, 234482, 234861, 237427, 239119, 240582, 241987, 245969, 246864, 247128, 249470, 249653, 250060, 251372, 252113, 252609, 497218, 497941, 499182, 6K02048, 6K04860, 6K04861, 6L01078, 6L02707, 6L04906, 6M00323, 7A01930, 7B03375, 7B06788, 7C05475, 7E00344, 7E03853, 7F02103, 7G00535, 7H02463, 7J03839, 7L00934, 7M02335, 8A02881, 8B01985, 8D00284, 8D03435, 8E01100, 8F00409
19019181	Happikatetri ch 14 superlonkärki 100 kpl	163588, 200617, 222490
	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600)INT	200617, 222490
19019182	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600) IT	150350, 151887, 152488, 152656, 154335, 155232, 155894, 156634, 157232, 162043, 162945, 164682, 165279, 166954, 168521, 170743, 172468, 176100, 179461, 180326, 181582, 183741, 184668, 185375, 191231, 193654, 196725, 199201, 202366, 205528, 208509, 213205, 216018, 219008, 222891, 225617, 228119, 230129, 231084, 234470, 236058, 238575, 240566, 245957, 246833, 249634, 251363, 497185, 6K02075, 6K04863, 6L03927, 6M01173, 7A05387, 7B04091, 7C02886, 7C05249, 7E00343, 7E04878, 7G00965, 7H02756, 7L01742, 8A02878, 8B04299, 8C02278, 8D02623, 8F00081
19020182	UNO OXY GREEN CH10/40CM (100/1000) INT	150354, 155899, 184687
19024182	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	154344, 155900, 163807, 172592, 181598
19030182	SONDE OXYGENE AVEC COMPRESSE 40CM CH10	158961, 161621, 162132, 234755, 6K04073, 7A02135, 7C02888, 7F00831, 7G05466, 7L01411, 7L06810, 8B00814, 8B04925
	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	8B04925, 158809, 190983, 8B00814, 8E02430

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
19034182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH08	161639, 193154, 196510, 211292, 220983, 223369, 225274, 227756, 234787, 250106, 6K06844, 6L01664, 7B05103, 8A04758
	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) AUS	161639, 225274, 7B05103, 8A04758
19034242	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) INT	168958, 214949
19035182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH10	158984, 165437, 167477, 167814, 169136, 170463, 174323, 176402, 176463, 178623, 180963, 181851, 185076, 188171, 188873, 198901, 202768, 205133, 206746, 208966, 209144, 211293, 214507, 218614, 219576, 221048, 224276, 225275, 226797, 227757, 230592, 233021, 234788, 236503, 239152, 240946, 247971, 249989, 252541, 498299, 6L01464, 6L06594, 7A02134, 7D03814, 7H06064, 7M00379, 8A01457
	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)AUS	158984, 167814, 8A01457, 8E00901
19035242	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)INT	8C01512
19035908	OXY CATH BLU CH10/40CMTHRMFSHR(100/1000)	193299
19037182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH12	150085, 167516, 167815, 169102, 176536, 178624, 181852, 200727, 201889, 202735, 207257, 208967, 209145, 211294, 218029, 224277, 227758, 229667, 232411, 234789, 240866, 247909, 249990, 498300, 6L02344, 6M00333, 7A02137, 7H03884, 8C04561
	UNO OXY CATH CH12/40CM (100/1000) AUS	167516, 7H03884, 8C04561
19038182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH14	150005, 167108, 179771, 209146, 238031, 6L05092
	UNO OXY CATH CH14/40CM (100/1000) AUS	6L05092, 8A05947
19040052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	151178, 154979, 159679, 163311, 165017, 166710, 168701, 172833, 179480, 181531, 185331, 187769, 189186, 191143, 195137, 195973, 199123, 200222, 203561, 206331, 209118, 210756, 213136, 214887, 215964, 218940, 221357, 222831, 226276, 227088, 228012, 232025, 233351, 238512, 239592, 245902, 247448, 250413, 252030, 497012, 497013, 499520, 6K01705, 6K01706, 6L00243, 6L01459, 6L06016, 7A01929, 7A04285, 7A07021, 7B05241, 7C00989, 7C04315, 7D01369, 7D03813, 7E01096, 7E04074, 7F00829, 7H00707, 7J03838, 7K01811, 7K03180, 7K06464, 7L04766, 8A01332, 8B03350, 8B05301, 8C04371, 8D03638, 8E01903, 8E03759, 8F03546

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
19041052	UNO OXY BLUE FOAM CH12/40CM(100/600) INT	151193, 159670, 160261, 168491, 168925, 172850, 174868, 181545, 184614, 187785, 190260, 193599, 195150, 197534, 200231, 202393, 203572, 206339, 207536, 210081, 213144, 214899, 215978, 222108, 223631, 225573, 227098, 228035, 231025, 235191, 236008, 237730, 239612, 241380, 248247, 250429, 253008, 497049, 499557, 6K01707, 6K06673, 6L01077, 6L06017, 6M02973, 7A05311, 7B02834, 7B05100, 7C03161, 7D02295, 7E02029, 7E05384, 7F02821, 7H05577, 7J05964, 7K05782, 7L01741, 7L03868, 8A01460, 8A03138, 8A04354, 8B03605, 8C01670, 8C04555, 8D03918, 8E03491, 8F01694
19042052	UNO OXY BLUE FOAM CH14/40CM(100/600) INT	155004, 159619, 168926, 172852, 181634, 185341, 189198, 191160, 197539, 199754, 202919, 206893, 210760, 213146, 215983, 216670, 222111, 224683, 227100, 229073, 232031, 236012, 238519, 241382, 247458, 250431, 253010, 497053, 499560, 6K04859, 6K07201, 6L01659, 6M00326, 7A05352, 7B05099, 7C01671, 7D02950, 7E04877, 7F03913, 7H04186, 7K03179, 7L06809, 8A02879, 8B04300, 8C02277, 8E00900
19046022	UNO OXY CATH GREEN CH08/40(100/1000) INT	219771, 231058, 245930
19047022	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) INT	153100, 154130, 155222, 156817, 161093, 164758, 166390, 166854, 172883, 178733, 181570, 184646, 190300, 192768, 199771, 201376, 206906, 212197, 216710, 222875, 224781, 227136, 235206, 236992, 245295, 251346, 497933, 6K04970, 6K04972, 6M00623, 6M02981, 7B05102, 7C00498, 7C01480, 7C06393, 7D01647, 7F00830, 7F03121, 7J00284, 7J01365, 7J05965, 7K03589, 7L04767, 8A01458, 8C00396, 8C01896, 8E01102, 8E02431, 8F00759
19049022	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM (1X100) IT	240261, 6K00314, 7A06711
	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM(100/1000)IT	6K00314, 7J03169
19055022	UNO OXY GRN FOAM CH10/40CM(100/1000) INT	151500, 154135, 158076, 158512, 160664, 167765, 171647, 172585, 174131, 176119, 178756, 179463, 181669, 182954, 185452, 188480, 194606, 197616, 199234, 205540, 206369, 214118, 215401, 216024, 218393, 219023, 221418, 223689, 232088, 233451, 238588, 241976, 246844, 250510, 253098, 497301, 6K04950, 6K04951, 6M00311, 6M02650, 7A02128, 7B01022, 7F01895, 7F06051, 7G02616, 7J02350, 7L03565, 7M02930, 8A06298, 8D02801
19056022	UNO OXY GRN FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	154136, 157310, 167766, 174836, 179464, 185453, 190334, 202377, 215402, 218394, 220612, 221419, 232089, 237024, 237756, 240574, 6K02077, 6K05744, 7D00476, 7E05383, 7K03036, 8A05944, 8C01893, 8D02500, 8E03492

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
19057022	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/1000)IT	154134, 156636, 160661, 162440, 167743, 179458, 181656, 188424, 190315, 191223, 195202, 202365, 206360, 207582, 217638, 218389, 220609, 225621, 226211, 235229, 237018, 241434, 250507, 6K05478, 6L03368, 6M00325, 7D04824, 7F00082, 7F04200, 7J01854, 7L02113, 8A03736, 8C03623, 8D02622
19068022	UNO OXY ADJ FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	219772
19069022	UNO OXY ADJ FOAM CH14/40CM(100/1000) INT	6M03680
19074052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	155060, 164193, 168897, 169336, 181721, 187883, 194608, 199785, 206370, 213224, 216743, 227157, 228130, 237757, 247505, 253101, 499645, 6K03598, 6M00622, 7B03376, 7C06394, 7F00066, 7H03169, 7K03185, 7M02363, 8B01986, 8D02625, 8F00757
29001182	UNO NASAL OXY CANN STR(50/300) IT	150458, 152578, 155920, 156063, 156685, 158915, 159125, 162068, 162532, 162871, 163079, 163934, 165341, 167014, 168606, 169369, 169389, 169609, 179567, 180459, 181334, 184743, 187026, 190386, 191305, 194656, 196807, 199313, 202448, 205617, 208576, 230191, 233595, 303657, 304319, 304996, 306426, 306903, 308113, 308604, 308944, 310363, 311585, 312031, 312473, 314299, 315204, 316106, 317867, 318764, 499197
29002182	LUNETTE OXY STE CONNECT M-F TUB2M ADULTE	211389, 214626, 218138, 220375, 221136, 224375, 226146, 226935, 227854, 301768, 302535, 303404, 304124, 304475, 305697, 307070, 307722, 308771, 309209, 309611, 310037, 312651, 313021, 314988, 315528, 316403
29003242	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	187948, 214191, 223753, 304610, 310038, 314989
29006242	UNO NASAL OXY CANN STR (50/300) INT	151301, 155081, 158613, 160147, 168729, 180458, 185530, 189248, 199796, 203663, 207632, 214167, 214975, 216798, 227198, 232143, 237100, 237810, 300728, 303148, 303256, 304769, 305336, 306537, 306808, 308605, 309612, 311030, 312652, 313445, 314058, 315372, 316404, 318142, 497488, 499712
29008181	HAPPIVIHKSET, STERIILI, VIHREÄT 50 KPL	184221, 211361, 221109, 224391, 301374, 304118, 304415, 305698
	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (GROEN)	157782, 161438, 167241, 170546, 181114, 183575, 184221, 197376, 201960, 204323, 205225, 211361, 214580, 218095, 219655, 221109, 224391, 227824, 230731, 300830, 301374, 301740, 302951, 303767, 304415, 305698
	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	157782, 167241, 181114, 184221, 197376, 204323, 218095, 221109, 224391, 226134, 301374, 304118, 304415, 305698, 307723, 309613
29008182	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	150398, 150453, 154350, 162063, 163841, 174228, 176583, 178028, 179565, 181297, 182111, 185537, 186374











RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
29010242	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	151308, 155092, 157906, 159723, 160728, 166728, 168644, 178826, 181317, 185528, 187924, 191289, 193749, 199279, 202432, 206936, 209219, 211568, 222954, 223723, 226385, 228214, 231127, 234497, 237808, 300937, 301796, 303253, 303463, 304567, 305337, 305775, 306008, 306621, 307071, 308114, 308772, 309614, 310039, 499719
29011242	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	166729, 168645, 171883, 181318, 185529, 187925, 190365, 194634, 196789, 199794, 202433, 206937, 211157, 216074, 216797, 219944, 225676, 231128, 232142, 237809, 300727, 301420, 302401, 303640, 305338, 305776, 306622, 306809, 307534, 308773, 309390, 315161, 499194, 499720
29014181	ILTBRILLE BUET CH10/200CM, STER (GROEN)	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 172063, 174534, 175473, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 187544, 189895, 193315, 202009, 205226, 208837, 211408, 214614, 224345, 227825, 229743, 230768, 300611, 300903, 301777, 302553, 302952, 303768, 304119, 304416, 310749
	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 174534, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 189895, 202009, 205226, 211408, 224345, 227825, 229743, 230768, 301777, 304119
29015181	ILTBRILLE BUET CH10/210CM, STER (KLAR)	226891
29015182	UNO NASAL OXY CANN CRV CLR (50/300) INT	167020, 169606, 191329, 196845, 202425, 208589, 216104, 225705, 230210, 234535, 302236, 302852, 304191, 304350, 304997, 305844, 306427, 306904, 307375, 308115, 308774, 308945, 309615, 310365, 312653, 314300, 314427, 315205, 317254, 317892, 318766
29017181	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (KLAR)	226135
29018182	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150541, 152569, 152695, 156724, 161437, 163928, 167557, 170542, 170567, 172062, 174229, 181341, 187502, 188285, 190796, 196096, 227208, 233053, 233589, 234153, 234896, 236627, 237483, 300661, 301366, 301439, 301487, 302127, 302296, 304153, 305339, 309456, 310040, 310366, 310559, 310599, 310750, 310984, 311172, 312486, 312654, 312871, 313022, 313306, 313838, 314059, 314428, 314707, 314789, 315032, 315276, 315757, 316284, 317108, 318280, 318439
29022022	UNO NOC STR NOSE PC FNL (50/300) INT	156694, 159937, 164806, 167503, 176266, 192079, 192816, 201422, 205655, 210919, 212350, 222992, 226417, 227235, 230208, 235304, 300771, 301577, 302436, 302739, 309146
33001181	Oeresug, buk	479440
	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)NEU	479440, 481829
33001182	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)EUR	152634, 163866, 170754, 181691, 195974, 202913, 216665, 219879, 227090, 230063, 234416, 236000, 246767, 249583, 479250, 481802, 485393, 486189, 492546, 497121, 498074, 6L06114, 6M03532, 6M03533, 7C02295, 7D04863, 7F00138, 7H01944, 7K04189, 8A03851, 8B04375, 8D04423

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
33002182	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)EUR	161719, 162580, 190269, 200235, 224673, 229060, 246753, 478852, 488004, 498073, 6L04518, 7F04256, 7L03605, 8A03855, 8C00111, 8C03634
33002183	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)SEU	156251, 167748, 237013, 8F02433
	UNO PRECISION HNDL DBL BEND(100/1000) IT	237013, 496293, 6L01221, 7M00167, 8C02421
33004182	CANULE ORL COUDEE CH06	167139, 208948, 7C04976
	UNO PRCN HNDL SNG BEND 13CM(100/1000)EUR	7C04976
33005182	CANULE ORL BICOUDEE CH06	184113, 480633, 6M03538
	UNO PRCN HNDL DBL BEND 13CM(100/1000)EUR	480633, 8F02432
33094182	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	162618, 163729, 164993, 184302, 185169, 188326, 190851, 192564, 194308, 195041, 195669, 197438, 198041, 205261, 206479, 208250, 209034, 210533, 211111, 213862, 214207, 215209, 216459, 217401, 220396, 230228, 233103, 300574, 300579, 300603, 304473, 304659, 305360, 306820, 307085, 307541, 307869, 312263, 312266, 312827, 316170, 496475, 498188
33094183	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	164836, 178039, 187040, 200474, 312267, 497711, 497712, 498124
33094822	UNO DELTAFLO YANK WO TBE (20/40) INT	150399, 158617, 172878, 172889, 172892, 179580, 184765, 191355, 194691, 199823, 206469, 215226, 215227, 300845, 300950, 303236, 303237, 303238, 308647, 310906, 311342, 312894, 490151, 490152
33095181	OP-FLEX FILTER FLOW HANDLE (20/40kpl)	159515, 174636, 309214
	OP-FLEX HAANDSTYKKE M/FILTERFLOW	155445, 170648, 175494, 181175, 201122, 202036, 301770, 302992, 304126, 308832, 309214, 312261, 312264, 312268, 312833, 495352, 498189
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) INT	154521, 155445, 159515, 169312, 170648, 174636, 175494, 179237, 181175, 201122, 202036, 202308, 302992, 304126, 309214, 312261, 312268, 312833, 312834, 495352, 498189
33095182	CANULE OP-FLEX FILTER FLOW SS TUB CH24	170637, 170795, 174625, 175480, 203462, 206058, 207369, 212930, 213831, 300257, 302151, 308129, 312265, 312269, 498198
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) IT	150578, 151320, 154847, 154919, 155110, 157373, 159758, 163350, 166910, 167566, 168652, 170637, 170795, 174625, 175480, 179941, 202309, 207343, 207369, 208393, 208577, 211170, 211405, 212930, 216085, 218120, 219110, 223739, 229175, 300257, 300846, 302151, 302947, 303985, 307542, 307732, 308129, 308678, 308782, 312265, 312269, 497748, 498104, 498198

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
40071181	SIMPAVAC, SUGEFLASKE 200 ML	160979, 164473, 164978, 178917, 179888, 181128, 183604, 184238, 184272, 197415, 198998, 201118, 201993, 207381, 208850, 211385, 214599, 219671, 221134, 221843, 224372, 226137, 226897, 230756, 300632, 300910, 301762, 302532, 302983, 304462, 305408, 305736, 306345, 308806, 310785, 311011, 311366, 312058, 314071, 314270, 314768, 316197, 316768, 316985, 495226
	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	160979, 164473, 201118, 300910, 311366, 312058
40071182	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	302105, 309562, 309664, 311210, 313499, 314130, 316198, 319555
40159181	TRAPPEKONNEKTOR MED HUN-LUER	150527, 153987, 155437, 157766, 159410, 160975, 164470, 164977, 169477, 169478, 170526, 170777, 181124, 183579, 184234, 194261, 198994, 201059, 201991, 211378, 211898, 213807, 214596, 230752, 304455, 305424, 305744, 307761
	UNO STEP CONN W/FEMALE LUER(35/140) INT	150527
42001181	KATETERSTUDS M/FLASKEKANYLE	160988, 174526, 178891, 179895, 181127, 182771, 183601, 184260, 196523, 197388, 198997, 201066, 202028, 205244, 208847, 211392, 211899, 214598, 218106, 219669, 221131, 224369, 227849, 230780, 234914, 236650, 300631, 301761, 302531, 302982, 304105, 304461, 304762, 305432, 305751, 309684, 310106, 311199, 311373, 312724, 313036, 313477, 314083, 314283, 315021, 315404, 316436, 318589
	UNO CONN FOR BOTTLE NDL(25/250) INT	160988, 178891, 183601, 184260, 201066, 211392, 218106, 227849, 234914, 236650, 304461, 304762, 305432, 312724, 315404, 318589
84011022	UNO FORCEPS BLUE 125MM (100/1200) IT	151542, 154165, 155440, 157353, 160670, 161548, 165044, 168744, 169488, 170635, 170794, 171055, 174708, 181414, 184298, 185622, 187575, 190419, 194693, 197688, 197706, 202460, 205693, 208602, 211199, 213851, 214203, 216455, 217680, 219724, 221500, 225723, 227888, 228338, 228820, 229765, 232765, 235334, 301810, 302432, 304695, 305780, 306458, 307128, 308183, 308977, 309190, 309565, 310113, 311569, 311701, 312077, 312387, 313480, 314086, 315555, 316574, 316575, 316576, 317128, 319471, 495142, 497700
84011181	ATULA SININEN 100 kpl	156450, 159524, 172084, 174632, 175483, 181165, 184303, 192568, 194304, 197445, 206079, 209027, 211443, 215216, 231643, 300643, 301769, 302536, 302871, 303039, 304125, 307141, 307775, 308667, 308823, 309237, 309692, 310114, 315763, 316100

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	PINCET, BLAA, STERIL	154040, 156450, 157795, 159524, 162011, 164994, 169490, 170647, 170800, 172084, 174632, 175483, 179236, 181165, 181935, 182806, 184303, 188933, 192568, 194304, 197445, 198047, 201155, 202070, 206079, 209027, 210531, 211443, 215216, 225329, 229770, 231643, 234935, 300643, 300927, 301769, 302536, 302800, 303016, 303039, 304125, 305039, 305439, 305757, 307141, 307361, 307775, 308667, 308823, 309237, 309435, 309692, 309924, 309962, 310114, 312747, 314287, 315405, 315763, 316100, 316212, 316997, 318170
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) NEU	151101, 152358, 169624, 172190, 175483, 181165, 181378, 185628, 190423, 197445, 199028, 199372, 203712, 209318, 211443, 212418, 216868, 219176, 226452, 228341, 231643, 233743, 235338, 300643, 302536, 302871, 303039, 303180, 304125, 305757, 307141, 308823, 309237, 309692, 309924, 312747, 315405, 315763, 316100, 318170, 497715, 498137
84011182	Pinzeta modrá	300936, 302287, 304563, 307129, 308166, 308633, 308978, 316050
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) EUR	150554, 150555, 151292, 152525, 152674, 152835, 159668, 160138, 162599, 163341, 168288, 176327, 181409, 182217, 183859, 184764, 187974, 188584, 189326, 190410, 191349, 193828, 196127, 197680, 198461, 199820, 200458, 202465, 203704, 204019, 204662, 207677, 210944, 211433, 212401, 213848, 214198, 215008, 215429, 216862, 217675, 218427, 221486, 224785, 225715, 226149, 226441, 227248, 227886, 228328, 229771, 230218, 231165, 231247, 231638, 232757, 233104, 233713, 234545, 234928, 235731, 300305, 300325, 300349, 300475, 300936, 301499, 301537, 301771, 302123, 302178, 302188, 302287, 302539, 302994, 303252, 303413, 303639, 303678, 304110, 304143, 304374, 304563, 304767, 305017, 305440, 305758, 306058, 306359, 306459, 306552, 306887, 307129, 307578, 307776, 308166, 308189, 308633, 308978, 309462, 311570, 312206, 313614, 316049, 316050, 316051, 317017, 317261, 318273, 495805, 497472, 497688, 498582, 499190
84011183	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) IT	178037, 183867, 192119, 204022, 206474, 218444, 227256, 300308, 300337, 302747, 303389, 306222, 308167, 312388, 312729, 314288, 316438, 316998, 318662
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) SEU	156308, 156309
84011184	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) PL	152063, 157585, 157586, 165918, 166473, 173196, 188598, 192126, 193842, 196878, 199825, 211658, 217683, 223017, 226450, 233732, 300332, 301570, 302431, 302730, 303500, 304717, 306888, 308168, 308450, 309925, 310399, 311410, 312102, 312518, 313347, 317884, 318779, 495004

Annexe 2 : Exemple d'étiquette de l'emballage

Pour le produit concerné	
<p>L'étiquette du carton d'expédition</p>	<div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">Référence / Code produit</div> <p>REF 29001182</p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula D Sauerstoff-Brille F Lunette a oxygene NL Zuurstofbril I Cannula per ossigenoterapia</p> <p>Made in Belarus CH 10 210CM</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">6 X 50</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2012-04  2017-03 </div> <div style="text-align: center;"> <p>LOT 630904</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="color: red; font-weight: bold;">← Numéro de lot</div> </div> </div> <p style="text-align: center;">EAN No. 05705243273444</p>  <p style="text-align: center; font-size: 8px;">(01)05705243273444(17)170331(10)630904 v.05</p>
<p>L'étiquette de la boîte</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>50</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>REF 29001182</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="color: red; font-weight: bold;">← Référence / Code produit</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CH 10 210CM</p> </div> </div> <p>GB Twin nasal oxygen cannula D Sauerstoff-Brille F Lunette a oxygene NL Zuurstofbril I Cannula per ossigenoterapia</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>EAN No. 05705243273437</p>  <p style="font-size: 8px;">(01)05705243273437(17)170331(10)630904</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>LOT 630904</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="color: red; font-weight: bold;">← Numéro de lot</div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2012-04  2017-03 </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">v.05</p>

Dispositifs concernés par l'avis de sécurité 2018-005 Phase 3 en France

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
13001182	MINI SET DE REDON CH06	153977, 159115, 160981, 166817, 181085, 182768, 185144, 188275, 201951, 221101, 223429, 226870, 234889, 237479, 300656, 302931, 305252, 310342, 311314, 312600, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361
13002182	MINI SET DE REDON CH08	150531, 153978, 154220, 201085, 201999, 207358, 211085, 214570, 216436, 229746, 234149, 237464, 301363, 302288, 302932, 309981, 312007, 312602, 314971, 315185, 320239
14006182	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) AUS	162483
14031022	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM (100/1000) IT	194469, 234562, 251259
14032022	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM (100/1000) IT	183158, 211451, 219288, 251258, 6L04574
16024182	UNO CONN TBE FT SP FNL CH24/210(1/50)INT	159273, 173474, 315522
16064182	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	155931, 159250, 163651, 498881
16102182	TUBULURE RACCORDEMENT OP-FLEX 3.5M	150530, 236656, 300655, 306603, 307032, 307395, 308757, 310008, 310611
19030182	SONDE OXYGENE AVEC COMPRESSE 40CM CH10	158961, 161621, 162132, 234755, 6K04073, 7A02135, 7C02888, 7F00831, 7G05466, 7L01411, 7L06810, 8B00814, 8B04925
	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	158809, 190983
19034182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH08	161639, 193154, 196510, 211292, 220983, 223369, 225274, 227756, 234787, 250106, 6K06844, 6L01664, 7B05103, 8A04758
19035182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH10	158984, 165437, 167477, 167814, 169136, 170463, 174323, 176402, 176463, 178623, 180963, 181851, 185076, 188171, 188873, 198901, 202768, 205133, 206746, 208966, 209144, 211293, 214507, 218614, 219576, 221048, 224276, 225275, 226797, 227757, 230592, 233021, 234788, 236503, 239152, 240946, 247971, 249989, 252541, 498299, 6L01464, 6L06594, 7A02134, 7D03814, 7H06064, 7M00379, 8A01457
19037182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH12	150085, 167516, 167815, 169102, 176536, 178624, 181852, 200727, 201889, 202735, 207257, 208967, 209145, 211294, 218029, 224277, 227758, 229667, 232411, 234789, 240866, 247909, 249990, 498300, 6L02344, 6M00333, 7A02137, 7H03884, 8C04561

19038182	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH14	150005, 167108, 179771, 209146, 238031, 6L05092
19046022	UNO OXY CATH GREEN CH08/40(100/1000) INT	219771
19047022	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) INT	219771, 172883, 224781, 6K04970
19068022	UNO OXY ADJ FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	219772
19069022	UNO OXY ADJ FOAM CH14/40CM(100/1000) INT	6M03680
29002182	LUNETTE OXY STE CONNECT M-F TUB2M ADULTE	211389, 214626, 218138, 220375, 221136, 224375, 226146, 226935, 227854, 301768, 302535, 303404, 304124, 304475, 305697, 307070, 307722, 308771, 309209, 309611, 310037, 312651, 313021, 314988, 315528, 316403
33004182	CANULE ORL COUDEE CH06	167139, 208948, 7C04976
33005182	CANULE ORL BICOUDEE CH06	184113, 480633, 6M03538
33095181	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) INT	169312, 202308
33095182	CANULE OP-FLEX FILTER FLOW SS TUB CH24	170637, 170795, 174625, 175480, 203462, 206058, 207369, 212930, 213831, 300257, 302151, 308129, 312265, 312269, 498198
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) IT	179941, 202309, 207343, 212930, 300846, 302947, 303985, 308129, 312265, 312269
84011182	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) EUR	159668, 211433, 213848, 225715, 226149, 227886, 229771, 231638, 233104, 234928, 235731, 300936, 301499, 301771, 302123, 302287, 302539, 302994, 303413, 304563, 306359, 308166, 308978, 309462, 313614, 316049, 316050