



FORMULAIRE  
FICHE DE RETRAIT/RAPPEL DE PRODUITS

BF-23-MNGQ-V04

Date de version :  
04/12/2017

Référence :	FSN_RC-002-2019/01
Date :	20/02/2019
Fabricant :	Backbone Centre d'Affaire Régus 81, boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat FRANCE
Contact :	Mme Nazanine SAHAMI +33 607 607 924 nazanine@backbone.pro

Destinataire :	Société
	Adresse
Contact :	Nom Tél. Mail

INFORMATION PRODUITS EN RETRAIT/RAPPEL

Type :	<input type="checkbox"/> Risque d'incident <input checked="" type="checkbox"/> Incident
Produit(s) concerné(s): (Référence, lot, péremption)	Cale LISA Taille 6 – BB-LISA-1-106 Lot: JHIN Date de péremption : 30/06/2021
Motif du rappel/retrait :	Incident sur une des cales du lot : problème de filetage de la cale
Conséquences cliniques constatées ou pouvant être constatées :	N/A
Informations supplémentaires et recommandations :	Retour préventif des cales de ce lot en attendant les conclusions de l'expertise d'un laboratoire extérieur pour déterminer la cause de l'incident (mauvaise utilisation de l'opérateur ou problème de fabrication)

DEVENIR DES PRODUITS CONCERNES

Mesures :	<input type="checkbox"/> Blocage temporaire du produit à partir du JJ/MM/AA à HH :MM <input checked="" type="checkbox"/> Rappel du produit
-----------	---

DATE ET SIGNATURE

Rédigé, validé et approuvé par (Nom et fonction) : N. SAHAMI – President & CEO

Date: 21/02/2019

Signature :