

Paris, le 13 mars 2019

INFORMATION URGENTE CONCERNANT UNE ERREUR D'UTILISATION

**Dispositif médical Objectif ZeroVerrue® Original, solution en flacon de 5 ml
Code ACL 3401053795306**

A l'attention des pharmaciens d'officine

Madame Monsieur,

Objectif ZeroVerrue® Original, solution en flacon est un dispositif médical destiné au traitement topique des verrues et **contenant une solution corrosive** (acide formique), comme indiqué sur l'étiquetage.

Des pictogrammes et des mentions en gras sont présents sur l'étiquetage dont l'étiquette du flacon pour alerter sur le risque corrosif et comment l'éviter.

Ce dispositif se présente sous forme de flacon en verre brun avec un bouchon blanc, similaire à des médicaments, notamment à usage oral, comportant également un bouchon blanc, **ce qui peut entraîner des risques de confusion avec des conséquences graves en cas d'administration orale, par erreur.**



Mylan Medical SAS a déjà effectué une action corrective en modifiant la couleur du bouchon d'Objectif ZeroVerrue® Original de blanc à orange : le produit avec un bouchon de couleur orange sera mis sur le marché dans les semaines à venir.

Afin d'éviter autant que possible le risque de confusion, les flacons d'Objectif ZeroVerrue® Original, solution **doivent toujours être conservés dans l'emballage carton**

Il est important de rappeler aux utilisateurs, lors de la dispensation de ce produit, qu'il s'agit d'une solution corrosive.

Il faut également rappeler aux utilisateurs de lire la notice intérieure avant toute utilisation et de la conserver pour relecture ultérieurement si besoin.

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette information de sécurité au sein de votre équipe.

L'ANSM a été informée de cette note de sécurité.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.



Gaëlle DAMAS
Pharmacien Responsable Intérimaire

Mylan Medical SAS • 40/44 rue Washington • 75 008 Paris

Tel : +33 (0)1 56 64 10 70 • Fax : +33 (0)1 56 64 10 80

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 552 950 euros • RCS Paris n° B 443 747 977 • TVA FR 35 443 747 977

Location gérant du fonds de commerce de la société Meda Pharma – RCS 456 204 569