
Avis de sécurité urgent sur le terrain

Nom commercial / modèle: Tampons de gaze avec fil à rayons X

Identifiant FSCA : FSCA2020001

Type d'action : Rappel

30 juillet 2020

Attention : [[Laboratoire Tetra Medical](#)]

Cher Monsieur ou Madame,

Cette lettre vous fournira les informations suivantes :

Détails sur les dispositifs concernés : Tampons de gaze avec fil à rayons X

Veillez vous référer à l'annexe 1.

Description du problème :

Sur la base des commentaires de notre client, nous avons appris que les fils de contraste pour rayons X sous tension dans les compresses de gaze avec un fil de contraste pour rayons X peuvent se casser et se briser à des points individuels. Veuillez vous référer l'annexe 1 pour les informations des dispositifs concernés.

Nous informons le Laboratoire Tetra Medical pour isoler les dispositifs concernés dans l'entrepôt.

En général, de petits morceaux de fil peuvent se produire lorsque le fil de rayons X se casse ou se brise. Cela pourrait, par exemple, conduire à une inflammation et / ou à la formation de granulomes en restant dans le corps.

Conseiller sur les mesures à prendre par l'administrateur de l'hôpital :

1. Veuillez transmettre cet avis à tous ceux qui doivent en être informés dans votre organisation ou n'importe où le ou les dispositif(s) potentiellement concerné(s) ont été transférés.
2. Veuillez arrêter de les utiliser, nous rappellerons les produits concernés qui ont été vendus mais non utilisés.

Conseiller sur les mesures à prendre par le distributeur :

1. Veuillez transmettre cet avis à tous ceux qui doivent en être informés dans votre organisation ou n'importe où le ou les dispositif(s) potentiellement concerné(s) ont été délivrés...
2. Isolez immédiatement les dispositifs concernés situés dans les entrepôts.
3. Veuillez arrêter de les vendre, nous rappellerons les produits concernés qui ont été vendus mais non utilisés.

Transmission de cet avis de sécurité sur le terrain :

Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent en être informés dans votre organisation ou n'importe où le ou les dispositif(s) potentiellement concerné(s) ont été

transférés.

Veillez rester au courant de cet avis et des mesures qui en découlent pendant une période appropriée pour garantir l'efficacité de l'action corrective.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer la réception de cette lettre. Veuillez remplir le formulaire d'accusé de réception ci-dessous et le renvoyer par e-mail ou fax.

Contacts de référence :

Nous vous prions de nous excuser pour cette inconvenance. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre directeur général local de la qualité - Vince Tian

Organisation : Allmed Medical Products Co.,Ltd
Tél : 0086- (0) 717- 4215906
Fax : 0086- (0) 717-4215989
E-mail : vince@allmed.cn

Cet avis a été notifié à l'agence de réglementation appropriée.

(Paragraphe de conclusion)

Signature :

.....
Directeur général, Centre de qualité

No.18 Qixing Road, Majiadian Town, 443200 Zhijiang City, Hubei Province, Chine
Tél : 0086-(0)717- 4215906
Fax : 0086-(0)717-4215989
E-mail : vince@allmed.cn

Formulaire d'accusé de réception

=====

Confirmation de réception de l'avis de sécurité sur le terrain
Produits concernés : veuillez vous référer à l'annexe 1
FSCA : FSCA2020001
Type de FSCA : Rappel

=====

Veuillez remplir ce formulaire et renvoyer immédiatement cette confirmation par e-mail ou fax.

Fax : 0086-(0)717-4215989
E-mail : vince@allmed.cn

Nom : Vince Tian

Tél. No. : 0086-(0)717- 4215906

Adresse e-mail : vince@allmed.cn

Date et signature : _____

Adresse de l'organisation :

 No.18 Qixing Road, Majiadian Town, 443200Zhijiang City, Hubei Province, Chine

En tant que distributeur des produits, ainsi que les produits sont les marques de notre client Tetra, les informations suivantes seront collectées par Tetra.

1. Liste des... distribués avec des équipements

Pays / Région	Équipement S / N	Nom commercial / Modèle	Distributeur / Hôpital	Contact	Adresse	Téléphone	E-mail

2. Liste des....individuels distribués

Pays / Région	Nom commercial / Modèle	Quantité concernée	Distributeur / Hôpital	Contact	Adresse	Téléphone	E-mail

客户号 Customer	订单号 Purchase No.	目的地 Destination Country	料件号 Part No.	品名规格 Product Description	产品号 Product Code.	单位 Unit	数量 Qty Pcs	箱数 Qty Box	体积 Volume	On Board Date	Invoice No.	出货批号 Batch No.	销售统计日 Date of Shipping
Laboratoire Tetra Medical	77492	FOS,FRANCE	C37415-0121	Gause Swab	01039K2	PKG	4000	40	1.223	2019-09-08	A523-19080380	774920003	2019-09-13
Laboratoire Tetra Medical	77353	FOS,FRANCE	C37415-0121	Gause Swab	01039K2	PKG	4000	40	1.223	2019-08-29	A523-19080312	773530003	2019-09-09
Laboratoire Tetra Medical	77683	FOS,FRANCE	C37415-0121	Gause Swab	01039K2	PKG	4000	40	1.223	2019-11-14	A523-19110012	776830004	2019-11-15
Laboratoire Tetra Medical	77685/77972/77823/77967/77970/	FOS,FRANCE	C37415-0121	Gause Swab	01039K2	PKG	2000	20	0.611	2020-03-08	A523-20020162	779700004	2020-03-13
Laboratoire Tetra Medical	78650	FOS,FRANCE	C37416-0050	Gause Swab	22113K2	PKG	5400	36	1.197	2020-06-10	A523-20060138	786500005	2020-06-06
Laboratoire Tetra Medical	78650	FOS,FRANCE	C37416-0051	Gause Swab	22120K2	PKG	800	10	0.342	2020-06-10	A523-20060138	786500006	2020-06-06
Laboratoire Tetra Medical	76983	FOS,FRANCE	C38306-0030	Gause Swab	01173T2	PKG	7200	36	1.508	2019-07-02	A523-19070035	769830006	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76985/76981	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	25760	322	13.26	2019-07-02	A523-19070049	769850002	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76983	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	57840	723	29.773	2019-07-02	A523-19070035	769830005	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76983	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	6000	240	5.431	2019-07-02	A523-19070035	769830008	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76985/76981	FOS,FRANCE	C38313-0008	Gause Swab	22132T2	PKG	8400	168	3.156	2019-07-02	A523-19070049	769850003	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76983	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	16800	560	12.195	2019-07-02	A523-19070035	769830007	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76983	FOS,FRANCE	C38310-0009	Gause Swab	20612T2	PKG	1560	78	1.433	2019-07-02	A523-19070035	769830009	2019-07-14
Laboratoire Tetra Medical	76976/76798/77158	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	36800	460	18.943	2019-07-08	A523-19070037	769760003	2019-07-15
Laboratoire Tetra Medical	76976/76798/77158	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	3060	102	2.794	2019-07-08	A523-19070037	769760004	2019-07-15
Laboratoire Tetra Medical	76976/76798/77158	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	9000	180	8.051	2019-07-08	A523-19070037	769760002	2019-07-15
Laboratoire Tetra Medical	76976/76798/77158	FOS,FRANCE	C38308-0012	Gause Swab	22134T2	PKG	5760	72	2.658	2019-07-08	A523-19070037	769760005	2019-07-15
Laboratoire Tetra Medical	77174/76983	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	560	7	0.288	2019-07-12	A523-19070215	769830005	2019-07-11
Laboratoire Tetra Medical	77174/76983	FOS,FRANCE	C38304-0020	Gause Swab	01167T2	PKG	10800	36	1.42	2019-07-12	A523-19070215	771740009	2019-07-11
Laboratoire Tetra Medical	77174/76983	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	18000	90	4.664	2019-07-12	A523-19070215	771740010	2019-07-11
Laboratoire Tetra Medical	77174/76983	FOS,FRANCE	C38310-0009	Gause Swab	20612T2	PKG	1560	78	1.433	2019-07-12	A523-19070215	771740011	2019-07-11
Laboratoire Tetra Medical	77175	FOS,FRANCE	C38306-0029	Gause Swab	01081T2	PKG	10800	360	8.026	2019-07-17	A523-19070214	771750006	2019-07-15
Laboratoire Tetra Medical	77175	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	28800	960	20.906	2019-07-17	A523-19070214	771750007	2019-07-15
Laboratoire Tetra Medical	77178	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	151200	1890	61.727	2019-07-19	A523-19070261	771780002	2019-08-02
Laboratoire Tetra Medical	77176	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	10080	84	2.743	2019-07-19	A523-19070248	771760007	2019-08-01
Laboratoire Tetra Medical	77176	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	15600	624	14.122	2019-07-19	A523-19070248	771760009	2019-08-01
Laboratoire Tetra Medical	77176	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	21600	720	15.679	2019-07-19	A523-19070248	771760008	2019-08-01
Laboratoire Tetra Medical	77176	FOS,FRANCE	C38313-0008	Gause Swab	22132T2	PKG	2800	56	1.052	2019-07-19	A523-19070248	771760010	2019-08-01
Laboratoire Tetra Medical	77169	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	7500	150	6.71	2019-07-28	A523-19070345	771690002	2019-08-09

Laboratoire Tetra Medical	77182	FOS,FRANCE	C38306-0029	Gause Swab	01081T2	PKG	10800	360	8.026	2019-07-31	A523-19070439	771820005	2019-08-10
Laboratoire Tetra Medical	77177	FOS,FRANCE	C38306-0030	Gause Swab	01173T2	PKG	14400	72	3.016	2019-07-31	A523-19070435	771770009	2019-08-10
Laboratoire Tetra Medical	77177	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	52800	660	27.179	2019-07-31	A523-19070435	771770008	2019-08-10
Laboratoire Tetra Medical	77168/77169	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	48000	600	24.708	2019-07-31	A523-19070412	771680003	2019-08-13
Laboratoire Tetra Medical	77179	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	6000	240	5.045	2019-07-31	A523-19070431	771790004	2019-08-12
Laboratoire Tetra Medical	77180	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	3060	102	2.794	2019-08-01	A523-19070453	771800003	2019-08-14
Laboratoire Tetra Medical	77358/77351	FOS,FRANCE	C38304-0020	Gause Swab	01167T2	PKG	10800	36	1.42	2019-08-04	A523-19080007	773580014	2019-08-15
Laboratoire Tetra Medical	77358/77351	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	6000	30	1.555	2019-08-04	A523-19080007	773580015	2019-08-15
Laboratoire Tetra Medical	77360	FOS,FRANCE	C38306-0030	Gause Swab	01173T2	PKG	34000	170	7.121	2019-08-08	A523-19080065	773600004	2019-08-05
Laboratoire Tetra Medical	77361	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	1530	51	1.397	2019-08-15	A523-19080128	773610010	2019-08-09
Laboratoire Tetra Medical	77361	FOS,FRANCE	C38308-0012	Gause Swab	22134T2	PKG	5760	72	2.658	2019-08-15	A523-19080128	773610011	2019-08-09
Laboratoire Tetra Medical	77352	FOS,FRANCE	C38301-0004	Gause Swab	01029T2	PKG	10000	100	1.401	2019-08-22	A523-19080203	773520006	2019-08-31
Laboratoire Tetra Medical	77490	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	12000	60	3.11	2019-08-29	A523-19080326	774900009	2019-09-10
Laboratoire Tetra Medical	77493/77354	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	1530	51	1.397	2019-09-08	A523-19090045	774930007	2019-09-03
Laboratoire Tetra Medical	77493/77354	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	10080	84	2.743	2019-09-08	A523-19090045	774930005	2019-09-03
Laboratoire Tetra Medical	77494	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	32000	400	16.472	2019-09-08	A523-19090051	774940002	2019-09-04
Laboratoire Tetra Medical	77494	FOS,FRANCE	C38308-0012	Gause Swab	22134T2	PKG	2880	36	1.329	2019-09-08	A523-19090051	774940004	2019-09-04
Laboratoire Tetra Medical	77493/77354	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	7500	300	6.306	2019-09-08	A523-19090045	774930006	2019-09-03
Laboratoire Tetra Medical	77494	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	13500	270	12.077	2019-09-08	A523-19090051	774940001	2019-09-04
Laboratoire Tetra Medical	77361	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	5040	42	1.372	2019-08-15	A523-19080128	773610007	2019-08-09
Laboratoire Tetra Medical	77495/77532	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	38000	475	19.561	2019-09-16	A523-19090116	774950001	2019-09-10
Laboratoire Tetra Medical	77495/77532	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	115200	1440	47.03	2019-09-16	A523-19090116	774950002	2019-09-10
Laboratoire Tetra Medical	77397/77496	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	36000	450	14.697	2019-09-28	A523-19090263	774960003	2019-10-05
Laboratoire Tetra Medical	77597	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	8400	280	6.098	2019-09-30	A523-19090305	775970007	2019-10-09
Laboratoire Tetra Medical	77601	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	12000	60	3.11	2019-10-05	A523-19090299	776010009	2019-10-10
Laboratoire Tetra Medical	77601	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	15600	624	14.122	2019-10-05	A523-19090299	776010010	2019-10-10
Laboratoire Tetra Medical	77602	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	6000	240	5.045	2019-10-05	A523-19090342	776020012	2019-10-11
Laboratoire Tetra Medical	77604/77398	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	14480	181	0	2019-10-14	A523-19100025	776040004	2019-10-06
Laboratoire Tetra Medical	77604/77398	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	37440	468	19.272	2019-10-14	A523-19100025	776040003	2019-10-06
Laboratoire Tetra Medical	77603	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	10080	84	2.743	2019-10-14	A523-19100024	776030013	2019-10-06
Laboratoire Tetra Medical	77603	FOS,FRANCE	C38310-0009	Gause Swab	20612T2	PKG	1560	78	1.433	2019-10-14	A523-19100024	776030015	2019-10-06
Laboratoire Tetra Medical	77603	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	6000	120	5.368	2019-10-14	A523-19100024	776030010	2019-10-06

Laboratoire Tetra Medical	77680	FOS,FRANCE	C38306-0029	Gause Swab	01081T2	PKG	3600	120	2.675	2019-10-24	A523-19100242	776800010	2019-11-07
Laboratoire Tetra Medical	77680	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	10080	84	2.743	2019-10-24	A523-19100242	776800011	2019-11-07
Laboratoire Tetra Medical	77680	FOS,FRANCE	C38308-0012	Gause Swab	22134T2	PKG	2880	36	1.329	2019-10-24	A523-19100242	776800013	2019-11-07
Laboratoire Tetra Medical	77680	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	4500	90	4.026	2019-10-24	A523-19100242	776800007	2019-11-07
Laboratoire Tetra Medical	77605	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	56000	700	22.862	2019-10-27	A523-19100208	776050004	2019-11-05
Laboratoire Tetra Medical	77681	FOS,FRANCE	C38306-0030	Gause Swab	01173T2	PKG	64800	324	13.572	2019-11-04	A523-19100308	776810007	2019-11-12
Laboratoire Tetra Medical	77681	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	1200	48	1.086	2019-11-04	A523-19100308	776810008	2019-11-12
Laboratoire Tetra Medical	77681	FOS,FRANCE	C38310-0009	Gause Swab	20612T2	PKG	1560	78	1.433	2019-11-04	A523-19100308	776810009	2019-11-12
Laboratoire Tetra Medical	77683	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	18400	230	7.512	2019-11-14	A523-19110012	776830008	2019-11-15
Laboratoire Tetra Medical	77682/77717	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	72000	900	37.062	2019-11-14	A523-19110013	776820005	2019-11-15
Laboratoire Tetra Medical	77683	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	4590	153	4.191	2019-11-14	A523-19110012	776830012	2019-11-15
Laboratoire Tetra Medical	77682/77717	FOS,FRANCE	C38313-0008	Gause Swab	22132T2	PKG	2800	56	1.052	2019-11-14	A523-19110013	776820006	2019-11-15
Laboratoire Tetra Medical	77683	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	1500	60	1.261	2019-11-14	A523-19110012	776830010	2019-11-15
Laboratoire Tetra Medical	77678	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	32000	400	13.064	2019-11-21	A523-19110244	776780007	2019-12-04
Laboratoire Tetra Medical	77684	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	20160	672	14.634	2019-12-06	A523-19120093	776840006	2019-12-01
Laboratoire Tetra Medical	77685	FOS,FRANCE	C38303-0004	Gause Swab	01166T2	PKG	600	2	0.06	2019-12-13	A523-19120172	776850009	2019-12-08
Laboratoire Tetra Medical	77685	FOS,FRANCE	C38304-0020	Gause Swab	01167T2	PKG	10800	36	1.42	2019-12-13	A523-19120172	776850010	2019-12-08
Laboratoire Tetra Medical	77685	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	12000	60	3.11	2019-12-13	A523-19120172	776850011	2019-12-08
Laboratoire Tetra Medical	77814	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	7200	90	3.706	2020-01-01	A523-20010014	778140005	2020-01-14
Laboratoire Tetra Medical	77822	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	67840	848	34.921	2020-01-01	A523-20010013	778220003	2020-01-14
Laboratoire Tetra Medical	77820/77687	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	7200	288	6.518	2020-01-01	A523-19120451	778200008	2020-01-11
Laboratoire Tetra Medical	77820/77687	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	10080	336	7.317	2020-01-01	A523-19120451	778200007	2020-01-11
Laboratoire Tetra Medical	77820/77687	FOS,FRANCE	C38313-0008	Gause Swab	22132T2	PKG	2800	56	1.052	2020-01-01	A523-19120451	778200009	2020-01-11
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	6000	30	1.555	2020-01-06	A523-20010019	778210006	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38306-0029	Gause Swab	01081T2	PKG	3600	120	2.675	2020-01-06	A523-20010019	778210002	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38306-0030	Gause Swab	01173T2	PKG	35000	175	7.331	2020-01-06	A523-20010019	778210004	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	80000	1000	32.66	2020-01-06	A523-20010019	778210005	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	10080	84	2.743	2020-01-06	A523-20010019	778210003	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	1530	51	1.397	2020-01-06	A523-20010019	778210009	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	4500	90	4.026	2020-01-06	A523-20010019	778210001	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77821	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	4500	180	3.784	2020-01-06	A523-20010019	778210007	2020-01-15
Laboratoire Tetra Medical	77969/77970	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	23520	294	9.602	2020-02-22	A523-20020064	779700008	2020-03-04

Laboratoire Tetra Medical	77969/77970	FOS,FRANCE	C38308-0012	Gause Swab	22134T2	PKG	2880	36	1.329	2020-02-22	A523-20020064	779700009	2020-03-04
Laboratoire Tetra Medical	78189/78190/78192/78193/78183/	FOS,FRANCE	C38310-0009	Gause Swab	20612T2	PKG	4680	234	4.3	2020-03-18	A523-20030173	781920008	2020-03-10
Laboratoire Tetra Medical	78316/78180/78181/78196/78197/	FOS,FRANCE	C38308-0010	Gause Swab	20701T2	PKG	13000	260	11.63	2020-04-03	A523-20030481	781970003	2020-04-15
Laboratoire Tetra Medical	78316/78180/78181/78196/78197/	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	9000	360	8.147	2020-04-03	A523-20030481	783160010	2020-04-15
Laboratoire Tetra Medical	78180/78197/78199/78309/78313/	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	17000	680	15.389	2020-04-08	A523-20040197	781990004	2020-04-05
Laboratoire Tetra Medical	77875/78183/78317	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	52000	650	21.229	2020-04-21	A523-20040496	783170002	2020-05-03
Laboratoire Tetra Medical	78316/78318/78199	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	70000	875	36.033	2020-04-24	A523-20040485	781990002	2020-05-08
Laboratoire Tetra Medical	78642	FOS,FRANCE	C38306-0029	Gause Swab	01081T2	PKG	1800	60	1.338	2020-04-30	A523-20040581	786420006	2020-05-13
Laboratoire Tetra Medical	78644/78783	FOS,FRANCE	C38304-0020	Gause Swab	01167T2	PKG	10800	36	1.42	2020-05-10	A523-20050160	786440005	2020-05-07
Laboratoire Tetra Medical	78643/78719	FOS,FRANCE	C38307-0026	Gause Swab	01172T2	PKG	72000	900	37.062	2020-05-10	A523-20050161	786430004	2020-05-06
Laboratoire Tetra Medical	78644/78783	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	25200	840	18.293	2020-05-10	A523-20050160	786440007	2020-05-07
Laboratoire Tetra Medical	78628	FOS,FRANCE	C38313-0008	Gause Swab	22132T2	PKG	2800	56	1.052	2020-05-10	A523-20050159	786280008	2020-05-08
Laboratoire Tetra Medical	78628	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	9000	360	7.568	2020-05-10	A523-20050159	786280007	2020-05-08
Laboratoire Tetra Medical	78195/78196/78305/78309/78310/	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	18000	225	7.349	2020-05-16	A523-20050251	783170002	2020-05-09
Laboratoire Tetra Medical	78720	FOS,FRANCE	C38310-0009	Gause Swab	20612T2	PKG	4500	225	4.134	2020-05-23	A523-20050348	787200005	2020-05-31
Laboratoire Tetra Medical	78647	FOS,FRANCE	C38306-0031	Gause Swab	01174T2	PKG	70560	882	28.806	2020-05-23	A523-20050394	786470003	2020-06-03
Laboratoire Tetra Medical	78722	FOS,FRANCE	C38311-0014	Gause Swab	20609T2	PKG	9600	384	8.69	2020-06-06	A523-20050609	787220003	2020-06-15
Laboratoire Tetra Medical	78723	FOS,FRANCE	C38304-0021	Gause Swab	01191T2	PKG	12000	60	3.11	2020-06-10	A523-20060136	787230014	2020-06-05
Laboratoire Tetra Medical	78718/78710	FOS,FRANCE	C38313-0007	Gause Swab	20606T2	PKG	16800	560	12.195	2020-06-10	A523-20060139	787100007	2020-06-07
Laboratoire Tetra Medical	78726	FOS,FRANCE	C38307-0029	Gause Swab	20608T2	PKG	3060	102	2.794	2020-06-16	A523-20060284	787230008	2020-06-15
Laboratoire Tetra Medical	78726	FOS,FRANCE	C38308-0011	Gause Swab	20602T2	PKG	3000	120	2.523	2020-06-16	A523-20060284	787230006	2020-06-15
Laboratoire Tetra Medical	78724/78319/77877	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	20160	168	5.487	2020-06-23	A523-20060281	787240009	2020-06-13
Laboratoire Tetra Medical	78949	FOS,FRANCE	C38304-0020	Gause Swab	01167T2	PKG	10800	36	1.42	2020-07-14	A523-20070183	789490008	2020-07-11
Laboratoire Tetra Medical	78952	FOS,FRANCE	C38307-0027	Gause Swab	01171T2	PKG	10080	84	2.743	2020-07-17	A523-20070203	789520005	2020-07-13