



Spécialiste tête et cou
Chirurgie plastique
Instruments de chirurgie
Matériel médical

Objet : Pouret Medical / TRACOE / Communication relative à un signalement matério/réactovigilance R2020147

Produits concernés : LAR88831608 – canule de trachéotomie, lots concernés : 0005-1000163025 et 0005-1000163867

Nous vous informons que la société TRACOE (Allemagne) a fait une déclaration matério/réactovigilance sur un risque de casse de collerette sur des canules LAR 88831608 sur certains lots. Après vérification, 2 lots de ce produit vous ont été commercialisés.

Il est possible que, dans les pires des cas, par une manipulation inhabituelle forte, la collerette montre des signes de fragilité.

Dans le doute, nous souhaitons récupérer les 2 produits pour vous les remplacer.

François POURET
Directeur général
fpouret@pouretmedical.com

20, rue Georges Boisseau 92110 Clichy - FRANCE
Tel. 33 (0)1 41 40 42 42 - Fax 33 (0)1 41 40 42 52
www.pouretmedical.com - info@pouretmedical.com

SA au capital de 152 449 € - 552 009 235 RCS Nanterre - APE 4669C - UE/TVA : FR 67 552 009 235



N° certificat : A 142