

Cher client,

Nous avons détecté un problème sur la version de Chimio 3.1.1.00125 et la version 3.1.1.00204 dans le report des réductions de doses d'une cure sur la cure suivante.

Ce problème a été corrigé dans la version 3.1.1.00210. La version 3.1.1.00212 est actuellement disponible sur notre site de téléchargement.

Si vous avez récupéré une version de Chimio sur notre site entre le 25 janvier 2010 et le 9 février 2010, nous vous demandons de ne pas l'utiliser et de la remplacer par la version actuellement disponible.

Nous vous demandons, en accord avec l'Afssaps, de bien vouloir nous confirmer la prise en compte de ce message et de nous indiquer la version de Chimio que vous utilisez actuellement.

Notre équipe support se tient à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez désirer.

Cordialement

--

Vincent Hourdequin / directeur technique
computer engineering
12 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris
Tél : 01 42 68 83 83 / Fax : 01 42 68 83 84
chimio@computer-engineering.fr
www.computer-engineering.fr