
Parc d'activités du Moulin de Coisne
Rue de la République 59496 Salomé

Téléphone : (33) 3 20 29 90 00

Télécopie : (33) 3 20 29 89 92

Vos réf :

Salomé le 28 avril 2010

Madame, Monsieur

Vous nous avez acheté le 7 mars 2003 un bloc multifonction référencé H009-00.

L'afssaps nous recommande de vous mettre en garde sur un risque potentiel.

Ce produit peut, dans certaines conditions, présenter un risque d'usure prématurée des câbles et par voie de conséquence des blessures à l'utilisateur.

Nous vous demandons de bien vouloir prévenir votre client utilisateur du risque possible et de respecter les consignes d'utilisation concernant la surveillance de l'usure des câbles telles que mentionnées dans notre livret d'instruction.

En cas de besoin, nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais un kit accompagné de son guide d'installation qui ne nécessite qu'une petite intervention sur le matériel actuel. Nous vous demanderons alors de transmettre ce kit à votre client.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous indiquer les coordonnées de votre client afin que nous entrions directement en contact avec lui.

Nous pouvons aussi faire cette petite modification en usine à condition de nous faire parvenir le produit.

Nous restons à votre disposition pour toute information que vous jugerez nécessaire.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

Bernard Leblon