

1 juin 2010

INFORMATIONS - RECOMMANDATIONS

Dernier numéro du code-barres non visible

Code du produit	Nom du produit	Lot/Version du produit
6002-0010	DELFLIA Xpress free hCG β	1060127401
6003-0020	DELFLIA Xpress PAPP-A	1060136301
6005-0010	DELFLIA Xpress uE3	1060124301
6007-0010	DELFLIA Xpress PIGF	1060129701

À l'attention des correspondants locaux de réactovigilance, directeurs d'établissements de santé et des responsables de laboratoires

Cher client,

Conformément à la réglementation Afssaps, qui a été informée de cette action, nous souhaitons vous informer des précautions suivantes. Notre service Assurance qualité a révélé que le dernier chiffre de l'étiquette du code-barres n'est pas visible sur ces lots de trousse. Si vous utilisez le lecteur de code-barres, le code-barres fonctionne correctement et vous ne devez pas tenir compte de cette information.

Si vous devez saisir manuellement les informations du code-barres, vous trouverez ci-après le numéro correct du code-barres.

6002-0010, DELFLIA Xpress free hCG β , lot 1060127401	Le dernier chiffre est 0
6003-0020, DELFLIA Xpress PAPP-A, lot 1060136301	Le dernier chiffre est 1
6005-0010, DELFLIA Xpress uE3, lot 1060124301	Le dernier chiffre est 5
6007-0010, DELFLIA Xpress PIGF, lot 1060129701	Le dernier chiffre est 1

Veuillez informer toutes les personnes de votre entité éventuellement concernées par ce problème.

Nous vous prions de nous excuser des problèmes causés et nous apprécions votre aide en la matière. Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec votre représentant PerkinElmer local ou avec Susanna Jussila, par courrier électronique : susanna.jussila@perkinelmer.com

Maija Seppälä
Directrice de la qualité
Wallac Oy

R2010001 / FR