

Sées, 9 Novembre 2010

NOTE D'INFORMATION

Objet : Erreur de date de péremption sur les étiquettes et fiche de valeurs du dispositif.

Dispositif ELITech APOA1/B IP CONTROL,
Référence KIT, IAPO-0048, **lot 10-1499/10-1603/10-1892** et
Référence flacon, IAPO-4810, **lot R100525**.

Cher Client, Chère Cliente,

Nous vous informons d'une erreur dans la date de péremption indiquée sur les étiquettes (flacons et kit) et la fiche de valeurs du CONTROLE IP APOA1/B sur les lots cités en objet.

Il a été noté 2012-09 à la place de 2011-09.

Il existe donc un risque d'utilisation d'un kit périmé, entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2012.

En conséquence, et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons donc de bien vouloir modifier les dates inscrites sur les flacons, les kits et les fiches de valeurs concernés, ainsi que dans votre système informatique et votre automate de biochimie.

Après cette correction, le risque deviendra nul.

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne que cela pourrait vous occasionner, et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Recevez nos sincères salutations

Fabricant
SEPPIM S.A.S.
Valérie GOURDON
Resp. Aff. Règlementaires

Distributeur
ELITech France
Sylvie SAURINE
Directeur Aff. Règl & AQ

**Pour tout complément d'informations, veuillez contacter notre hot line :
tél : 04.94.88.55.02**