
CENTRE HOSPITALIER ...

Nom Contact

Adresse

XXXXX VILLE CEDEX

Chambray les Tours,

Le xxxxxx

Objet : Opération de maintenance préventive sur poignées d'aide à la mobilisation MobyLift®.

Madame / Monsieur,

Nous souhaitons vous faire part ici d'une défaillance potentielle portant sur la **poignée d'aide à la mobilisation du patient**, commercialement dénommée „MobyLift®“, fabriquée par LINET. Les signalements font état d'un dommage causé à la **partie plastique** de la poignée pendant le transport ou la manipulation du lit.



Partie plastique objet de la maintenance préventive

Les chocs subis par les lits pendant leur acheminement pourraient être une cause possible de ce dommage sur les poignées. L'analyse de risque réalisée en interne conclut à **un risque faible** sur les dispositifs concernés (Eleganza 3, Eleganza 3XC, Multicare).

Cependant, dans sa démarche d'appréhender la situation de façon responsable et d'éliminer tout risque pour les utilisateurs, le fabricant a décidé de **remplacer à titre préventif** toutes les poignées livrées entre avril 2010 et Janvier 2011. Pour votre établissement, cette action préventive concerne les équipements suivants:

- Xxx
- Xxx

Nous précisons que cette anomalie a fait l'objet d'un signalement matériovigilance auprès des services de l'Afssaps.

Notre Support Technique prendra contact prochainement avec vous afin d'organiser cette intervention dans les meilleures conditions possibles, et en accord avec les services de soins.

Nous vous remercions de l'accueil que vous voudrez bien réserver à cette maintenance préventive qui vise à maintenir votre équipement à son meilleur niveau de performance.

Veuillez agréer, Madame /Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Philippe BINET
Direction Technique
Correspondant matériovigilance
LINET France
02 47 803 180 – binet@linet.fr