

Dardilly, le 12 Mars 2012

A l'attention : - des responsables de laboratoire  
- des directeurs de l'établissement de santé  
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait CT0052B Sulfaméthoxazole-Triméthopri(m)es (disques antibiotiques)  
lot 1114277**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé l'obtention potentielle de fausses résistances. En effet, certaines cartouches peuvent contenir des disques non imprégnés par l'antibiotique.

En accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons:

- **de ne plus utiliser le lot 1114277 du CT0052B Sulfaméthoxazole -Triméthopri(m)es**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **d'éventuellement en fonction des cas, reconsidérer les résultats rendus avec ce lot.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET  
Chef de produits

**CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)**

**OXOID SA**  
**6 route de Paisy**  
**69571 DARDILLY CEDEX**  
**Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

- Déclare ne plus avoir de coffrets de ce lot de réactif
- Déclare avoir détruit ..... coffrets de disques Sulfaméthoxazole-Triméthopriime CT0052B  
lot 1114277

*Cochez la case adéquate pour le remplacement :*

- Je désire un remplacement immédiatement :
- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :