



RAPPEL DE LOT DES AIGUILLES D'AMNIOCENTÉSES AMNIORAM

Goussainville, le 03 juin 2013

Madame, Monsieur,

Nous initiions un rappel du produit ci-dessous :

Aiguilles d'amniocentèses AMNIORAM - Référence RIMOS : 770224
Référence GYNEAS : 03.224 RIMOS
Taille et longueur de l'aiguille : 20G x 150mm
Lots 120279114 et 120279106

Nous avons reçu deux réclamations concernant ce produit dont l'embase s'est désolidarisée de l'aiguille pendant un prélèvement amniotique.

Le fabricant Rimos a mené des investigations et a mis en place des actions correctives appropriées.

Afin de nous aider dans la mise en place de cette procédure de rappel, nous vous demandons d'identifier au niveau de vos stocks les numéros de lot, de les mettre en quarantaine et de nous les retourner si cela est encore possible.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous contacter au 01 30 18 04 85.

Nous sommes conscients et sincèrement navrés des désagréments que cette procédure peut engendrer, et nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Melle GARNIER Emmanuelle
Directrice qualité et affaires réglementaires

Siège Social Z.A. Charles de Gaulle 14, Rue Ferdinand de Lesseps - 95190 - Goussainville - France - e-mail : info@gyneas.com - www.gyneas.com
SARL AU CAPITAL DE 190.500 € • RCS PONTOISE B 428 081 111 • APE4646Z - N° TVA FR 11 428 081 111

Commandes - cabinets libéraux : Tél. 33 (0)1 34 04 88 88 - Fax : 33 (0)1 34 04 88 44 - e-mail : commande@gyneas.com

SAV : Tél. 33 (0)1 30 18 18 29 - Fax : 33 (0)1 30 18 91 19

Commandes - hôpitaux/cliniques : Tél. 33 (0)1 42 03 29 95 - Fax : 33 (0)1 42 03 63 51 - e-mail : commande-hospital@gyneas.com

Service commercial/service des marchés : Tél. 33 (0)1 42 03 93 75 - Fax : 33 (0)1 42 49 14 16 - e-mail : hospital@gyneas.com

Département export : Tél. 33 (0)1 42 03 96 77 - Fax : 33 (0)1 42 03 78 78 - e-mail : international@gyneas.com

Comptabilité - clients : Tél. 33 (0)1 42 03 97 77 - Fax : 33 (0)1 76 50 46 20 - e-mail : adv@gyneas.com



a member of
novomed
group