



AVIS DE SECURITE: Rappel du produit "PLIF KAGE RSF"

L'Union, le 11 juillet 2013,

Madame, Monsieur,

Le design du dispositif médical PLIF KAGE RSF a été modifié. Il y a eu un épaississement des parois de la cage et le substitut de la cage PLIF est tenu par un marqueur. Un rappel est effectué car les anciens modèles de PLIF KAGE RSF ont continués d'être vendus après la modification du marquage CE. Cependant, il n'y a aucun risque pour le patient, ni aucun risque de perte de traçabilité.

Les produits listés ci-dessous doivent être retournés le plus rapidement possible afin d'être mis en quarantaine.

Les références / cliniques sont décrites ci-dessous (PLIF « non renforcées ») :

N° LOT	REF	QTE	ETABLISSEMENT
478/049	RSFLO9-4	4	CLINIQUE SAINT VINCENT
478/051	RSFL10-4	3	CLINIQUE DU PARC LYON
478/051	RSFL10-4	2	C.H.P. SAINT MARTIN
478/055	RSFL10-4	1	CLINIQUE DU PARC LYON
478/049	RSFLO9-4	1	CLINIQUE DU PRE
478/051	RSFL12-0	2	POLYCLINIQUE MAJORELLE
478/051	RSFL10-4	2	CLINIQUE DU PRE
478/055	RSFL10-4	2	CLINIQUE DES CEDRES
478/051	RSFL10-4	2	PREMIERE MEDICAL
478/060	RSFL10-0	1	PREMIERE MEDICAL

Pouvez-vous faire le nécessaire afin que cette information soit transmise aux établissements concernés ou si besoin de nous transmettre les informations nécessaires.

Veuillez accepter nos sincères excuses pour ce désagrément.

Cordialement,

Alain LERCH
Resp. Technique

SIEGE SOCIAL : 18 Chemin de la Violette – Bât A2 - 31240 L'UNION France

Tel : 33 (0)5 34 27 33 23 / Fax : 33 (0)5 34 27 33 27

E-mail : contact@kasios.com

SAS au capital de 121 800 € / RCS Toulouse: 439 705 344 / SIRET: 439 705 344 00026 / Code APE 7219Z / N° TVA FR 46439705344