



Notification urgente

Mesures correctives

Mesures immédiates requises

A transmettre aux directeurs des établissements de santé, aux directeurs de laboratoire et aux correspondants locaux de réactovigilance

Date 20 août 2013

Produit **Réactif Phosphore**

- Réf. 7D71-22 ; lots 64736UN12, 03991UN13 et 51611UN13
- Réf. 7D71-31 ; lots 74805UN12 et 03992UN13

Objet Les numéros de lots des réactifs Phosphore listés ci-dessus ont une date de péremption incorrecte.

Impact sur les résultats de patients Les résultats de patients pourraient être affectés si le réactif Phosphore est utilisé après la date de péremption réelle.

Mesures requises Veuillez mettre à jour votre stock actuel et modifier manuellement les étiquettes des lots concernés en inscrivant les dates de péremption **correctes** indiquées dans le tableau ci-dessous :

Nom du produit	Référence	Numéro de lot	Date de péremption INCORRECTE sur l'étiquette du produit	Date de péremption CORRECTE
Réactif Phosphore	7D71-22	64736UN12	14 JAN 2014	14 SEP 2013
		03991UN13	01 APR 2014	01 DEC 2013
		51611UN13	13 JUL 2014	13 MAR 2014
	7D71-31	74805UN12	14 JAN 2014	14 SEP 2013
		03992UN13	01 APR 2014	01 DEC 2013

Veuillez conserver une copie de cette lettre pour votre documentation. Si vous avez fait parvenir les réactifs indiqués ci-dessus à un autre laboratoire, veuillez également lui faire parvenir une copie du présent courrier.

L'ANSM est informée de ces mesures.

Contact Si vous avez des questions concernant ces informations, notre service Abbott Assistance se tient à votre disposition au 01 45 60 25 50.

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Joëlle Goncalvès
Spécialiste Qualité