

A l'attention des Responsables de laboratoire, des Directeurs des établissements de santé et des Correspondants de réactovigilance

**URGENT : INFORMATION SECURITE
RAPPEL DE LOT**

BBL Staphyloslide™ Latex

Produit	<i>Référence</i>	N° DE LOT	PEREMPTION
BBL Staphyloslide™ Latex	240952	1298966	31/03/2014

Madame, Monsieur,

BD Diagnostic Systems a mis en évidence que le numéro de lot référencé ci-dessus de la trousse BBL™ Staphyloslide test au latex présente des réactions anormales. Il a été déterminé par l'enquête technique que les kits de test de ce lot peuvent présenter de faibles résultats positifs ou faussement négatifs avec des souches cliniques de *Staphylococcus aureus*.

Comme indiqué dans la fiche technique du produit, le contrôle de la qualité positif et négatif doit être effectué chaque jour d'utilisation du kit, en utilisant idéalement la souche *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 QC suggérée. Le kit ne doit pas être utilisé si les réactions avec les souches de contrôle sont incorrectes.

Nos fichiers montrent que vous avez reçu des produits du lot référencé. Si vous êtes, toujours, en possession de ce lot, nous vous demandons de stopper leur utilisation et de les détruire. Merci de faire circuler cette information à tous les services potentiellement impactés de votre organisation.

Pour tout remplacement du lot **BBL™ Staphyloslide test au latex** mentionné ci-dessus, merci de retourner le formulaire joint complété à l'attention de Support Applicatif BD DS, au numéro de fax 04.76.68.35.04 avant le 27 Janvier 2014

Regrettant sincèrement les désagréments engendrés par la mise en place de cette mesure, nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Pont-de-Claix, le 14 Janvier 2014,

Mathilde BAYARD
Attachée de clientèle
BD Diagnostics –Diagnostic Systems

A l'attention de: Support Applicatif BD DS Fax #: 04.76.68.35.04

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT AVANT LE 27/01/2014

Produit Concerné

Désignation Porduit	Référence	Numéro de Lot	Status	Quantité
BBL Staphyloslide™ Latex	240952	1298966	<input type="checkbox"/> Reçu	
			<input type="checkbox"/> Utilisé	
			<input type="checkbox"/> Détruit	

Nom du client: _____
Merci d'utiliser le nom complet sans abréviation

Adresse: _____

Ville: _____ Code postal: _____

Personne à contacter: _____

N° Téléphone _____ N°Fax _____

Je certifie avoir reçu, par BD, l'information de destruction concernant les produits mentionnés ci-dessus, et de les avoir retiré de mon activité comme demandé.

Date _____

Signature _____