

## **RAPPEL PRODUIT**

*Date : 16/08/2013*


### **Produit : Rollator X-Fold référence 826158**

***Séries concernées :***

***Lot de production 29486 avec numéros de série :  
2G121200401 à 2G121200600***

***Lot de production 29763 avec numéros de série :  
2G121200001 à 2G121200100***

**Articles vendus de Février 2013 à Août 2013**



Notre fournisseur « DRIVE » nous signale que le dossier des rollators X-Fold dont les numéros de séries correspondent à ceux indiqués ci-dessus, peut être jugé potentiellement dangereux.

Comme présenté sur le schéma ci-contre, si vous constatez que la partie en plastique du dossier (située près du système de fixation) est pliée ou fléchie, le dossier pourrait alors casser pouvant entraîner la chute de l'utilisateur.

Si votre rollator correspond au numéro de série ci-dessus, merci de contacter le service client Identités en nous communiquant votre numéro de facture, date d'achat et numéro de série de votre produit au 02.41.96.18.48.

Un nouveau dossier vous sera alors envoyé.