



Roche Diagnostics France  
2 avenue du Vercors – BP 59  
38242 MEYLAN CEDEX

Contact : Assistance téléphonique

☎ 04 76 76 30 88

## VIGILANCE

Meylan, le 18 mars 2014

**A l'attention des Biologistes-Responsables, des Directeurs des Etablissements de Santé et des Correspondants locaux de réactovigilance**

**Objet : HIV combi PT – disponibilité nouveau lot 177044**

Madame, Monsieur,

Cette communication fait suite au courrier du 11 mars 2014, réf. LL/DB/026\_14.

Nous avons le plaisir de vous informer que le **nouveau lot 177044 de HIV combi PT sera disponible la semaine du 24 mars 2014.**

Ce lot permet de **revenir à une situation de normalité** et d'utiliser à nouveau les tests HIV combi PT et Troponine T hs sur le même module e 601/602 ou E170.

### Actions à mettre en œuvre :

- Si vous effectuez les tests HIV combi PT et Troponine T hs sur **des modules e 601/602 ou E170 séparés**, vous pouvez utiliser le nouveau lot 177044 ou continuer à utiliser les lots précédents, jusqu'à épuisement de vos stocks.
- Si vous utilisez les tests HIV combi PT et Troponine T hs sur le même module e 601/602 ou E170, vous devez utiliser le lot 177044 dès sa disponibilité et arrêter d'utiliser tous les lots antérieurs à celui-ci.



**Roche Diagnostics France**

2, avenue du Vercors  
B.P. 59  
38242 Meylan Cedex  
Tél. +33 (0)4 76 76 30 00  
Fax +33 (0)4 76 76 30 01

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 965 175 euros  
380 484 766 RCS Grenoble  
Code APE 4646Z  
N° T.V.A. : FR 20 380 484 766  
SIRET : 380 484 766 00031

L'ANSM a été informée de cette action.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Notre Assistance Téléphonique se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.

Avec nos meilleures salutations,

Laurence LAPERLE  
Directeur des Affaires Réglementaires  
& QSE

Raffaella CARGNELLO, PhD  
Chef de Produits Sérologie Infectieuse

LL/DB/036\_14



**Roche Diagnostics France**

2, avenue du Vercors  
B.P. 59  
38242 Meylan Cedex  
Tél. +33 (0)4 76 76 30 00  
Fax +33 (0)4 76 76 30 01

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 965 175 euros  
380 484 766 RCS Grenoble  
Code APE 4646Z  
N° T.V.A. : FR 20 380 484 766  
SIRET : 380 484 766 00031