

Wissembourg, le 28 Novembre 2014

**Cher Client,**

**Vous possédez un défibrillateur FRED, FRED easy, DG4000 ou DG5000, et nous vous remercions pour votre confiance en nos produits.**

**Nous vous informons que le fabricant des électrodes de défibrillation, Léonhard Lang, effectue actuellement un rappel, déclaré à l'ANSM, de ses électrodes de défibrillation pédiatriques.**

**Les électrodes « adulte » ne sont pas concernées par ce rappel.**

**Ce rappel fait suite à la détection, en interne chez le fabricant, d'un risque de défaut de contact électrique, susceptible d'entraîner un arc, ou un non fonctionnement des électrodes lors de leur utilisation. Ceci représente une perte de chance pour la victime d'arrêt cardiaque, du fait d'un retard dans le traitement ou d'une absence de traitement.**

**Il a donc été décidé de retirer du marché les lots potentiellement affectés par ce défaut, et de les remplacer.**

**Ce rappel concerne toutes les électrodes de défibrillation pédiatriques de plus de 18 mois, soit les lots suivants :**

**Réf : 0-21-0000**

**Lot: 20507-0778, 20724-0778, 20904-0774, 20925-0772, 21106-0771, 21121-0776, 30118-0778, 30226-0779, 30326-0771**

**Réf : 0-21-0021**

**Lot: 20620-0772, 20724-0779, 20905-0775, 20927-0774, 21001-0775, 21121-0775, 30121-0779, 30226-0778**

**Réf : W1404262**

**Lot: 20620-0773, 20725-0771, 21121-0774, 30426-0771**



**THE ART OF DIAGNOSTICS**

SCHILLER MEDICAL SAS  
ZAE SUD  
BP 90050  
4, rue Louis Pasteur  
F-67162 Wissembourg Cedex

Téléphone +33 (0) 3 88 63 36 00  
Télécopie +33 (0) 3 88 94 12 82

**SCHILLER**  
MEDICAL S.A.S.

Internet : <http://www.schiller-medical.com>  
E.mail : [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)



La référence et le numéro de lot se trouvent au dos du sachet d'électrodes.



THE ART OF DIAGNOSTICS

SCHILLER MEDICAL SAS  
ZAE SUD  
BP 90050  
4, rue Louis Pasteur  
F-67162 Wissembourg Cedex

Téléphone +33 (0) 3 88 63 36 00  
Télécopie +33 (0) 3 88 94 12 82

**SCHILLER**  
MEDICAL S.A.S.


Internet : <http://www.schiller-medical.com>  
E.mail : [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)

**Nous vous invitons à vérifier au plus vite les électrodes en votre possession, et à retourner à la société SCHILLER France par fax 01 64 66 50 10 ou [info@schillerfrance.fr](mailto:info@schillerfrance.fr) le tableau ci-joint, listant les éventuelles électrodes affectées par ce rappel.**

**Celles-ci vous seront échangées dans les meilleurs délais définis par la société Léonard Lang. Nos collaborateurs du service Hot line se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 0820 20 22 25.**

**Si vous êtes encore en possession d'électrodes concernées par ce rappel, merci de ne plus les laisser en service.**

**En attendant l'échange, vous pouvez, comme le recommande le Conseil Européen de la ressuscitation en cas de besoin, utiliser vos électrodes adultes, en respectant le positionnement suivant:**



**En vous remerciant par avance pour votre collaboration, nous nous excusons pour le désagrément occasionné.**

**Votre Distributeur:**

**SCHILLER France  
6 Rue Raoul Follereau,  
77600 Bussy-Saint-Georges**



**THE ART OF DIAGNOSTICS**

SCHILLER MEDICAL SAS  
ZAE SUD  
BP 90050  
4, rue Louis Pasteur  
F-67162 Wissembourg Cedex

Téléphone +33 (0) 3 88 63 36 00  
Télécopie +33 (0) 3 88 94 12 82

**SCHILLER**  
MEDICAL S.A.S.

Internet : <http://www.schiller-medical.com>  
E.mail : [info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)

Référence	N° de lot	Quantité
0-21-0000	20507-0778	
0-21-0000	20724-0778	
0-21-0000	20904-0774	
0-21-0000	20925-0772	
0-21-0000	21106-0771	
0-21-0000	21121-0776	
0-21-0000	30118-0778	
0-21-0000	30226-0779	
0-21-0000	30326-0771	
0-21-0021	20522-0775	
0-21-0021	20620-0772	
0-21-0021	20724-0779	
0-21-0021	20905-0775	
0-21-0021	20927-0774	
0-21-0021	21001-0775	
0-21-0021	21121-0775	
0-21-0021	30121-0779	
0-21-0021	30226-0778	
W1404262	20620-0773	
W1404252	20725-0771	
W1404262	20725-0771	
W1404262	21121-0774	
W1404262	30426-0771	

A retourner par fax 01 64 66 50 10 ou [info@schillerfrance.fr](mailto:info@schillerfrance.fr)



THE ART OF DIAGNOSTICS