

Au commencement, il y avait un patient...



A l'Attention du Pharmacien Responsable des  
Dispositifs Médicaux Stériles

Centre :

Lissieu, 19/12 /2014

N/Réf : DM/ 20141219/sonde-guide  
Objet : Rappel de Produit

*Télécopie Urgente / Courrier*

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un incident lors de l'insertion d'une sonde nasogastrique avec guide. La cause identifiée est une rigidité trop importante du guide. A ce jour, ce risque concerne les lots des produits cités ci-dessous. Aussi, pour sécuriser l'acte de pose de ces sondes, nous procédons au rappel des références et des lots listés :

Désignation : Sonde de nutrition entérale gastrique en PUR longueur 110 cm et 130 cm avec guide.

REF	LOT
AL110G	14F05-NV
AL110G	14G17-NV
AL110G	14I22-NV
AL110G	14I29-NV
AL112G	14G17-NV
AL112G	14I22-NV
AL114G	14G07-NV
AL114G	14I22-NV
AL114G	14J01-NV

REF	LOT
AL510G	14G15-NV
AL510G	14I04-NV
AL512G	14G21-NV
AL514G	14F19-NV
AL514G	14G22-NV
AL514G	14I24-NV

Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au retrait immédiat de toutes les unités de ces produits dans votre établissement de santé et de les tenir à notre disposition dans les meilleurs délais.

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous communiquer au plus tôt, par référence, les quantités à reprendre, suite à cela nous prendrons contact avec vous pour fixer les modalités de cette opération (reprise – échange).



**Service Commercial**  
Tél. 04 78 43 78 25  
Fax 04 78 43 77 78  
commercial@cairlgl.fr

**Service Commandes**  
Tél. 04 78 43 76 43  
Fax 04 78 43 77 09  
commande@cairlgl.fr

**Service Export**  
Tél. 04 78 43 77 44  
Fax 04 78 43 77 09  
export@cairlgl.fr

Contact :

Delphine Molinari

[dmolinari@cairlgl.fr](mailto:dmolinari@cairlgl.fr)

Fax : 0033 (0)4.78.43.77.07

L'ANSM a été informé de cette décision, et nous les tiendrons informés du déroulement de l'opération.

Nous tenons à vous remercier de votre collaboration et à vous présenter toutes nos excuses pour les désagréments encourus.

Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Delphine MOLINARI  
Correspondant Matéiovigilance

