

Linde Healthcare
140 avenue Paul Doumer
92508 Rueil-Malmaison Cedex

Pole de santé du Villeneuveis
A l'attention du pharmacien gérant de la PUI,
SERVICE pharmacie
Chemin ROMAS
47305 VILLENEUVE SUR LOT

Affaire suivie par : Jean Ramirez / MC THERENE / Eric Navarre
Tel. : 01 47 14 20 12 / 06 37 75 63 96
E-mail : marie-catherine.therene@linde.com

A l'attention du Pharmacien de la PUI

N/Ref. : **MUNH-9STCWX**

Rueil-Malmaison, le 17 avril 2015

Objet : communication sur défaut de raccord d'embout AIR MOTEUR prise 8-10 bars

Cher client,

Nous avons été informés d'un cas de défaut qualité sur une fiche embout AIR MOTEUR 8_10 bars ref produit Linde Healthcare ref R615472, lot fabriqué en 2011 et distribué sur le marché depuis mai 2012.


Il a été constaté la possibilité de monter ces fiches embouts sur les prises AIR MEDICAL 4 bar constituant ainsi une non-conformité normative (NFS 90-116 & NFS 90-119) relative aux règles de détrompage. Les lots identifiés sont les lots actuellement sur le marché.

En partenariat avec notre fabricant, un plan de remplacement sera mis en œuvre à partir d'avril 2015, afin de substituer, gratuitement, les fiches embouts non-conformes par du matériel équivalent conforme. Dès disponibilité du matériel, notre service client ou commercial prendra contact avec vous pour procéder à cet échange.

Dans cette période intermédiaire, merci de rappeler à vos équipes et utilisateurs, le bon usage de cette fiche (dont la sécurité de mise en œuvre n'est nullement affectée), sur les seules prises AIR INSTRUMENT (8 à 10 bars) conformément à sa notice d'utilisation.

L'ANSM a bien été informée de cette action de sécurité et dans le cadre de celle-ci merci de nous renvoyer par fax l'accusé de réception joint au présent courrier.

En vous remerciant de votre vigilance et restant à votre disposition, nous vous prions madame, monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de nos sincères salutations.


Claire Lacaux-Saulais
Pharmacien responsable

Eric Navarre
Chef de produit

Pièce jointe : accusé de réception

Linde: Living healthcare*

Linde Healthcare
Activité médicale
140, avenue Paul Doumer
92508 Rueil-Malmaison Cedex
Tel. 0 810 421 000
Fax. 05 34 61 30 49

Siège social :
Linde France S.A.
523, cours du 3^e Millénaire
CS 10085
69792 Saint-Priest Cedex

s.a. au capital de 40 064 950 €
RCS Lyon 392 631 248
TVA FR 58 392 631 248
<http://www.linde-healthcare>.



ACCUSE DE RECEPTION

DEFAUT RACCORD EMBOUT AIR MOTEUR prise 8-10 bars

Je soussigné : nom prénom :
 Etablissement :
 Adresse :
 Fonction :

Certifie avoir pris connaissance du présent avis de rappel, et faxer ce document au numéro :
01 47.14 08 54.

Signature & cachet d'établissement :

Dès réception et/ou confirmation du présent envoi, merci d'identifier les fiches défectueuses et de procéder à leur remplacement (envoi des fiches conforme à partir d'avril 2015).

Merci après échange, de nous renvoyer les fiches défectueuses à l'adresse ci-dessous :
LINDE HEALTCARE, 9 rue Michel Labrousse, BP 24766 31047 TOULOUSE CEDEX 1

Pour tout renseignement technique, merci de contacter [le chef de produit : Mr Eric Navarre au numero suivant 05 34 61 34 11.](#)