



Roche Diagnostics France
2 avenue du Vercors – BP 59
38242 MEYLAN CEDEX

VIGILANCE

Meylan, le 22 décembre 2015

URGENT - INFORMATION DE SECURITE	
A l'attention des Biologistes-Responsables, des Directeurs des Etablissements de Santé et des Correspondants locaux de Réactovigilance	
<u>Dossier réf. Roche</u> : SBN-RPD-2015-015 V2	
Réactif concerné :	Reflotron acide urique référence 10745103202

Chère Cliente, Cher Client,

Comme suite à notre courrier datant du 23 juillet 2015 vous informant de la réduction à 48 % maximum du taux d'hématocrite sur le dosage d'acide urique, nous avons le plaisir de vous informer de la mise à jour de la fiche technique à compter du lot 135 769.


L'ANSM a été informée de cette action.

Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir **nous retourner par fax au 04 76 76 31 75 le document ci-joint, dûment rempli.**

Pour toute question complémentaire, nous vous prions de bien vouloir contacter notre Assistance Téléphonique au **04 76 76 31 00.**

Avec nos meilleures salutations,


Sylvie DREVET
Expert Affaires Réglementaires


Karine DARIGNAC
Chef de produits Télébologie et Urinalysis

SD/DB/134_15

Roche Diagnostics France

2, avenue du Vercors
B.P. 59
38242 Meylan Cedex
Tél. +33 (0)4 76 76 30 00
Fax +33 (0)4 76 76 30 01

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 965 175 euros
380 484 766 RCS Grenoble
Code APE 4646Z
N° T.V.A. : FR 20 380 484 766
SIRET : 380 484 766 00031

