

LR avec AR
A Gallargues le Montueux, le

Information Sécurité Importante concernant les lève-personnes **Flyever, Flyer plus, Flyer plus elec, Miniflyever, Flyspart, Flyspart Maxi, Flyalu équipé de fléaux 4 points bleu atlante et Flyalu Fold équipé de fléaux 4 points bleu atlante de la société AKS France/Nausicaa Médical**

Chers clients,

Nous avons constaté un risque d'incident sur les lève-personnes Flyever, Flyer plus, Flyer plus elec, Miniflyever, Flyspart, Flyspart Maxi, Flyalu équipé de fléaux 4 points bleu atlante et Flyalu Fold équipé de fléaux 4 points bleu atlante.

L'axe du fléau peut présenter un risque de défaillance de la matière et entraîner un risque de rupture. Ce potentiel risque d'incident concerne les lèves-personnes Flyever, Flyer plus, Flyer plus elec, Miniflyever, Flyspart, Flyspart Maxi, Flyalu équipé de fléaux 4 points bleu atlante et Flyalu Fold équipé de fléaux 4 points bleu atlante commercialisés à partir du 3 Septembre 2014 jusqu'au 16 Décembre 2015.

L'ANSM a été informée de cette information de sécurité, nous vous demandons donc par mesure de précaution :

- de ne plus utiliser les lève-personnes Flyever, Flyer plus, Flyer plus elec, Miniflyever, Flyspart, Flyspart Maxi, Flyalu équipé de fléaux 4 points bleu atlante et Flyalu Fold équipé de fléaux 4 points bleu atlante concernés par cette information.

Vous trouverez en pièce jointe les bons de livraison avec les numéros de série des appareils concernés.

- d'effectuer le changement des axes fléaux fendus par des axes fléaux pleins selon la procédure Annexe ci-jointe.

La société Nausicaa Médical mettra tout en œuvre pour pallier à une éventuelle indisponibilité du matériel incriminé.

Vous trouverez également au dos de ce courrier l'accusé de réception à nous faxer pour confirmer la réception de cette information.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Personne à contacter concernant cette information de sécurité :

Madame Ghizlane LABROSSE

Tél : 04.66.71.71.86

Fax : 04.66.51.19.48

Portable : 06.24.30.85.96

Courriel : ghizlane@nausicaa-medical.com

Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Pierre-Henri CHAUZAT

Président

Nausicaa Médical

Tél : 04.66.51.50.80

Portable : 06.20.52.79.44

Courriel : phcaks@hotmail.fr

Ghizlane LABROSSE

Ingénieur biomédical

Nausicaa Médical

Tél : 04.66.71.71.86

Portable : 06.24.30.85.96

Courriel : ghizlane@nausicaa-medical.com

<p><u>Etape 1 :</u> Enlever les cache-boulons, dévisser les écrous</p>	
<p><u>Etape 2 :</u> Enlever l'axe court, les rondelles et retirer l'axe fléau fendu</p>	
<p><u>Etape 3 :</u> Placer l'axe fléau plein sur le fléau</p>	
<p><u>Etape 4 :</u> Fixer le fléau à l'aide de l'axe court et les rondelles diam 10 Remettre les écrous et serrer</p>	
<p><u>Etape 5 :</u> Replacer les cache-boulons</p>	