


**Information de sécurité – 30 juin 2016**

**Contrefaçons de produits d'entretien de lentilles de contact Renu 60ml, 120ml, 240 ml, 60St.kit de la société Bausch/Lomb incorporated sur le marché égyptien.**

La société Bausch/Lomb incorporated a informé l'ANSM de la présence sur le marché égyptien de contrefaçons du produit RENU. Ces produits contrefaits n'ont pas été identifiés à ce jour sur le marché français.

Plusieurs éléments permettent de différencier le produit contrefait du produit original :

|  | Produit d'origine Bausch & Lomb Product   | Produit contrefait  |
|--|---|---|
| <p>La notice est pliée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- par machine pour le produit original</li> <li>- manuellement de façon irrégulière pour le produit contrefait.</li> </ul>   |   |   |
| <p>Les capsules des lentilles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniquement de couleur bleue et blanche pour le produit original.</li> <li>- de différentes couleurs (rose, bleue et blanche) pour le produit contrefait</li> </ul> |  |  |
| <p>Le bouchon du produit contrefait n'est pas scellé</p>   |  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Le numéro de lot et la date de péremption figurent sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'étiquette du produit original</li> <li>- le flacon du produit contrefait.</li> </ul> |    |  |
| <p>Le produit contrefait présente des fautes de typographie (absence d'espacement, faute de frappe...)</p>  |   |  |
|   |  |   |
| <p>Absence du code Datamatrix sur le produit contrefait</p>   |  |   |

L'ANSM rappelle que les dispositifs médicaux contrefaits peuvent présenter des risques pour la santé compte tenu notamment de l'absence d'évaluation de leur qualité et de leur sécurité.

Soyez vigilant lors de l'achat de dispositifs médicaux sur internet.

En cas de doute n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou un distributeur spécialisé.