



B O R D I E R

**A F F I N I T Y
P R O D U C T S**

Rappel de lot

Trousse monoclonal antibodies anti-Microsporidia, référence 8100, lot 1608E

Inversion d'étiquettes composants 8100-01 et 8100-02

Chère madame, cher monsieur,

Notre base de données indique que vous avez reçu une ou plusieurs trousse 8100 lot 1608E.

Nous constatons que quelques tubes d'anticorps monoclonaux (ref 8100-01 et 8100-02) du lot 1608E ont les étiquettes inversées (20 kits ont été produits pour ce lot). Le mélange a eu lieu lors de l'impression des étiquettes.

Cette inversion peut conduire à des résultats faussement positifs (inversion d'espèce) ou faussement négatifs pour la détection des spores des deux espèces dans les selles.

Aussi nous vous demandons

- de ne pas utiliser les trousse du lot 1608E.
- de détruire les quantités restant en stock.
- d'informer les cliniciens en cas de résultats rendus avec ce lot.
- de tester à nouveau les échantillons analysés par ce lot avec une trousse du nouveau lot.

Nous remplacerons gratuitement les trousse détruites.

Merci de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de ces recommandations.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous commentaires ou questions.

L'ANSM va être informé de ce retrait de lot.

Crissier,

17 Juin 2016

Nicolas Beyls
cb@bordier.ch