

## **INION**

### **Avis relatif à la sécurité**

**Inion GTR (Clous, mèche de forage et applicateur de clous)**

**RÉF: TCK-2011, LOT: 1505007 et 1503039;**

**Inion Trinion (Vis de ménisque, 10 mm (x3))**

**RÉF: SET-3002, LOT: 1412016**

**Joint d'étanchéité potentiellement défectueux dans la poche aluminium**

**CPA-17-003**

**Demande d'inspection visuelle des poches**

Date : 24/02/2017

Cher client, chère cliente,

Inion a reçu des informations concernant un produit distribué, sur lequel on a détecté que le joint de la poche aluminium était partiellement ouvert avant de le mettre en utilisation.

Nous avons examiné le lot de poches aluminium et nous sommes parvenus à la conclusion que, par mesure de précaution, tous les produits emballés dans ce lot de poches devaient être vérifiés visuellement afin de détecter d'éventuels défauts similaires. Les joints de la poche aluminium acceptables doivent être intacts et uniformes. Nous vous prions de bien vouloir :

1. Inspecter les joints des poches aluminium des produits qui vous ont été livrés (énumérés à la page 2)
2. Inspecter les joints des poches aluminium des produits qui ont été livrés à votre client (énumérés à la page 2)
3. Retirer tout les équipements qui ont des joints défectueux de vos stocks de vente.
4. Nous informer du résultat en utilisant le formulaire ci-joint.

Tout équipement ayant des joints de poche défectueux devront être expédiés à Inion en vue d'une enquête complémentaire. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce désagrément. Afin d'éviter des problèmes similaires à l'avenir, Inion va procéder à l'amélioration de ses activités de contrôle de la qualité des composants de poche achetés.

Merci de bien vouloir faire passer cette information à tous ceux qui doivent être au courant de ce défaut au sein de votre organisation / des organisations de vos clients où les équipements ont été transférés. Pour plus d'informations, nous vous prions de contacter Mme Riitta Juko : [riitta.juko@inion.com](mailto:riitta.juko@inion.com).

La personne soussignée confirme que le présent avis sera distribué auprès des organismes de réglementation appropriés.

Kati Marttinen

Directrice de l'Assurance de la qualité et de l'évaluation des risques, Inion Oy

Annexe :

- Liste des produits et formulaire de feedback

Liste des produits et formulaire de feedback

Merci de compléter et de retourner à Inion

Client :

Rempli par Inion :			Rempli par le client :					
RÉF	LOT	Livré (unités)	Propres stocks			Stocks du client		
			Total (unités)	OK (unités)	PAS OK (unités)	Total (unités)	OK (unités)	PAS OK (unités)

Il est supposé que le reste des équipements a été utilisé.