

INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES SAS
97 Allée Alexandre Borodine
Immeuble Séquoia 2
FR-69791 SAINT PRIEST Cedex
FRANCE
Copies à : F.Gomilia

Objet : **NOTICE D'AVERTISSEMENT n° 2017-01**

Dispositif médical concerné : Pièce à main Scie

Référence : 141.00.000

Séries concernées : SN0385, SN0386, SN0387, SN0388, SN0389, SN0390, SN0391, SN0392,
SN0393, SN0397, SN0401, SN402

Sainte-Croix, le 08/02/2017

Madame, Monsieur,

Suite à un retour d'information d'un de nos clients, nous avons constaté qu'une petite pièce montée sur un lot de production de pièces à main scie aurait tendance à rouiller après stérilisation.


Par mesure de précaution, nous avons pris la décision de changer cette pièce pour le lot incriminé.

Nous vous demandons donc d'isoler les pièces à main scie (dont les numéros de série figurent en tête de ce document) que vous auriez en stock et rapatrier celles qui sont déjà en circulation. Nous vous proposons de nous déplacer chez vous pour changer cette pièce.

MedicMicro s'engage à ne distribuer que des produits répondant aux normes de Qualité les plus strictes et à fournir le support nécessaire. Nous regrettons que cela ait eu lieu et nous nous excusons de tout inconvénient qu'il pourrait causer ou a du causé à vos clients, votre personnel et vous.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au : +41 24 455 24 91 ou par email:

info@medicmicro.ch



Jean Pierre Py

MEDICMICRO

ACCUSE RECEPTION NOTICE D'AVERTISSEMENT

**MERCI DE COMPLETER ET RETOURNER PAR FAX AU +41(0)24.557.69.94 OU PAR MAIL :
info@medicmicro.ch**

Dispositif médical concerné :

Référence :

Lot(s) :

INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES SAS
97 Allée Alexandre Borodine
Immeuble Séquoia 2
FR-69791 SAINT PRIEST Cedex
FRANCE

J'atteste avoir reçu la Notice d'Avertissement n° et avoir suivi les instructions reportées dans cette notice.

J'atteste également avoir transmis cette Notice aux utilisateurs concernés et m'être assuré qu'ils en ont pris connaissance.

NOM :

FONCTION :

DATE :

SIGNATURE ET TAMPON :