

## Téléfax

---

A / To :	Date : 13/11/2007
Correspondant local de matérovigilance (service Pharmacie)	
Téléfax No :	Nombre de pages, couverture incluse :
Fax destinataire :	Number of pages including cover page :
	1
De / From	Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez contacter :
	If you do not receive all pages, please call :
Chantal Bezaut	

---

### **Objet : Rappel des Canules d'aspiration Elefant**

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner les canules d'aspiration Elefant :

- réf. ASP105, ASP110, ASP115, ASP120, ASP125, ASP135, ASP145, ASP150, ASP155, ASP160, ASP165, ASP170, ASP180,
- réf. ASP1AX, ASP1BX, ASP1CX, ASP1DX, ASP1XX,
- réf. ASP14X, ASP16X, ASP17X,
- réf. ASP145X, ASP165X, ASP170X,

en stock dans votre établissement, quel qu'en soit le numéro de lot.

En effet, la stérilisation de ces produits n'est pas conforme à la norme de référence ISO 11135 ce qui ne permet pas de garantir leur stérilité.

Bien qu'aucun incident relatif à un défaut de stérilité de ces produits n'ait été enregistré, nous préférons rappeler ces produits.

Nous vous remercions de **contacter notre service clients au 01 56 63 18 97** pour les modalités de retour.

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour ce désagrément et vous remercions par avance de votre coopération.

**Merci de nous retourner ce fax signé, à réception, au 01 56 63 17 73 et de nous retourner les produits concernés avant le 20/11/2007.**

Chantal Bezaut  
Pharmacien Responsable

---

Mr, Mme : ....., qualité : .....,

établissement : .....

a bien pris connaissance des mesures de rappel prises par les Laboratoires Coloplast concernant les canules d'aspiration Elefant

notre établissement n'a plus ces produits en stock.

nous avons encore ..... canules d'aspiration Elefant en stock.  
(Merci de préciser s'il s'agit de boîtes complètes ou d'unités)

Signature :