

Nom 1
Nom 2
Nom 3
Rue
Code Ville

Dardilly, le 18 Septembre 2007

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs des établissements de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Retrait du lot P935010 du réactif Staphylect Plus référence DR0850M

Madame, Monsieur,

Suite à un signalement, OXOID en accord avec l'AFSSAPS a décidé du retrait du lot P935010 du réactif **Staphylect plus référence DR0850M** .

En effet, des investigations ont montré la survenue potentielle de réactions faussement positives avec des espèces de *Staphylococcus* non aureus.

En conséquence, nous vous demandons de détruire les réactifs du lot incriminé non utilisés encore en votre possession.

Merci de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.

Nous sommes à l'heure actuelle dans l'impossibilité de vous remplacer ce réactif par la même référence.

En revanche, nous pouvons vous fournir à réception du certificat de destruction un réactif similaire R30950102 Staphaurex Plus 150 tests.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit coffrets de StaphyTECT plus DR0850M lot P935010

Je désire en remplacement le réactif Staphaurex plus R30950102 : oui non

Date :

Tampon et signature du responsable :