



NEOLIX SAS  
11, avenue Raoul Vadepiéd  
53600 Châtres-la-Forêt (France)



Tél : +33 2 5374 5007  
Email : [neolix@neolix.eu](mailto:neolix@neolix.eu)

Châtres-la-Forêt, le 14 mars 2018



Ref : 180302

***Fiche d'avertissement : contrefaçon des instruments endodontiques NEONITI***

---

Madame, Monsieur, cher Client,

Par ce courrier nous souhaitons vous informer que la société NEOLIX est victime de contrefaçons sur ses instruments endodontiques de la gamme NEONITI.

Des produits contrefaits ont été découverts sur le marché iranien, commercialisés sous 2 marques :

- ACE DENT (contrefaçon de la marque NEONITI) ;
- NEOLIX (contrefaçon complète de nos produits) ;

Les produits ainsi contrefaits ne sont évidemment pas des dispositifs fabriqués par NEOLIX suivant notre savoir-faire, et ils ne possèdent pas les caractéristiques attendues. NEOLIX ne peut aucunement garantir la conformité des produits et la sécurité des utilisateurs et patients en cas d'utilisation de ces contrefaçons.

Dénominations commerciales, tailles et références des produits concernés :

<b>Dénominations / Tailles</b>	<b>Références</b>
Neoniti C1 / S25-T12-L15	NX A 01 002 01 005
Neoniti A1 / S25-T8-L25	NX A 01 003 01 005
Neoniti A1 / S25-T8-L21	NX A 01 003 02 005
Neoniti A1 / S25-T8-L31	NX A 01 003 03 005
Neoniti A1 / S20-T8-L25	NX A 01 005 01 005



<b>Dénominations / Tailles</b>	<b>Références</b>
Neoniti A1 / S20-T8-L21	NX A 01 005 02 005
Neoniti A1 / S20-T8-L31	NX A 01 005 03 005
Neoniti A1 / S40-T4-L25	NX A 01 006 01 005
Neoniti A1 / S40-T4-L21	NX A 01 006 02 005
Neoniti A1 / S40-T4-L31	NX A 01 006 03 005

Tous les numéros de lot sont possiblement concernés.

En cas de doute sur l'origine d'instruments NEONITI, veuillez vérifier l'aspect du packaging et des produits à l'aide du tableau comparatif joint en annexe.

Si vous avez entre les mains une contrefaçon avérée, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits. NEOLIX ne pourra être tenue pour responsable de tout incident qui serait provoqué par un produit contrefait.

Cette fiche d'avertissement doit être transmise à toute personne ou organisation susceptible d'être concernée par les dispositifs médicaux NEONITI contrefaits.





Je soussigné, Xavier ROLLAND, Président de NEOLIX, confirme que cette fiche d'avertissement a été dûment communiquée à l'organisme réglementaire approprié.

Nous vous remercions par avance pour votre vigilance, et restons à votre disposition pour toute question éventuelle concernant cet avertissement.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher Client, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

Bien cordialement,

Xavier ROLLAND  
Président

Instrument original NEONITI de NEOLIX <i>Original instrument NEONITI from NEOLIX</i>	Produit contrefait n°1 <i>Counterfeit product n°1</i>	Produit contrefait n°2 <i>Counterfeit product n°2</i>
<p>Angle supérieur gauche arrondi <i>Rounded upper left corner</i></p> 	<p>Angle supérieur gauche carré <i>Squared upper left corner</i></p> 	<p>Angle supérieur gauche carré <i>Squared upper left corner</i></p> 
 <p>Notice à l'arrière du la boîte. <i>IFU on the back of the box</i></p>	 <p>Pas de notice <i>No IFU</i></p>	<p>Pas de notice <i>No IFU</i></p>
		<p>/</p>
		
 <p>Surface active d'aspect mat <i>Mat finishing of the active surface</i></p>	 <p>Surface active d'aspect brillant. <i>Glossy finishing of the active surface</i></p>	 <p>Surface active d'aspect brillant. <i>Glossy finishing of the active surface</i></p>