

FICHE D'AVERTISSEMENT

Fiche envoyée par fax date : 11 juin 2018.....
 par courriel
 confirmée par courrier date :

RAPPEL de lots.

➤ **Produit concerné :**

Code : 223192, N° de lot : 739070001 et 739090001.

Libellé : Compresses XRay non tissé stériles 5 x 5 cm pochette de 10 compresses.
Compresses fabriquées par ALLMED MEDICAL PRODUCTS Co., LTD (No. 180 Gong Yuan Road, Majiadian Town, 443200 ZHIJIANG City, HUBEI Province, République Populaire de Chine) et importées par TETRA MEDICAL, 59 Avenue Rhin Danube, 07100 ANNONAY.

➤ **Motif :**

Certaines compresses présentent des coupures sur la matrice en non-tissé et peuvent se déchirer lorsque, complètement dépliées, elles sont imbibées de sang. La déchirure peut survenir au niveau du fil radio-opaque.

Risque identifié : Perte dans le champ opératoire d'un morceau de compresse.

➤ **Action à prendre :**

Blocage des stocks pour enlèvement par TETRA MEDICAL.

Raison : Procédure de rappel externe dont l'ANSM a été informée.

Recommandations particulières :

Merci d'accuser réception du courriel associé à cette fiche d'avertissement y compris si vous n'avez plus de stocks de ces produits dans votre établissement.

Date : 11 juin 2018

Signature du correspondant de matériovigilance :

Damien GLEIZOLLE,
Correspondant de matériovigilance.
materiovigilance@tetra-medical.fr, tél = 04 75 33 29 34.

