

## **RAPPELS DE LOTS**

**A l'attention du Responsable du laboratoire  
A l'attention du Correspondant local de réactovigilance  
A l'attention des Directeurs des établissements de santé**

Madame, Monsieur.

Vous êtes utilisateur du dispositif :

**1 – Cartes ID-DiaClon ABO/Rh – Références : 001043, 001044, 001045 et 001046**

**2 – Cartes ID-DiaClon ABO/Rh combi – Références : 001397 et 001398**

**3 – Cartes ID-DiaClon ABO/Rh D – Référence : 001325**

Nous tenons à vous informer que la Société DiaMed Suisse a reçu plusieurs signalements clients indiquant un affaiblissement potentiel des réactions avec le réactif Anti B contenu dans ces dispositifs en période de fin de péremption.(positivité de 4+ à 3+). Ce phénomène n'a pas été reproduit avec les réactifs que nous avons conservés en échantillothèque.

Cependant, par mesure de précaution, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, la société DiaMed décide de réduire de trois mois la date de péremption des réactifs précédemment cités.

En conséquence, nous vous demandons de cesser d'utiliser dès maintenant, les coffrets des lots suivants :

-50012.01.xx dont la date de péremption est le 30/06/2004

-50012.02.xx dont la date de péremption est le 31/07/2004

-50012.03.xx dont la date de péremption est le 30/09/2004

Si vous êtes encore en possession de coffrets de ces lots, nous vous demandons de nous indiquer le nombre de cartes encore en stock au moyen du coupon réponse ci-joint.

Elles seront collectées par nos soins et échangées.

Pour les lots suivants, veuillez d'ores et déjà noter leur nouvelle date de péremption :

-45470.01.xx, péremption affichée : 31/12/2004, nouvelle date de péremption : 30/09/2004

-45480.01.xx, péremption affichée : 31/12/2004, nouvelle date de péremption : 30/09/2004

-50012.03.xx, péremption affichée : 31/10/2004, nouvelle date de péremption : 31/07/2004

-50012.03.xx, péremption affichée : 30/11/2004, nouvelle date de péremption : 31/08/2004

-50012.04.xx, péremption affichée : 31/12/2004, nouvelle date de péremption : 30/09/2004  
-50012.04.xx, péremption affichée : 31/01/2005, nouvelle date de péremption : 31/10/2004  
-50012.05.xx, péremption affichée : 31/03/2005, nouvelle date de péremption : 31/12/2004  
-50481.02.xx, péremption affichée : 31/01/2005, nouvelle date de péremption : 31/10/2004

Une lettre de rappel vous sera adressée au moment de l'expiration de leur date d'utilisation.

Enfin nous rappelons que toutes les cartes gel doivent être conservées à une température ambiante comprise entre 18 et 25°C.

Nous regrettons sincèrement les désagréments causés par ce rappel, et nous vous remercions pour votre compréhension. Notre service d'assistance technique se tient à votre entière disposition pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin au 01 30 28 71 71.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Chambly le 10 juin 2004

Le Service Commercial