

31 juillet 2018

À : Chirurgiens / hôpitaux

Objet : **NOTIFICATION URGENTE DE SÉCURITÉ POUR UN DISPOSITIF MÉDICAL – RETRAIT**

Produit concerné : Clou pour fracture de hanche Affixus

Voir pièce jointe 2 pour la liste des produits concernés



Zimmer Biomet conduit actuellement une action de sécurité relative à des dispositifs médicaux (retrait) liée à des lots spécifiques de clous pour fracture de hanche Affixus, du fait de l'incapacité de la vis de réglage à avancer ou reculer à partir de sa position initiale dans le clou.

Risques		
Décrire les conséquences immédiates pour la santé (blessures ou maladie) pouvant résulter de l'utilisation du dispositif ou de l'exposition au problème.	Le plus probable	Le plus grave
	Intervention chirurgicale retardée de moins de 30 minutes pour trouver une pièce de remplacement	Intervention chirurgicale retardée de plus de 30 minutes pour trouver une pièce de remplacement
Décrire les conséquences à long terme pour la santé (blessures ou maladie) pouvant résulter de l'utilisation du dispositif ou de l'exposition au problème.	Le plus probable	Le plus grave
	Aucun	Retard de consolidation ou défaut de consolidation nécessitant une intervention chirurgicale

Nos enregistrements indiquent que vous pourriez avoir reçu un ou plusieurs des produits concernés. Les unités concernées ont été distribuées entre le 12 février 2018 et le 25 juin 2018 (déploiement du fabricant).

Responsabilités du chirurgien/de l'établissement hospitalier :

1. Lisez attentivement la présente notification et assurez-vous que le personnel concerné en connaît le contenu.
2. Si vous disposez de produits concernés au sein de votre établissement, collaborez avec votre représentant commercial Zimmer Biomet et placez en quarantaine tous les produits concernés présents dans votre établissement. Informez votre représentant commercial Zimmer Biomet, pour que nous organisions leur retour dans nos locaux.
3. Remplissez l'**Annexe 1 – Formulaire d'accusé de réception** et retournez-le à fieldaction.france@zimmerbiomet.com, ou par fax au 03.81.32.25.37. Le présent formulaire doit **impérativement** être retourné à Zimmer Biomet même si aucun produit concerné n'est présent dans votre établissement.
4. Conservez un exemplaire du formulaire d'accusé de réception dans vos dossiers de matériovigilance : il pourra vous être demandé en cas d'audit de la documentation de vos établissements.
5. Veuillez contacter votre représentant Zimmer Biomet si vous avez encore des questions ou des doutes après examen de cette notification.

Autres informations

La présente notification de sécurité a été communiquée à toutes les autorités de santé compétentes et à l'organisme notifié concerné, comme l'exige la réglementation en vigueur en matière de dispositifs médicaux, conformément aux régulations européennes MEDDEV2.12-1.


Veuillez informer Zimmer Biomet de tout événement indésirable associé à ce produit ou à tout autre produit Zimmer Biomet, en écrivant à winterthur.per@zimmerbiomet.com, ou contactez votre représentant local chez Zimmer Biomet.

Veuillez noter que les noms des établissements utilisateurs notifiés sont régulièrement transmis aux autorités de santé compétentes à des fins de contrôle.

Le soussigné confirme que cette notification a été transmise aux autorités de santé compétentes.

Nous vous remercions par avance de votre coopération et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette action de sécurité.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.



Kevin W. Escapule
Post Market Surveillance & Regulatory Compliance Director

ANNEXE 1**Formulaire d'accusé de réception****RÉPONSE IMMÉDIATE REQUISE – ACTION À ENTREPRENDRE RAPIDEMENT****Produit concerné : Clou pour fracture de hanche Affixus****Référence de l'action de sécurité : ZFA 2018-00344**

En signant ci-dessous, je reconnais que les mesures requises ont été prises conformément à la notification de rappel.

Établissement hospitalier **Chirurgien** (Veuillez cocher la mention applicable)

Nom (en caractères d'imprimerie) : _____ Signature : _____

Fonction : _____ Téléphone : _____ Date : ____ / ____ / ____

Nom de l'établissement : _____

Adresse de l'établissement : _____

Ville : _____ Code postal : _____ Pays : _____

Remarque : le présent formulaire doit impérativement être retourné à Zimmer Biomet pour que nous puissions clore cette action dans votre compte. Il est important que vous remplissiez ce formulaire et que vous nous le retourniez par e-mail à l'adresse suivante : fielddaction.france@zimmerbiomet.com. ou par fax au 03.81.32.25.37

Complétez, signez et renvoyez-nous ce formulaire même si vous n'avez pas de produit à renvoyer.

Choisissez l'une des possibilités suivantes :

Tous les produits reçus ont été utilisés (implantés)

Ou complétez le tableau suivant pour les produits restants :

Référence du produit	Référence du lot	Nombre de produits retournés

Commentaires (le cas échéant) :

ANNEXE 2 - Liste des produits concernés

Numéro d'article : 814309180		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail 125° 9 mm x 180 mm			
Numéros de lot :	017090	017100	017110	017120	063130
063190	188050	188080	188090	219720	219730
219740	219750	290520	290550	331360	371020
371060	455870	455890	530040	530060	530080
541100	559250	559260	559270	559290	688160
706780	899800	944420	530030	530090	

Numéro d'article : 814309280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	331370	500240			

Numéro d'article : 814309300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 300 mm			
Numéros de lot :	017130	052890	052910		

Numéro d'article : 814309320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	789980				

Numéro d'article : 814309360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 360 mm			
Numéros de lot :	050830	052950	417420		

Numéro d'article : 814309380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	814250				

Numéro d'article : 814309420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	151830	886880			

Numéro d'article : 814309440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	814090	899810			

Numéro d'article : 814309460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	097120	767700			

Numéro d'article : 814311180		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail 125° 11 mm x 180 mm			
Numéros de lot :	017190	017200	017210	017240	017260
063270	063330	063360	063370	063400	087850
087870	097080	132740	153330	153470	153490
153510	153540	219770	219780	290570	290580

290620	500680	500710	500740	503300	503350
519650	565790	565800	585690	601380	628190
645550	645580	688170	688190	688200	688210
707670	741680	741690	741700	899820	899840
899850	899870	899880	900000		

Numéro d'article : 814311280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	500770				

Numéro d'article : 814311300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 300 mm			
Numéros de lot :	132800				

Numéro d'article : 814311320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	900040				

Numéro d'article : 814311340		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 340 mm			
Numéros de lot :	152960	331460	456050		

Numéro d'article : 814311360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 360 mm			
Numéros de lot :	132900	150870	331470	773070	

Numéro d'article : 814311380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	132920	188120	331480	688320	814070

Numéro d'article : 814311400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 400 mm			
Numéros de lot :	097130	245980	417450	519300	854260
645620	645650				

Numéro d'article : 814311420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	060900	331520	417460	645670	688350

Numéro d'article : 814311440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	050850	155250	500840	541270	559240

Numéro d'article : 814311460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	017290	063450	155220	500860	

Numéro d'article : 814313180		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 180 mm			
Numéros de lot :	060870	063550	063560	063570	114480

645700	900100	900250	944470	
Numéro d'article : 814313260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 260 mm		
Numéros de lot :	053670			
Numéro d'article : 814313280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 280 mm		
Numéros de lot :	053750			
Numéro d'article : 814313300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 300 mm		
Numéros de lot :	645720			
Numéro d'article : 814313320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 320 mm		
Numéros de lot :	331530	971020		
Numéro d'article : 814313340		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 340 mm		
Numéros de lot :	133040	188240	645750	
Numéro d'article : 814313360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 360 mm		
Numéros de lot :	050870	501210		
Numéro d'article : 814313380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 380 mm		
Numéros de lot :	482620	501270		
Numéro d'article : 814313400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 400 mm		
Numéros de lot :	501350			
Numéro d'article : 814313420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 420 mm		
Numéros de lot :	017300	097020	559190	
Numéro d'article : 814313440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 440 mm		
Numéros de lot :	155200	502270		
Numéro d'article : 814313460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 460 mm		
Numéros de lot :	083760			
Numéro d'article : 814409260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 260 mm		
Numéros de lot :	971030			
Numéro d'article : 814409280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 280 mm		

Numéros de lot :	707700				
Numéro d'article : 814409300	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 300 mm				
Numéros de lot :	133160				
Numéro d'article : 814409320	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 320 mm				
Numéros de lot :	114560	133170			
Numéro d'article : 814409340	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 340 mm				
Numéros de lot :	212940	503520	565820		
Numéro d'article : 814409360	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 360 mm				
Numéros de lot :	097140	133190	144070		
Numéro d'article : 814409380	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 380 mm				
Numéros de lot :	053790	155180	762720	790780	813530
Numéro d'article : 814409400	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 400 mm				
Numéros de lot :	051130	053810	133200	153200	813940
Numéro d'article : 814409420	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 420 mm				
Numéros de lot :	503570				
Numéro d'article : 814409440	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 440 mm				
Numéros de lot :	503610				
Numéro d'article : 814409460	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 460 mm				
Numéros de lot :	097160	133230			
Numéro d'article : 814411260	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 260 mm				
Numéros de lot :	503640				
Numéro d'article : 814411320	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 320 mm				
Numéros de lot :	155130				
Numéro d'article : 814411340	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 340 mm				
Numéros de lot :	530180	585810			
Numéro d'article : 814411360	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 360 mm				

Numéros de lot :	503700	646540	707750	
Numéro d'article : 814411380	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	053940	813860	886990	
Numéro d'article : 814411400	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 400 mm			
Numéros de lot :	053980	053990	646590	768010
Numéro d'article : 814411420	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	155120	245960	472890	
Numéro d'article : 814411440	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	151870	155110	646620	960600
Numéro d'article : 814411460	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	054000	097060		
Numéro d'article : 814413260	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 260 mm			
Numéros de lot :	814090			
Numéro d'article : 814413280	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	559130			
Numéro d'article : 814413300	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 300 mm			
Numéros de lot :	331610			
Numéro d'article : 814413320	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	245830	331620		
Numéro d'article : 814413340	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 340 mm			
Numéros de lot :	482730			
Numéro d'article : 814413360	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 360 mm			
Numéros de lot :	054030	054040	312200	312210
Numéro d'article : 814413380	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	417480	646660		
Numéro d'article : 814413400	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 400 mm			

Numéros de lot :		054100			
Numéro d'article : 814413420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 420 mm			
Numéros de lot :		155080	156070	156150	482640
Numéro d'article : 814413460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 460 mm			
Numéros de lot :		155070			
Numéro d'article : 814509180		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail 130° 9 mm x 180 mm			
Numéros de lot :		054130	085710	144520	150790
156750	219790	245740	245820	287290	287400
456140	482650	707780	900280	944590	944630
944640	970640				
Numéro d'article : 814509260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 260 mm			
Numéros de lot :		813650			
Numéro d'article : 814509280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 280 mm			
Numéros de lot :		768020			
Numéro d'article : 814509300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 300 mm			
Numéros de lot :		212980			
Numéro d'article : 814509320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 320 mm			
Numéros de lot :		530190	887000	971580	
Numéro d'article : 814509340		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 340 mm			
Numéros de lot :		503940	646730		
Numéro d'article : 814509360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 360 mm			
Numéros de lot :		813470			
Numéro d'article : 814509380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 380 mm			
Numéros de lot :		628920	646790	773060	
Numéro d'article : 814509400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 400 mm			
Numéros de lot :		646830			
Numéro d'article : 814509420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 420 mm			

Numéros de lot :	153010	159190	707830	
-------------------------	--------	--------	--------	--

Numéro d'article : 814509440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	054150	054170	130740	130750	188310
519480					

Numéro d'article : 814509460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	254720				

Numéro d'article : 814511180		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail 130° 11 mm x 180 mm			
Numéros de lot :	072620	130760	130770	130780	130790
130800	130810	130820	130840	130850	130860
130900	130920	131030	156770	157000	188340
219800	219810	219820	219910	245570	245690
287090	287120	287130	371170	456160	519490
530110	530120	530130	558980	565870	565880
601390	707920	768050	772730	854270	901300
901330	901350	901360	901370	901380	901400
901410	944660	944720	970790	970810	970820
970830	970840	970850	970860	970870	970880
970890					

Numéro d'article : 814511260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 260 mm			
Numéros de lot :	791640	813460			

Numéro d'article : 814511280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	155000	483480	646910	646930	646950

Numéro d'article : 814511300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 300 mm			
Numéros de lot :	558960				

Numéro d'article : 814511320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	331650				

Numéro d'article : 814511340		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 340 mm			
Numéros de lot :	054180	483490	519590	558900	558910
586640					

Numéro d'article : 814511360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x			
-------------------------------------	--	---	--	--	--

		360 mm			
Numéros de lot :	107830	107850	152910	154990	482740
519610	565900	707960	762780	773410	812310
812330					

Numéro d'article : 814511380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	054200	054210	054220		

Numéro d'article : 814511400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 400 mm			
Numéros de lot :	054240	054250	154980	472860	773390
798600	798610				

Numéro d'article : 814511420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	154960	558870	558880	628930	707860

Numéro d'article : 814511440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	213000	558850			

Numéro d'article : 814511460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	157130	558840	710910		

Numéro d'article : 814513180		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail 130° 13 mm x 180 mm			
Numéros de lot :	063590	063600	220020	245510	290720
371210	482750	482760	482770	523410	

Numéro d'article : 814513260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 260 mm			
Numéros de lot :	901420				

Numéro d'article : 814513280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	213010	707970	944730		

Numéro d'article : 814513300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 300 mm			
Numéros de lot :	944850				

Numéro d'article : 814513340		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 340 mm			
Numéros de lot :	017700				

Numéro d'article : 814513380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	587670	707980	711060		

Numéro d'article : 814513400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 400 mm			
Numéros de lot :	152980	482780	530160	798520	798530
	798540				

Numéro d'article : 814513420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	060800	060820	397280	397290	397300
	812970	901490			

Numéro d'article : 814513440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	154920	711080			

Numéro d'article : 814513460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	558790	711090			

Numéro d'article : 814515320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	154900	818440			

Numéro d'article : 814515360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 360 mm			
Numéros de lot :	154890	814740			

Numéro d'article : 814515400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 400 mm			
Numéros de lot :	364250				

Numéro d'article : 814515440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	154880				

Numéro d'article : 814609260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 260 mm			
Numéros de lot :	157170				

Numéro d'article : 814609280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	107860	558680	791850		

Numéro d'article : 814609320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	055260	154870			

Numéro d'article : 814609360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 360 mm			
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Numéros de lot :	287140				
-------------------------	--------	--	--	--	--

Numéro d'article : 814609400	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 400 mm				
Numéros de lot :	055360	055510	157290	917700	972060

Numéro d'article : 814609420	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 420 mm				
Numéros de lot :	762840				

Numéro d'article : 814609460	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 460 mm				
Numéros de lot :	055580	154820	154830		

Numéro d'article : 814611260	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 260 mm				
Numéros de lot :	091610	558640	629150		

Numéro d'article : 814611280	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 280 mm				
Numéros de lot :	711150	711170			

Numéro d'article : 814611320	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 320 mm				
Numéros de lot :	331940	558590			

Numéro d'article : 814611340	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 340 mm				
Numéros de lot :	154800	154810	155350	629170	

Numéro d'article : 814611360	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 360 mm				
Numéros de lot :	017730	085400	154660	154670	154680
157450	558510	565960	694270	711210	812570
812730	818350	945040			

Numéro d'article : 814611380	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 380 mm				
Numéros de lot :	152900	154610	901540	901550	901560
901570	901580	901590	901600	565970	

Numéro d'article : 814611400	Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 400 mm				
Numéros de lot :	060780	154560	482790	530170	759190
797000	797020	812460	812540		

Numéro d'article : 814611420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	154540	155340	712170	791890	
Numéro d'article : 814611440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 440 mm			
Numéros de lot :	558490	759400			
Numéro d'article : 814611460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	171830	712290			
Numéro d'article : 814613260		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 260 mm			
Numéros de lot :	171820	972190			
Numéro d'article : 814613280		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 280 mm			
Numéros de lot :	688510	763000			
Numéro d'article : 814613300		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 300 mm			
Numéros de lot :	818430	960660			
Numéro d'article : 814613320		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 320 mm			
Numéros de lot :	245390	287180			
Numéro d'article : 814613340		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 340 mm			
Numéros de lot :	331960				
Numéro d'article : 814613360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 360 mm			
Numéros de lot :	816070				
Numéro d'article : 814613380		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 380 mm			
Numéros de lot :	712320				
Numéro d'article : 814613400		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 400 mm			
Numéros de lot :	055730	060770	154510	558410	712370
Numéro d'article : 814613420		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 420 mm			
Numéros de lot :	154480				

Numéro d'article : 814613440		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 440 mm	
Numéros de lot :	157490	482830	

Numéro d'article : 814613460		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 460 mm			
Numéros de lot :	055760	154460	503740	558390	712400

Numéro d'article : 814615360		Description de l'article : Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 15 mm x 360 mm	
Numéros de lot :	154450		