

Dardilly, le 29 Mai 2008

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait du lot 610298 du réactif Disques Amoxicilline+ acide clavulanique
référence CT0223B**

Madame, Monsieur,

Des investigations menées suite à des remontées d'information de clients ont confirmé l'apparition de zones de faible diamètre ou pas de zones d'inhibition avec les disques d'Amoxicilline +ac clavulanique CT0223B lot 610298. La cause est une instabilité de l'antibiotique survenant après l'ouverture du blister.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et détruire les disques restants du réactif
CT0223B Amoxicilline + acide clavulanique lot 610298**

- **de retester les souches récemment rendues résistantes avec ce réactif.**

Merci de nous retourner l'accusé de réception joint par fax au 04 78 66 03 76.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET

Chef de produits

ACCUSE DE RECEPTION

(à nous retourner impérativement pour un remplacement)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir coffrets de disques CT0223B lot 610298 non utilisables en ma possession et accepte le remplacement par un autre lot.

Déclare ne plus avoir de flacons de ce lot

Date :

Tampon et signature du responsable :