



innovative
modern
experienced
global

www.lawton.de

LAWTON

MEDIZINTECHNIK

*Solutions for Surgery
since 1947*

LAWTON GmbH & Co. KG • Württemberger Str. 23 • D-78567 Fridingen

LAWTON GmbH & Co. KG
Württemberg Str. 23
D-78567 Fridingen/Germany

Tel. +49 7463 9965-0
Fax. +49 7463 9965-20
e-mail. info@lawton.de
https:// www.lawton.de

09.04.19

AVIS DE SECURITE IMPORTANT

Avis de rappel pour les bras flexibles Leyla

Réf. No. 52-0224, 65-0097 et 70-0001



52-0224

65-0097

70-0001

Cher client et utilisateurs,

Nous avons constaté qu'il n'existe aucune procédure de traitement validée pour les produits susmentionnés.

Jusqu'à présent ni des rapports ni des informations concernant une préparation inadéquate pour ces produits existent.

Néanmoins, il est de notre devoir de vous informer sur les risques que peuvent survenir pour l'utilisateur et le patient en raison d'un résultat de traitement inadéquat dans l'utilisation des produits en question de la Sté. Lawton GmbH & Co. KG.

Notre avis se réfère aux bras flexibles Leyla avec les Réf. 52-0224, 65-0097 et 70-0001.

LAWTON GmbH & Co. KG

AG Stuttgart HRA 450685 · Steuer-Nr.: 21083/80401 · USt-IdNr.: DE142932883 · Geschäftsführer: Reiner Haag
Persönlich haftende Gesellschaft: Qualimed Instrument GmbH Sitz Fridingen · AG Stuttgart HRB 450220
For our General Terms and Conditions please visit www.lawton.de

Deutsche Bank Tuttlingen
IBAN: DE 32 6537 0075 0215 3500 00
SWIFT: DEUTDESS653

Commerzbank Tuttlingen
IBAN: DE 98 6438 0011 0272 1570 00
SWIFT: DRESDEFF643

Certified to EN ISO 13485

Kreissparkasse Tuttlingen
IBAN: DE 17 6435 0070 0000 0001 10
SWIFT: SOLADES1TUT

Conseils de sécurité et comportement et mesures correctives

Afin d'éviter tout risque inutile, Lawton GmbH & Co. KG doit vous demander le retour des articles susmentionnés.

Un aperçu des produits concernés livrés chez vous se trouve en annexe

Nous sommes également heureux de vous contacter si vous le souhaitez. À cet égard, nous vous demandons de faire note sur la lettre de réponse ci-jointe indiquant le numéro de téléphone et personne de contact. Veuillez retourner cette lettre par e-mail à julia.schaz@lawton.de ou par fax à +49 7463 99 65 735.

Transmission de l'avis de sécurité:

Assurez-vous que les clients respectivement les utilisateurs, ainsi que les responsables en charge de ce ressort, seront informés sur cet avis et les instructions y comprises.


Dès qu'une procédure validée soit écrite, nous vous informerons immédiatement.

Nous vous prions de nous excuser pour tout problème que cette situation a pu créer.


Veuillez conserver ces informations au moins jusqu'à l'action sera terminée.

Sincèrement

LAWTON GMBH & CO. KG
MEDIZINTECHNIK



Reiner Haag
Directeur général



Julia Schaz
Ing. Gestion de qualité/RA

Annexe:
Liste de produits
Lettre de réponse



innovative
modern
experienced
global

www.lawton.de

LAWTON

MEDIZINTECHNIK

*Solutions for Surgery
since 1947*

LAWTON GmbH & Co. KG · Württemberger Str. 23 · D-78567 Fridingen

Répondre par fax au +49 7463 9965 735

Ou

Répondre par e-mail à julia.schaz@lawton.de

LAWTON GmbH & Co. KG
Württemberg Str. 23
D-78567 Fridingen/Germany

Tel. +49 7463 9965-0
Fax. +49 7463 9965-20
e-mail. info@lawton.de
https:// www.lawton.de

Client :
N° de client:

Avis de sécurité important
Action de rappel Leyla Bras flexibles
Réf. No. 52-0224, 65-0097 et 70-0001

Par la présente nous

accusons réception de la lettre „Avis de sécurité important – action de rappel Leyla bras flexible No. 52-0224, 65-0097 et 70-0001“ avec les annexes suivantes: liste de synthèse et lettre de réponse.

nous engageons à transmettre le plus vite possible le contenu de la lettre „Avis de sécurité - action de rappel Leyla bras flexibles / Réf. No. 52-0224, 65-0097 et 70-0001 à nos clients/utilisateurs.

Nous demandons la prise de contact par Lawton GmbH & Co. KG à
Nom:..... Tel:

E-mail:.....

Lieu, Date

Nom / Position du signataire

Société / Cachet / Signature

LAWTON GmbH & Co. KG

AG Stuttgart HRA 450685 · Steuer-Nr.: 21083/80401 · USt-IdNr.: DE142932883 · Geschäftsführer: Reiner Haag

Persönlich haftende Gesellschaft: Qualimed Instrument GmbH Sitz Fridingen · AG Stuttgart HRB 450220

For our General Terms and Conditions please visit www.lawton.de

Deutsche Bank Tuttlingen

IBAN: DE 32 6537 0075 0215 3500 00

SWIFT: DEUTDESS653

Commerzbank Tuttlingen

IBAN: DE 98 6438 0011 0272 1570 00

SWIFT: DRESDEFF643

Certified to EN ISO 13485

Kreissparkasse Tuttlingen

IBAN: DE 17 6435 0070 0000 0001 10

SWIFT: SOLADES1TUT