

Courrier destiné :

- **au directeur de l'établissement** pour transmission au **correspondant local de Matériovigilance**
- **au pharmacien** pour transmission au surveillant de bloc opératoire

25 mars 2020

NOTIFICATION DE SÉCURITÉ URGENTE :
Notification de sécurité sur le terrain concernant un
dispositif médical et rappel de produits

Référence du rappel : R-2020-03
Dispositifs concernés : **Ancre FOOTPRINT® ULTRA PK**

(DM stérile – Implant d'ostéosynthèse : système d'ancrage tendineux ou ligamentaire, non résorbable)

Référence produit	Description	N° de lot
72202901	Ancre FOOTPRINT® ULTRA PK , 4,5 mm	Voir Annexe 1
72202902	Ancre FOOTPRINT® ULTRA PK , 5,5 mm	Voir Annexe 2

Madame, Monsieur,

Ce courrier a pour objet de vous informer que Smith & Nephew, Inc., Endoscopy Division, a lancé un rappel volontaire de produits visant à retirer du marché certains lots spécifiques (voir annexes 1 et 2) d'**ancres FOOTPRINT® ULTRA PK** suite à une erreur de conception du conditionnement. Les potentiels mouvements excessifs dus à l'espace entre le dispositif et l'emballage peuvent entraîner un déplacement de l'embout de protection de la pointe de l'ancre et donc une potentielle rupture de la barrière stérile à ce niveau.

Cette action a été signalée aux autorités compétentes.

Risques pour la santé	Dans l'hypothèse la plus probable, l'utilisateur verra que la pochette est percée avant utilisation. L'implant ne sera pas utilisé et son échange entraînera un retard mineur de l'intervention chirurgicale. Dans le pire des cas, la rupture de la barrière stérile ne sera pas remarquée et un implant non stérile sera utilisé. L'utilisation de ce dispositif pourra entraîner une réaction biologique telle qu'une infection chez le patient. Aucun événement de ce type ne nous a été signalé.
Actions à entreprendre par l'utilisateur	<ol style="list-style-type: none">1. Localiser et placer immédiatement en quarantaine tous les dispositifs concernés non encore utilisés.2. Détruire les produits placés en quarantaine au sein de votre établissement.3. Compléter le coupon-réponse/annexes 1 & 2 et les transmettre à Smith & Nephew SAS par e-mail à france.raqa@smith-nephew.com.

	<ol style="list-style-type: none">4. Veiller à ce que ces informations de sécurité soient transmises à toutes les personnes qui doivent en avoir connaissance au sein de l'établissement.5. Garder à l'esprit cette notification et l'action correspondante jusqu'à la fin de cette notification de sécurité et rappel de produits afin d'en garantir l'efficacité.
--	--

Smith+Nephew s'engage à distribuer uniquement des produits répondant aux normes de qualité les plus strictes et à fournir toute l'assistance nécessaire. Nous regrettons cet incident et les désagréments qu'il est susceptible d'occasionner ou qu'il a déjà occasionnés pour vous-même, vos patients ou votre équipe.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées ci-après :

<p>Smith & Nephew SAS Anne-Sophie PINON, Pharmacien Responsable Affaires Réglementaires & Qualité 40/52 boulevard du Parc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Tel : 0 800 111 220 E-mail : france.raqa@smith-nephew.com</p>

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.



Anne-Sophie PINON
Pharmacien Responsable Affaires Réglementaires & Qualité



Coupon-réponse

Prière de compléter ce coupon-réponse et de le renvoyer **au plus tard** le **06 avril 2020** par e-mail à france.raga@smith-nephew.com afin d'éviter toute relance.

Nous confirmons la réception de cette notification de sécurité et rappel de produits.

[unités] de dispositifs concernés ont été détruits au sein de notre établissement.

Produit	Description	Quantité utilisée	Quantité détruite
72202901	Ancre FOOTPRINT® ULTRA PK , 4,5 mm		
72202902	Ancre FOOTPRINT® ULTRA PK , 5,5 mm		

Référence : R-2020-03

Établissement : _____

Nom :

Date et signature :

Cachet de l'établissement :

Annexe 1 : Numéro de lot - Référence 72202901

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2012020		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2012021		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2012022		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013822		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013823		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013887		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013888		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013914		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013915		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2013954		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2016801		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017394		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017397		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017401		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017759		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017760		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017763		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017764		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017768		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017771		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017815		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017816		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017817		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017846		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017847		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017848		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2017849		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2018638		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2018742		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2018799		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2018800		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2018853		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2019892		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2019991		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2020052		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2021389		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2021498		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2021546		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2023225		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2023273		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2023274		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2023336		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2023337		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2024762		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2024764		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2024806		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2024808		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025068		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025070		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025157		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025160		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025163		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025290		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025291		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2025342		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2026561		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2027397		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2027428		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2027460		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028121		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028122		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028618		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028619		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028749		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028750		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2028751		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029248		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029249		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029250		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029291		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029292		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029293		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029294		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029334		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029335		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029336		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029383		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029384		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2029385		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2030933		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2030934		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2030935		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2030936		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031067		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031068		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031069		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031070		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031071		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031072		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031073		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031074		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031075		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031076		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031141		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031142		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031143		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2031144		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2032807		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2032808		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2032809		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2032810		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2032811		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033267		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033268		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033269		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033270		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033271		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033382		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033383		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033384		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033385		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033386		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033514		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033515		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033516		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2033663		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034412		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034413		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034414		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034415		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034416		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034477		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034478		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034479		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034480		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2034481		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2035480		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2035481		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2035482		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2035483		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2035484		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036292		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036293		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036294		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036295		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036296		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036297		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036698		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036699		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2036700		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2037117		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2037118		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2037119		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2037120		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2037121		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2037170		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038309		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038310		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038311		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038312		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038442		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038443		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038445		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038446		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038447		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038782		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038783		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038914		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2038915		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039242		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039243		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039244		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039432		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039433		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039434		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039592		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039593		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2039594		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040094		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040095		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040096		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040722		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040723		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040724		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040725		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2040726		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041191		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041192		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041193		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041431		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041547		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041777		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2041778		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2042760		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2042761		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2042762		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044877		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044878		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044879		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044880		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044881		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044882		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2044883		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2045839		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2045840		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2045841		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	2045842		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721044		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721045		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721046		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721227		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721228		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721919		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721920		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721921		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50721922		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50722408		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50723098		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50723389		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50723390		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50723723		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50724821		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50725276		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50725277		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50725278		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50725279		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50725989		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50726256		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50726257		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50726260		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50726261		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50726557		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50727072		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50727077		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50727078		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50727524		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50727525		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50730874		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50730875		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734022		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734023		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734024		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734030		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734033		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734034		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734036		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734037		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734039		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734040		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734042		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50734043		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50735323		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50736230		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50736233		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50736235		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50736236		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50736237		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50737179		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50738897		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50739104		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50740014		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50740015		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50740167		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50740168		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50740169		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50741211		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50741832		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50741833		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50741834		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50741835		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50742583		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50742584		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50743462		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50743463		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50743738		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50743739		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50744055		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50744056		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50744328		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50744329		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50744775		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50744776		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50745436		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50745437		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50745438		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746626		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746627		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746801		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746802		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746803		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746804		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50746806		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50748497		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50751200		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50751201		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50752128		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50752129		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50753568		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50753569		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50753570		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50753571		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50754486		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50754487		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50754493		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50754494		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50754495		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755636		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755851		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755852		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755853		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755854		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755855		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50755997		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50756146		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50756147		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50756148		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50756149		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757521		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757522		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757523		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757525		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757733		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757738		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757739		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757740		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50757742		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50758325		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50758326		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50758327		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50759485		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50759486		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50761327		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50761857		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50761860		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50761863		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50762247		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50762248		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50763843		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50763845		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50763849		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50763861		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50763862		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50763864		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50764542		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50764753		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50764754		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50765679		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50765680		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50765941		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50765942		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50766196		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50766197		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50766198		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50766562		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50766563		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50767112		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50767113		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50767823		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50767824		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50769322		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50769323		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50769324		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50769325		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50770401		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50770402		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50770798		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50770799		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50771037		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50771038		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50771157		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50771158		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50773884		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50773885		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50773886		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50773887		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50774343		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50781296		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50781297		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50781996		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50781997		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783242		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783243		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783244		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783246		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783247		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783249		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783779		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50783780		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50784093		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50784094		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50784095		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50784394		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50784395		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50785260		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50785503		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50786022		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787963		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787964		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787965		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787966		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787967		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787968		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50787969		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50788373		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50788682		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50793414		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50793415		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50793416		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50793870		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50795928		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50795929		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50795934		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50795935		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50800432		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50800433		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50801025		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50802121		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50803206		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50803207		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50806300		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50806302		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50806303		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50807428		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50807429		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50811206		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50811208		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50812377		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50815363		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50815808		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50821887		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50821888		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50821890		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50821891		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50829130		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50829131		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50829132		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50829133		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50829134		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50829135		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50831610		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50831611		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50831981		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50831982		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50831984		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50831985		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50837351		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202901	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 4.5	50837352		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Annexe 2 – Numéro de lot - Référence 72202902

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2013889		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2013916		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2013955		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2014296		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2016197		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2016198		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2016232		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2016233		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2016234		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2017395		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2017761		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2017818		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2017819		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2018639		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2018801		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2018855		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2019841		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2019893		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2019992		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2021327		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2021390		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2021391		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2021499		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2022264		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2022265		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2022266		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2022267		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2024809		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2025064		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2025065		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2025165		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2025169		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2025343		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2025386		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2027398		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2027429		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2028620		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029251		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029252		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029253		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029254		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029295		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029296		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029297		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029298		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029337		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029338		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029339		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029340		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029386		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2029387		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2030937		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2030938		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2030939		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2030940		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2031077		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2031078		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2031079		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2031080		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2031145		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2032812		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2032813		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2032814		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2032815		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033272		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033273		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033387		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033388		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033389		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033390		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033391		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033517		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033518		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033519		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033520		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033521		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033522		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033523		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033524		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033525		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033526		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033527		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033528		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2033664		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2034417		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2034418		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2034482		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2034483		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2036298		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2036299		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2036704		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2036705		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2037123		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2037124		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2037125		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2037171		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2037176		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038315		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038316		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038449		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038452		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038785		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038786		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038787		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038788		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2038919		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2039245		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2039247		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2039436		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2039437		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2039438		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040097		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040098		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040099		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040100		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040101		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040727		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040728		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2040729		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041051		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041052		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041053		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041054		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041055		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041194		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041195		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041196		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041197		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041198		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041780		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041781		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2041782		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2042582		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2042583		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2042584		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2042763		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2042764		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2042765		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2044884		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2044885		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2044886		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2044887		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2044888		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	2045848		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50721923		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50721924		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50722153		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50722409		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50723724		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50723725		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50723729		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50724822		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50725155		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50725156		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50726258		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50726558		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50726559		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50730869		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50730870		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50730871		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50730872		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50730876		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50730877		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50734025		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50734026		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50734031		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50734035		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50734038		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50734041		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50736231		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50736234		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50737178		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50737941		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50737942		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50738087		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50738088		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50738894		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50738895		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50738896		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50742394		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50742585		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50742586		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50744052		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50744053		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50744054		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50744777		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50745439		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50745440		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50745441		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50746623		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50746624		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50746625		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50747145		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50747146		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50747859		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Référence	Description	N° de lot	Quantité détruite	Demande de renouvellement sans frais
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50747860		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50748081		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50748082		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50748083		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50748084		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50751684		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50753515		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50753518		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760611		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760612		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760613		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760614		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760802		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760803		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760805		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760806		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50760807		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50766818		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50766828		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50769166		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50769167		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50769168		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50773888		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50774344		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50776630		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50776631		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785146		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785147		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785261		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785262		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785263		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785505		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50785506		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50793871		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50795930		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50795933		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50795936		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50803204		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50803205		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50807430		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50807431		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50811207		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50811209		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50815810		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50815812		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50821889		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50821892		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50831271		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
72202902	FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR, 5.5	50831742		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non