

Dardilly, le Juillet 2008

- A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait DR0850M Staphylect plus lots J577910- J591710- J610610
DR0850B Staphylect plus lots J577920- J610620
DR0100M Dryspot Staphylect plus lot J055610
Coffrets latex pour l'identification immunologique de *Staphylococcus aureus***

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a démontré un risque d'identifier des souches de Staphylocoques non aureus comme étant *S. aureus*.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser les lots mentionnés ci dessus des références DR0850M DR0850B Staphylect plus et DR0100M Dryspot Staphylect plus.**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de contrôler les souches de Staphylocoques suspectes ayant généré un résultat positif.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET

Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit coffrets de réactif Staphylect plus DR0850M/B lots J577910-
J591710- J610610- J577920- J610620 en ma possession.

Déclare avoir détruit coffrets de réactifs Dryspot Staphylect DR0100M plus lot
J055610

Cocher la case adéquate :

- Je désire un remplacement immédiatement (livraison d'un produit concurrent similaire)
- Je désire un remplacement joint à ma prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :