

«Hospital_Name»
«Users_Name»-«Department»
«Customer_Address»
«Zip_Code» «City» - «Country_name»

Référence: 90519291-FA

xx Aout, 2009

Notification d'information de sécurité sanitaire Retrait urgent de dispositif médical

Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide™
Cathéters d'angiographie Impulse™(Diagnostic)
Cathéters d'angiographie Expo™(Diagnostic)

«Users_Name»,

Boston Scientific, en accord avec l'AFSSAPS, procède au retrait de plusieurs lots des familles de produits susmentionnées, après avoir établi que l'intégrité de la stérilité de l'emballage de ces produits pouvait être compromise. En effet, lors de contrôles internes, des interstices entre les scellages latéraux et supérieurs ont été constatés. Si, en raison d'un scellage défectueux non détecté, un cathéter non stérile venait à être utilisé en environnement clinique, il existerait un risque de conséquences sanitaires graves, notamment une bactériémie ou une infection. À ce jour, Boston Scientific n'a reçu aucune réclamation concernant ces cathéters.

D'après nos informations, votre établissement a reçu des produits concernés par ce retrait. **L'Annexe A fournit la liste complète des produits retirés**, avec la description du produit, le numéro de référence (UPN), le numéro de catalogue, les numéros de lots et la date d'expiration. Veuillez noter que seuls les produits portant les numéros de lots spécifiés en Annexe A sont concernés. Aucun autre produit Boston Scientific n'est concerné par ce retrait volontaire.

REMARQUE : Nous savons que les hôpitaux retirent souvent le produit de son emballage extérieur pour le stocker sur les rayonnages. Si cette pratique est courante dans votre établissement, **il est très important de vous référer attentivement au tableau de produits de l'annexe A. Lorsque vous rechercherez les produits concernés par ce retrait, vous devrez tenir compte des codes UPN qui figurent sur les emballages, à la fois, extérieur et intérieur, car les codes figurant sur les étiquettes correspondantes peuvent différer. Les informations fournies dans le formulaire de vérification (ci-joint) n'indiquent que le code produit figurant sur l'emballage extérieur et doivent être utilisées lors du renvoi de produits.**

Veuillez vérifier les numéros de lots des produits afin de déterminer si les lots en votre possession sont concernés par ce retrait. Le cas échéant, veuillez indiquer sur le formulaire de vérification la quantité d'unités de chaque lot que vous souhaitez renvoyer. **Certains produits au sein de lots sont vendus à l'unité, par emballage de 5 ou par emballage groupé de 3 ou 5 cathéters. À ce titre, il est important que les quantités signalées correspondent exactement au nombre de cathéters renvoyés et non au nombre de boîtes ou d'emballages groupés.**

INSTRUCTIONS:

1. **Merci de bien vouloir interrompre immédiatement toute utilisation des lots concernés dont la liste figure en Annexe A et retirer l'ensemble des unités concernées présentes dans votre stock** (qu'elles se trouvent dans la salle de cathétérisme interventionnel, en Radiologie, Radioscopie, Bloc Opératoire, Stock Central, Service d'expéditions/réceptions ou autres services concernés). **Isolez les unités concernées en lieu sûr pour renvoi à Boston Scientific.**
2. **Veillez compléter le Formulaire de vérification joint même si vous ne possédez aucun produit concerné.**
3. **LA QUANTITE RENVOYEE DOIT CORRESPONDRE AU NOMBRE DE CATHETERS INDIVIDUELS ET NON AU NOMBRE DE BOITES/EMBALLAGES GROUPEES, PAR EXEMPLE :**
 - 3.1. Une (1) unité individuelle doit être signalée comme une (1) unité individuelle.
 - 3.2. Un emballage de cinq (5) unités doit être signalé comme cinq (5) unités individuelles.
 - 3.3. Un (1) emballage groupé individuel (pochette contenant un cathéter droit, gauche et un en queue de cochon, doit être signalé comme trois (3) unités individuelles.
 - 3.4. Un emballage groupé de cinq (5) emballage doit être signalé comme quinze (15) unités individuelles (chaque pochette correspondant à 3 unités individuelles)
4. **Veillez envoyer le Formulaire de vérification dûment rempli par fax à votre Service Qualité Boston Scientific à l'attention de «Customer_Service_Fax_Number» au plus tard le xx Aout 2009**
5. **Si vous avez des produits à retourner, veuillez les emballer dans une boîte d'expédition appropriée et contacter «Customer_Service_Tel» de votre Service Clients Boston Scientific pour convenir des modalités de retour.**
6. Nous vous remercions d'informer les professionnels de la santé de votre établissement, utilisateurs de ces produits, de ce retrait ainsi que tout établissement où les produits concernés auraient pu être envoyés. Veuillez fournir à Boston Scientific toutes informations utiles sur les produits concernés qui ont été envoyés à d'autres établissements (le cas échéant).

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et la satisfaction de nos clients et vous remercions de votre compréhension.

Pour toute information complémentaire concernant cette notification de sécurité sanitaire, veuillez contacter votre représentant Boston Scientific.

Avec nos sincères salutations,

Marie Pierre Barlanga
Département Qualité
Boston Scientific International S.A.

Annexes: - Formulaire de Vérification
 - Annexe A

Attachment A (Annexe A)
Affected products (Produits concernés)

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

EXPO™ ANGIOGRAPHIC CATHETER (Cathéters d'angioplastie EXPO™)

Date range for expiration of all affected/recalled products is February 28, 2011 thru June 30, 2011 (La date d'expiration des produits affectés/rappelés est comprise entre le 28 février 2011 et le 30 juin 2011)

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN))		Catalog N° (Ref. catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)						
	Outer Carton Label (Référence de l'emballage externe)	Inner Carton Label (Référence de l'emballage interne)								
5F Expo - Model D 5F FR3.5 single	H74908526011	H74908526011	08526-01	20165903	20173017					
5F Expo - Model D 5F FR3.5 (5PK)	H74908526012	H74908526011	08526-01	20155187	20160744	20162419	20167751	20168851	20170546	
5F Expo - Model D 5F FR4 single	H74908526021	H74908526021	08526-02	20174318	20178095	20179470				
5F Expo - Model D 5F FR4 (5PK)	H74908526022	H74908526021	08526-02	20155421	20162599	20167927				
				20155189	20156776	20156777	20156778	20158084	20160746	
				20162420	20162421	20164300	20164301	20165769	20165770	
				20165771	20167752	20167753	20167754	20168852	20170547	
				20172880	20172881	20174319	20178096	20178098	20178099	
				20178100	20179471	20179472	20181248	20181249	20181250	
5F Expo - Model D 5F FR5 (5PK)	H74908526032	H74908526031	08526-03	20155190	20160747	20162422	20164302	20165772	20167755	
				20174320						
5F Expo - Model D 5F FR6 (5PK)	H74908526042	H74908526041	08526-04	20164303						
5F Expo - Model D 5F FR4 Modified (5PK)	H74908526052	H74908526051	08526-05	20160748						
5F Expo - Model D 5F AL3 (5PK)	H749085261002	H749085261001	08526-100	20156779	20179474					
5F Expo - Model D 5F MPA-1 single	H749085261171	H749085261171	08526-117	20165904						
5F Expo - Model D 5F MPA-1 W/O SH (5PK)	H749085261172	H749085261171	08526-117	20153941	20155191	20162423	20164304	20165773	20170548	
				20174322	20178102					
5F Expo - Model D 5F MPA2 SH single	H749085261211	H749085261211	08526-121	20173019						
5F Expo - Model D 5F MPA2 W/SH (5PK)	H749085261212	H749085261211	08526-121	20153942	20155192	20162424	20172883	20174323	20178103	
				20179476						
5F Expo - Model D 5F MPB-2 SH single	H749085261461	H749085261461	08526-146	20156904	20174504					
5F Expo - Model D 5F MPB-2 W/SH (5PK)	H749085261462	H749085261461	08526-146	20160750	20164305					
5F Expo - Model D 5F CAS2 (5PK)	H749085261732	H749085261731	08526-173	20178104						
5F Expo - Model - EXPO 5F Selective KIMNY 5 PACK	H749085261802	H749085261801	08526-180	20178105						
5F Expo - Model D 5F RCB single	H749085261901	H749085261901	08526-190	20167929						
5F Expo - Model D 5F RCB (5PK)	H749085261902	H749085261901	08526-190	20155194	20172885	20174324	20178106	20179477	20181255	
5F Expo - Model D 5F LCB (5PK)	H749085261952	H749085261951	08526-195	20162425	20167758	20172886	20174325	20178107		
5F Expo - Model D 5F IM single	H749085262011	H749085262011	08526-201	20158218	20178281					
5F Expo - Model D 5F IM (5PK)	H749085262012	H749085262011	08526-201	20155195	20156780	20162426	20164306	20165774	20167759	
				20170551	20172887	20174326	20178108	20181257		
5F Expo - Model - D 5F IM T (5PK)	H749085262022	H749085262021	08526-202	20178109						
5F Expo - Model-EXPO 5F SEL IMC-Cummings curve 5PK	H749085262032	H749085262031	08526-203	20167761	20181261					
5F Expo - Model - 5F EXPO FL3 5-PK	H7490852620A2	H7490852620A1	08526-20A	20151688						
5F Expo - Model D 5F FL3.5 single	H74908526211	H74908526211	08526-21	20155422	20158219	20164492				
5F Expo - Model D 5F FL3.5 (5PK)	H74908526212	H74908526211	08526-21	12687931	20155196	20156781	20158094	20164307	20165775	
				20167762	20168858	20170552	20172888	20174327	20178111	
				20179479	20181263					
5F Expo - Model D 5F FL4 single	H74908526221	H74908526221	08526-22	20158220	20160864					
5F Expo - Model D 5F FL4 (5PK)	H74908526222	H74908526221	08526-22	20155197	20156784	20156785	20158095	20158096	20160752	
				20162427	20162428	20164310	20164311	20165776	20165777	
				20167765	20167766	20167767	20170554	20172889	20172890	
				20174329	20178113	20178114	20179481	20179482	20179483	
				20181264						
5F Expo - Model D 5F FL4.5 single	H74908526231	H74908526231	08526-23	20162600						
5F Expo - Model D 5F FL4.5 (5PK)	H74908526232	H74908526231	08526-23	20155198	20162429	20172892				
5F Expo - Model D 5F FL5 single	H74908526241	H74908526241	08526-24	20164495	20167932					
5F Expo - Model D 5F FL5 (5PK)	H74908526242	H74908526241	08526-24	20155199	20156786	20162431	20164312	20165778	20167769	
				20170555	20172894	20174332	20178116	20179484	20181266	
5F Expo - Model D 5F FL6 (5PK)	H74908526252	H74908526251	08526-25	20155200	20168862	20179485				
5F Expo - Model D 5F PIG 110 single	H74908526401	H74908526401	08526-40	20174508						
5F Expo - Model D 5F PIG 110 CM (5PK)	H74908526402	H74908526401	08526-40	20158101	20160757	20162435	20164316	20168866	20170559	
				20172898	20174336	20178120	20179489	20181270		
5F Expo - Model D 5F PIG 145 110 single	H74908526411	H74908526411	08526-41	20156909	20167936	20179659				
5F Expo - Model D 5F PIG 145 110 CM (5PK)	H74908526412	H74908526411	08526-41	20158102	20160758	20162436	20164317	20168867	20170560	
				20172899	20174337	20178121	20179490	20179491	20181271	
				20181272						
5F Expo - Model D 5F PIG 155 110 CM (5PK)	H74908526422	H74908526421	08526-42	20156792	20160759	20162437	20168868	20170561	20172900	
				20174338	20178123	20179492				
5F Expo - Model-5F EXPO CLS4 5-PK	H74908526575A2	H74908526575A1	08526-575A	20151687						
5F Expo - Model D 5F AR1 (5PK)	H74908526842	H74908526841	08526-84	20155209	20162438	20164318	20167778	20172901	20178124	
5F Expo - Model D 5F AR2 single	H74908526861	H74908526861	08526-86	20178282						
5F Expo - Model D 5F AR2 (5PK)	H74908526862	H74908526861	08526-86	20155210	20156793	20162439	20167779	20172902	20174339	
5F Expo - Model D 5F AR MOD single	H74908526891	H74908526891	08526-89	20165905						
5F Expo - Model D 5F AR Modified (5PK)	H74908526892	H74908526891	08526-89	20155211	20155212	20155213	20155214	20155215	20162440	
				20162441	20162442	20162443	20162444	20167780	20167781	
				20167782	20174341	20178127	20178128			
5F Expo - Model D 5F AL1 single	H74908526961	H74908526961	08526-96	20154070	20158221	20162601	20168996	20174509		

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
(Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN))		Catalog N° (Ref. catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)					
	Outer Carton Label (Référence de l'emballage externe)	Inner Carton Label (Référence de l'emballage interne)							
5F Expo - Model D 5F AL1 (SPK)	H74908526962	H74908526961	08526-96	20153952	20155216	20160760	20162445	20165784	20167783
				20170565	20172903	20174342	20178129	20181279	
5F Expo - Model D 5F AL2 (SPK)	H74908526982	H74908526981	08526-98	20155217	20162446	20167784	20168869	20178130	20179497
				20181280					
6F Expo - Model D 6F FR3.5 single	H74908641011	H74908641011	08641-01	20156910	20167940	20170699			
6F Expo - Model D 6F FR3.5 (SPK)	H74908641012	H74908641011	08641-01	20155218	20158103	20162447	20164319	20165785	20172904
				20174343	20178131	20179498	20179499		
6F Expo - Model D 6F FR4 single	H74908641021	H74908641021	08641-02	20155425	20156911	20160869	20162602	20164496	20167941
				20170700	20173020	20174510	20178284	20179660	
6F Expo - Model D 6F FR4 (SPK)	H74908641022	H74908641021	08641-02	12761862	20155220	20155221	20155222	20155223	20155224
				20155225	20155226	20155227	20156794	20156795	20156796
				20156798	20156799	20156800	20156801	20156802	20156803
				20158104	20162448	20162449	20162450	20162451	20162452
				20162453	20164320	20164321	20164322	20164323	20164324
				20164325	20164326	20164327	20164328	20165786	20165787
				20165788	20165789	20165790	20165791	20165792	20165793
				20165794	20167785	20167786	20167787	20167788	20167789
				20167790	20167791	20167792	20168870	20168872	20168873
				20170566	20170567	20170568	20170569	20170570	20170571
				20170572	20170573	20172905	20172906	20172907	20172910
				20172911	20172912	20174344	20174345	20174346	20174349
				20174350	20174351	20174352	20178132	20178136	20178137
				20179500	20179501	20179502	20179504	20181281	20181282
				20181283	20181284	20181285	20181286	20181287	20181288
				20183156	20183157	20183158			
6F Expo - Model - 6F EXPO MOD FR4 5-PK	H7490864102A2	H7490864102A1	08641-02A	20160644					
6F Expo - Model D 6F FR5 (SPK)	H74908641032	H74908641031	08641-03	20155228	20156804	20160763	20164329	20165795	20167793
				20178138					
6F Expo - Model D 6F FR6 (SPK)	H74908641042	H74908641041	08641-04	20162454					
6F Expo - Model D 6F FR4 Modified (5PK)	H74908641052	H74908641051	08641-05	20160764					
6F Expo - Model D 6F AL3 single	H749086411001	H749086411001	08641-100	20174511					
6F Expo - Model D 6F AL3 (5PK)	H749086411002	H749086411001	08641-100	20167794	20179506				
6F Expo - Model D 6F MPA-1 single	H749086411171	H749086411171	08641-117	20162603	20164497	20174512			
6F Expo - Model D 6F MPA-2 W/O SH (5PK)	H749086411172	H749086411171	08641-117	20155229	20156805	20160765	20162455	20164330	20165796
				20167795	20170576	20174354	20178139	20179507	
6F Expo - Model D 6F MPA-2 SH single	H749086411211	H749086411211	08641-121	20164498					
6F Expo - Model D 6F MPA-2 W/SH (5PK)	H749086411212	H749086411211	08641-121	20155230	20156806	20162456	20164331	20168880	20170577
				20174355	20178140				
6F Expo - Model D 6F MPB-1 single	H749086411421	H749086411421	08641-142	20160870					
6F Expo - Model D 6F MPB-1 W/O SH (5PK)	H749086411422	H749086411421	08641-142	20155231					
6F Expo - Model D 6F MPB-2 SH single	H749086411461	H749086411461	08641-146	20156912	20160871				
6F Expo - Model D 6F MPB-2 W/SH (5PK)	H749086411462	H749086411461	08641-146	20160767	20164332				
6F Expo - Model D 6F SON2 100CM SH (5PK)	H749086411532	H749086411531	08641-153	20164336	20164338	20164339	20164340		
6F Expo - Model D 6F SON1 100CM (5PK)	H749086411612	H749086411611	08641-161	20174357	20174358	20174359	20174361		
6F Expo - Model D 6F CAS1 (5PK)	H749086411712	H749086411711	08641-171	20164343	20178141				
6F Expo - Model D 6F CAS2 (5PK)	H749086411732	H749086411731	08641-173	20164344					
6F Expo - Model - EXPO 6F Selective KIMNY single	H749086411801	H749086411801	08641-180	20160872					
6F Expo - Model - EXPO 6F Selective KIMNY 5 PACK	H749086411802	H749086411801	08641-180	20156807					
6F Expo - Model D 6F RCB single	H749086411901	H749086411901	08641-190	20164499	20165906	20174513	20179661		
6F Expo - Model D 6F RCB (SPK)	H749086411902	H749086411901	08641-190	20155233	20155234	20155235	20155237	20155238	20155239
				20158115	20158116	20158117	20158118	20158119	20158120
				20158121	20162457	20162458	20162459	20162460	20162461
				20162462	20162463	20164345	20164346	20164347	20164348
				20164349	20164350	20164351	20167798	20167799	20167800
				20167801	20167802	20167803	20167804	20170578	20170580
				20170581	20170584	20174366	20174367	20174368	20174369
				20174370	20174371	20174372	20178142	20178143	20178144
				20178146	20179509	20179510	20179511	20179512	20179515
6F Expo - Model D 6F LCB single	H749086411951	H749086411951	08641-195	20158224	20164500	20167942	20168898		
6F Expo - Model D 6F LCB (5PK)	H749086411952	H749086411951	08641-195	20155240	20156808	20162464	20164352	20167805	20170585
				20174373	20178149				
6F Expo - Model D 6F IM single	H749086412011	H749086412011	08641-201	20155426	20156914	20164501			
6F Expo - Model D 6F IM (5PK)	H749086412012	H749086412011	08641-201	20155241	20156809	20158122	20162465	20162466	20162467
				20164353	20165798	20167806	20170586	20172915	20174374
				20178150	20179516	20181290			
6F Expo - Model - D 6F IM T (SGL)	H749086412021	H749086412021	08641-202	20155427					
6F Expo - Model - D 6F I/M T (5 PK)	H749086412022	H749086412021	08641-202	20155242	20155243	20155244	20155245	20155246	20155247
				20155248	20162468	20162469	20162470	20162471	20164354
				20164355	20164356	20164357	20170588	20170589	20170590
				20174375	20174376	20174377	20174378		
6F Expo - Model-6F EXPO IMC single	H749086412031	H749086412031	08641-203	20158225	20164502	20167944			
6F Expo - Model-6F EXPO IMC 5 PACK	H749086412032	H749086412031	08641-203	20158125	20167807	20167808	20178151	20178152	
6F Expo - Model - 6F EXPO FL3 5-PK	H7490864120A2	H7490864120A1	08641-20A	20160641					
6F Expo - Model D 6F FL3.5 single	H74908641211	H74908641211	08641-21	20160873	20164503	20167945			
6F Expo - Model D 6F FL3.5 (SPK)	H74908641212	H74908641211	08641-21	20155250	20155251	20156810	20156811	20158126	20162472
				20162473	20164358	20164359	20165799	20165800	20167809
				20168884	20170595	20172916	20174382	20178153	20178154
				20179517	20181292				

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
(Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN))		Catalog N° (Ref. catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)							
	Outer Carton Label (Référence de l'emballage externe)	Inner Carton Label (Référence de l'emballage interne)									
6F Expo - Model D 6F FL4 single	H74908641221	H74908641221	08641-22	20155428	20156915	20158228	20164505	20167946	20168999		
6F Expo - Model D 6F FL4 (5PK)	H74908641222	H74908641221	08641-22	20174517	20178286	20179663					
				20155255	20156812	20156813	20156814	20156815	20156816		
				20156817	20156818	20158128	20158129	20160773	20160774		
				20160775	20160776	20160777	20160778	20160779	20160780		
				20160781	20160782	20162475	20162476	20162477	20162478		
				20162479	20162480	20162481	20162482	20162483	20162484		
				20162485	20162486	20162487	20164360	20164361	20164362		
				20164363	20164364	20164365	20164366	20165801	20165802		
				20165803	20165804	20167810	20167811	20167812	20167813		
				20167814	20167815	20167816	20170596	20170597	20170598		
				20170599	20170600	20170601	20170602	20170603	20172917		
				20172918	20172919	20172920	20172921	20172922	20172923		
				20172924	20172925	20172926	20174383	20174384	20174385		
				20174386	20174387	20174388	20174389	20174390	20178155		
				20178156	20178157	20178158	20178159	20178160	20178161		
20178162	20179518	20179519	20179520	20179521	20179522						
20181294	20181295	20181296	20181299								
6F Expo - Model D 6F FL4.5 single	H74908641231	H74908641231	08641-23	20178287							
6F Expo - Model D 6F FL4.5 (5PK)	H74908641232	H74908641231	08641-23	20156819	20160785						
6F Expo - Model D 6F FL5 single	H74908641241	H74908641241	08641-24	20155429	20164506	20171718					
6F Expo - Model D 6F FL5 (5PK)	H74908641242	H74908641241	08641-24	20155259	20156820	20158137	20162489	20164368	20165805		
				20167817	20174391	20178163	20179523	20181303			
6F Expo - Model D 6F FL6 single	H74908641251	H74908641251	08641-25	20164507							
6F Expo - Model D 6F FL6 (5PK)	H74908641252	H74908641251	08641-25	20155260	20156821	20162490	20164369	20167818	20179524		
6F Expo - Model D 6F (5PKX3)	H749086413002	H749086413001	08641-300	20181304							
6F Expo - Model D 6F PIG 6 HOLE single	H74908641401	H74908641401	08641-40	20162605	20178289						
6F Expo - Model D 6F PIG 6 HOLE (5PK)	H74908641402	H74908641401	08641-40	20156829	20158144	20158145	20158146	20158147	20158148		
				20160791	20160792	20160793	20160794	20160795	20162496		
				20162497	20162498	20162499	20162500	20164375	20165810		
				20168900	20168901	20168902	20170612	20172934	20172935		
				20172936	20172937	20174399	20174400	20174401	20174402		
				20178169	20178170	20178171	20178172	20179533	20179534		
				20179535							
6F Expo - Model D 6F 145 PIG 110 single	H74908641411	H74908641411	08641-41	20178290							
6F Expo - Model D 6F 145 PIG 110CM (5PK)	H74908641412	H74908641411	08641-41	20156832	20156833	20158149	20158150	20158151	20160796		
				20168903	20168904	20170615	20170616	20172938	20172939		
				20174403	20174404	20178176	20179537	20181313	20181314		
				20183190							
6F Expo - Model D 6F 155 PIG 110 CM (5PK)	H74908641422	H74908641421	08641-42	20156834	20156835	20158152	20167830	20170617	20172940		
				20174405	20178177	20181316					
6F Expo - Model D 6F AR1 (5PK)	H74908641842	H74908641841	08641-84	20156836	20162501	20164381	20167831	20168905	20174407		
20178178	20179539										
6F Expo - Model D 6F AR2 single	H74908641861	H74908641861	08641-86	20164509	20167949						
6F Expo - Model D 6F AR2 (5PK)	H74908641862	H74908641861	08641-86	20155277	20156837	20164382	20170620	20178179	20179540		
6F Expo - Model D 6F AR MOD single	H74908641891	H74908641891	08641-89	20156917	20158231	20165907	20169001				
6F Expo - Model D 6F AR Modified (5PK)	H74908641892	H74908641891	08641-89	20155278	20156838	20160798	20162502	20164383	20167832		
				20174409	20179541						
6F Expo - Model D 6F AL1 single	H74908641961	H74908641961	08641-96	20154485	20162606	20167950					
6F Expo - Model D 6F AL1 (5PK)	H74908641962	H74908641961	08641-96	20155279	20156839	20160799	20162503	20164384	20165815		
				20167833	20168907	20170621	20174410	20178181	20179542		
6F Expo - Model D 6F AL2 single	H74908641981	H74908641981	08641-98	20173023							
6F Expo - Model D 6F AL2 (5PK)	H74908641982	H74908641981	08641-98	20155280	20156840	20160800	20162504	20164385	20167834		
				20174411	20178182	20179543					
6F Expo - Model-6F EXPO AL2 65cm 5-PK	H7490864198B2	H7490864198B1	08641-98B	20163164							
7F Expo - Model D 7F MPA-1 W/O SH (5PK)	H749087381172	H749087381171	08738-117	20144187							
7F Expo - Model D 7F MPB-2 W/ SH (5PK)	H749087381462	H749087381461	08738-146	20158156	20164386						
7F Expo - Model D 7F IM (5PK)	H749087382012	H749087382011	08738-201	20155283							
7F Expo - Model D 7F FL4 (5PK)	H74908738222	H74908738221	08738-22	20179545							
7F Expo - Model D 7F PIG 110 CM (5PK)	H74908738402	H74908738401	08738-40	20158157	20165818	20167836					
7F Expo - Model D 7F PIG 145 110 CM (5PK)	H74908738412	H74908738411	08738-41	20165819	20167837	20174416					
7F Expo - Model D 7F PIG 155 110 CM (5PK)	H74908738422	H74908738421	08738-42	20162505	20167838						

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

IMPULSE ANGIOGRAPHIC CATHETER (Cathéters d'angioplastie Impulse)

Date range for expiration of all affected/recalled products is February 28, 2011 thru June 30, 2011 (La date d'expiration des produits affectés/rappelés est comprise entre le 28 février 2011 et le 30 juin 2011)

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN))		Catalog N° (Ref. catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)					
	Outer Carton Label (Référence de l'emballage externe)	Inner Carton Label (Référence de l'emballage interne)							
5F Impulse - Model D 5F FR3.5 (5PK)	H74916391012	H74916391011	16391-01	20155285	20156841	20160802	20162506	20164387	20165820
				20167839	20170624	20178183	20179547		
5F Impulse - Model D 5F FR4 Single	H74916391021	H74916391021	16391-02	20155432	20155433	20156918	20156919	20160875	20160876
				20162607	20162608	20165909	20165910	20165911	20165912
				20167951	20167952	20170702	20178293		
				20155287	20155288	20155289	20156842	20156843	20156844
				20156845	20156846	20156847	20158158	20158159	20158160
				20158161	20160805	20162507	20162508	20162509	20162510
				20162511	20162512	20164388	20164389	20164390	20164391
				20164392	20165821	20165822	20167840	20167841	20167842
				20167843	20167844	20168908	20168909	20168910	20168911
				20170626	20170627	20170628	20172941	20172942	20172943
				20172944	20172945	20172946	20172947	20172948	20174418
				20174419	20174420	20174421	20174422	20178184	20178185
				20178186	20178187	20178188	20179548	20179549	20179550
				20179551	20181321	20181322	20181323		
5F Impulse - Model D 5F FR5 Single	H74916391031	H74916391031	16391-03	20158232	20170704	20173024			
				20155290	20156848	20162513	20164393	20165823	20167845
				20170630	20172949	20178189	20179552		
5F Impulse - Model D 5F FR6 (5PK)	H74916391042	H74916391041	16391-04	20162514					
5F Impulse - Model D 5F FR4 Modified (5PK)	H74916391052	H74916391051	16391-05	20156232	20160806	20162515			
5F Impulse - Model D 5F AL3 Single	H749163911001	H749163911001	16391-100	20170705					
5F Impulse - Model D 5F AL3 (5PK)	H749163911002	H749163911001	16391-100	20156849	20164394				
5F Impulse - Model D 5F MPA-1 Single	H749163911171	H749163911171	16391-117	20160877	20165913	20167953			
				20154006	20155291	20156850	20160807	20162516	20164395
				20165824	20167846	20170631	20178190	20179554	
				20154007	20156851	20158164	20162517	20164396	20165825
				20170632	20174425	20178191	20179555		
5F Impulse - Model D 5F MPB-1 (5PK)	H749163911422	H749163911421	16391-142	20160809					
5F Impulse - Model D 5F MPB-2 W/SH (5PK)	H749163911462	H749163911461	16391-146	20154009	20164401	20178192			
5F Impulse - Model D 5F SON1 100CM SH (5PK)	H749163911512	H749163911511	16391-151	20155301					
5F Impulse - Model D 5F SON2 80CM SH (5PK)	H749163911522	H749163911521	16391-152	20178193	20179557				
5F Impulse - Model D 5F SON1 100C (5PK)	H749163911612	H749163911611	16391-161	20156852	20168917				
5F Impulse - Model D 5F CAS1 (5PK)	H749163911712	H749163911711	16391-171	20155302	20158590	20165826	20174427		
5F Impulse - Model D 5F CAS2 (5PK)	H749163911732	H749163911731	16391-173	20165827					
5F Impulse - Model D 5F RADIAL 5-PACK	H749163911742	H749163911741	16391-174	20164402	20172950				
5F Impulse - Model - 5F Impulse A3.5 5-PK	H74916391174B2	H74916391174B1	16391-174B	20154931	20154932	20154933	20154934	20154946	20154954
				20154956	20160654	20160655	20166587	20166588	
5F Impulse - Model - Impulse 5F selective KIMNY 5 PK	H749163911802	H749163911801	16391-180	20160810	20178194				
5F Impulse - Model D 5F RCB	H749163911901	H749163911901	16391-190	20160878					
5F Impulse - Model D 5F RCB 5-PACK	H749163911902	H749163911901	16391-190	20156853	20160811	20162518	20165828	20170633	20174429
5F Impulse - Model D 5F LCB Single	H749163911951	H749163911951	16391-195	20173026					
				20154011	20158165	20162519	20164403	20165829	20170634
				20178196					
5F Impulse - Model D 5F IM	H749163912011	H749163912011	16391-201	20158233					
				20156854	20160814	20162520	20162521	20165830	20167849
				20170635	20172951	20178197	20179559	20179560	20181334
5F Impulse - Model - D 5F Impulse IM T (SGL)	H749163912021	H749163912021	16391-202	20167955	20178296				
				20160815	20162522	20165831	20167850	20170637	20174431
				20179561					
5F Impulse - Model - 5F Impulse IMC 5 PACK	H749163912032	H749163912031	16391-203	20164406	20164407	20164408			
				20155436	20155437	20155438	20160880	20165914	20165915
				20165916	20165917	20170707	20178297	20179669	20179670
				20155304	20156855	20156856	20158167	20160817	20164409
				20165832	20165833	20167851	20167852	20168920	20170638
				20172952	20172953	20174432	20174433	20178198	20179562
				20179563	20181340				
5F Impulse - Model D 5F FL4 Single	H74916391221	H74916391221	16391-22	20156920	20160881	20160882	20164512	20165919	20165920
				20165921	20165922	20170708	20178298	20179673	
				20155308	20155309	20156857	20156858	20156859	20156860
				20156861	20156862	20158170	20160820	20162524	20162525
				20162526	20162527	20164410	20164411	20164412	20164413
				20164414	20165834	20165835	20165836	20165837	20167854
				20167855	20167856	20167857	20167858	20168922	20168923
				20168924	20168925	20168928	20170640	20170641	20170642
				20170643	20172954	20172955	20172956	20172957	20172958
				20174434	20174435	20174436	20174437	20178200	20178201
				20178202	20178203	20179565	20179566	20179567	20179568
				20181343	20181344				
				20155311	20160821	20164416	20165838	20168930	20170645
				20178207	20179569				
5F Impulse - Model D 5F FL5 Single	H74916391241	H74916391241	16391-24	20162609	20164513				
				20156863	20158176	20160822	20164417	20165839	20167863
				20168931	20170646	20172959	20174442	20178208	

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN))		Catalog N° (Ref. catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)						
	Outer Carton Label (Référence de l'emballage externe)	Inner Carton Label (Référence de l'emballage interne)								
5F Impulse - Model D 5F FL6 Single	H74916391251	H74916391251	16391-25	20162610	20170710					
5F Impulse - Model D 5F FL6 (5PK)	H74916391252	H74916391251	16391-25	20160823	20165840	20170648	20179571			
5F Impulse - Model-D 5F PIG 110CM	H74916391401	H74916391401	16391-40	20169004	20173029	20174527	20179676			
5F Impulse - Model-D 5F PIG 110CM (5PK)	H74916391402	H74916391401	16391-40	20158180	20158181	20160827	20162533	20164421	20167870	
				20168937	20170654	20170655	20172965	20172966	20174450	
				20174451	20178214	20178215	20179578	20181357	20183236	
5F Impulse - Model-D 5F PIG 145 110CM	H74916391411	H74916391411	16391-41	20155439	20160884	20164514	20169005	20173030	20178302	
5F Impulse - Model-D 5F PIG 145 110CM (5PK)	H74916391412	H74916391411	16391-41	20158182	20160828	20162534	20162535	20164422	20164423	
				20168938	20168939	20170656	20170657	20172967	20172968	
				20174452	20178217	20179579	20179580	20181358	20181359	
5F Impulse - Model D 5F PIG 155 110CM (5PK)	H74916391422	H74916391421	16391-42	20160829	20164424	20170658	20172969	20174453	20179581	
5F Impulse - Model D 5F SL PIG 145 110CM 5-PACK	H74916391432	H74916391431	16391-43	20160830	20181361					
5F Impulse - Model D 5F AR1 Single	H74916391841	H74916391841	16391-84	20164515	20179678					
5F Impulse - Model D 5F AR1 (5PK)	H74916391842	H74916391841	16391-84	20155321	20160832	20164426	20165847	20167874	20174455	
				20178221	20179582					
5F Impulse - Model D 5F AR2 Single	H74916391861	H74916391861	16391-86	20156922	20173031					
5F Impulse - Model D 5F AR2 (5PK)	H74916391862	H74916391861	16391-86	20160833	20162536	20165848	20170659	20178222	20179583	
5F Impulse - Model D 5F AR Modified	H74916391891	H74916391891	16391-89	20156923	20164516	20167960	20167961			
5F Impulse - Model D 5F AR Modified 5-PACK	H74916391892	H74916391891	16391-89	20152878	20155322	20155323	20155324	20155325	20155326	
				20155327	20155328	20155329	20155330	20155331	20162537	
				20162538	20162539	20162540	20162541	20162542	20162543	
				20162544	20162545	20162546	20164427	20164428	20164429	
				20164430	20164431	20164432	20164433	20164434	20164435	
				20164436	20165849	20165850	20165851	20165852	20165853	
				20167875	20167876	20167877	20167878	20167879	20172970	
				20172971	20172972	20172973	20172974	20174458	20174459	
				20178223	20179584	20179585	20179586	20179587	20179588	
5F Impulse - Model D 5F AL1 Single	H74916391961	H74916391961	16391-96	20162613	20169006	20173032				
5F Impulse - Model D 5F AL1 5-PACK	H74916391962	H74916391961	16391-96	20155332	20162547	20164437	20165854	20167880	20168942	
				20170660	20172975	20174461	20178233	20179589	20181364	
5F Impulse - Model D 5F AL2	H74916391981	H74916391981	16391-98	20162614	20167962	20169007	20178303			
5F Impulse - Model D 5F AL2 5-PACK	H74916391982	H74916391981	16391-98	20155333	20162548	20164438	20165855	20167881	20168943	
				20170661	20178234	20179590				
6F Impulse - Model-D 6F Impulse FR3.5 (SGL)	H74916599010	H74916599010	16599-01	20179679						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FR3.5 5 PACK	H74916599012	H74916599010	16599-01	20155334	20156869	20160835	20162549	20165856	20167882	
				20170662	20174463	20178235	20179591	20183245		
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FR4 Single	H74916599020	H74916599020	16599-02	20158237	20160885					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FR4 5 PACK	H74916599022	H74916599020	16599-02	20154041	20155336	20155337	20155338	20155339	20155340	
				20155341	20156870	20156871	20156872	20156873	20156874	
				20156875	20156878	20158185	20158186	20158187	20160837	
				20162550	20162551	20162552	20162553	20162554	20162555	
				20164439	20164440	20164441	20164442	20164443	20164444	
				20165857	20165858	20165859	20165860	20165861	20167883	
				20167884	20167885	20167886	20167887	20167888	20167889	
				20168945	20168946	20168947	20168948	20170664	20170665	
				20170666	20170667	20172976	20172977	20172978	20172979	
				20172980	20172981	20172982	20172983	20172984	20174464	
				20174465	20174466	20174467	20174468	20178237	20178238	
				20179592	20179593	20179594	20181367	20181368	20181369	
				20181370	20181371	20181372	20183246	20183250		
				20149608	20155342	20156879	20164445	20165862	20174469	
20178239	20179595									
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FR5 5 PACK	H74916599032	H74916599030	16599-03	20155343						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FR6 5 PACK	H74916599042	H74916599040	16599-04	20155344						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AL3 5 PACK	H749165991002	H749165991000	16599-100	20155344	20164446	20167890	20178240	20179596		
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPA-1 Single	H749165991170	H749165991170	16599-117	20164517	20173033					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPA-1 5 PACK	H749165991172	H749165991170	16599-117	20155345	20156880	20164447	20165863	20170669	20172985	
				20174470	20178241	20181373				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPA-2 Single	H749165991210	H749165991210	16599-121	20162615	20164518					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPA-2 5 PACK	H749165991212	H749165991210	16599-121	20154042	20155346	20160838	20162556	20164448	20170670	
				20172986	20174471	20178242				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPB-1 Single	H749165991420	H749165991420	16599-142	20164519	20173034					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPB-2 Single	H749165991460	H749165991460	16599-146	20155440						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse MPB-2 5 PACK	H749165991462	H749165991460	16599-146	20164449	20178244					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse SON1 5 PACK	H749165991612	H749165991610	16599-161	20155347	20155348	20155349	20155351	20168956		
6F Impulse - Model - D 6F Impulse SON2 80CM Single	H749165991620	H749165991620	16599-162	20174473						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse CAS1 5 PACK	H749165991712	H749165991710	16599-171	20158194	20179599					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse CAS2 5 PACK	H749165991732	H749165991730	16599-173	20160839	20168961	20179600				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse RADIAL 5 PACK	H749165991742	H749165991740	16599-174	20155356	20155358	20155359	20155360	20155361	20155362	
				20155363	20155364	20155365	20155366	20155367	20155368	
				20155369	20155371	20155372	20164451	20164452	20164453	
				20164454	20164455	20164457	20164458	20164459	20164460	
				20164461	20164462	20164463	20164464			

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)
Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN))		Catalog N° (Ref. catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)									
	Outer Carton Label (Référence de l'emballage externe)	Inner Carton Label (Référence de l'emballage interne)											
6F Impulse - Model - Impulse 6F selective KIMNY 5 PK	H749165991802	H749165991800	16599-180	20155377	20160840	20165864	20168962	20178245					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse RCB 5 PACK	H749165991902	H749165991900	16599-190	20155381	20155382	20155383	20155384	20162558	20162559				
				20162560	20162561	20162562	20162563	20162564	20162565				
				20162566	20165865	20165866	20165867	20165868	20165869				
				20165870	20165871	20168967	20168969	20179603					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse LCB Single	H749165991950	H749165991950	16599-195	20155441	20170712								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse LCB 5 PACK	H749165991952	H749165991950	16599-195	20155385	20156881	20160841	20162568	20164465	20167891				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse IM Single	H749165992010	H749165992010	16599-201	20172987	20178246	20179615							
6F Impulse - Model - D 6F Impulse IM 5 PACK	H749165992012	H749165992010	16599-201	20155442	20169009	20178307	20179682						
				20155386	20156882	20158195	20160842	20162569	20164466				
				20167892	20168970	20170672	20172988	20174478	20178247				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse IM T (5 PK)	H749165992022	H749165992020	16599-202	20179616									
				20155387	20155388	20155389	20155390	20155391	20155392				
				20155393	20162570	20162571	20162572	20162573	20162574				
				20162575	20162576	20165872	20165873	20165874	20165875				
				20165876	20165877	20165878	20172989	20172991	20172992				
6F Impulse - Model - 6F Impulse IMC 5 PACK	H749165992032	H749165992030	16599-203	20178248	20178249	20178250	20178251	20179617					
6F Impulse - Model - 6F Impulse IMC 5 PACK	H749165992032	H749165992030	16599-203	20155394	20155395	20155396	20155397	20155398	20170673				
6F Impulse - Model - 6F Impulse FL3 5-PK	H7491659920A2	H7491659920A0	16599-20A	20170674	20174479	20174480	20174482						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL3.5 Single	H74916599210	H74916599210	16599-21	20154951	20160651								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL3.5 5 PACK	H74916599212	H74916599210	16599-21	20154080									
				20155399	20155400	20156883	20156884	20158196	20162577				
				20164467	20165879	20165880	20167893	20167894	20167895				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL4 Single	H74916599220	H74916599220	16599-22	20174484	20178252	20179630	20179631	20183262	20183263				
				20160888	20165923								
				20155402	20155403	20156885	20156886	20156887	20156888				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL4 5 PACK	H74916599222	H74916599220	16599-22	20156889	20158198	20158199	20158200	20158201	20160845				
				20160846	20160847	20160848	20160849	20162578	20162579				
				20162580	20162581	20162582	20162583	20164469	20164470				
				20164471	20164472	20164473	20164474	20165882	20165883				
				20165884	20165885	20165886	20167896	20167897	20167898				
				20167899	20167900	20168973	20168974	20168975	20168976				
				20168977	20170675	20170676	20170677	20170678	20170679				
				20172996	20172997	20172998	20172999	20173000	20174485				
				20174486	20174487	20174488	20174489	20178253	20178255				
				20178256	20178257	20178258	20178259	20179634	20179635				
				20179636	20179637	20181381	20181382	20181383	20181385				
				20181386	20183265								
				6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL4.5 Single	H74916599230	H74916599230	16599-23	20167968	20178308				
				6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL4.5 5 PACK	H74916599232	H74916599230	16599-23	20164475	20165887	20167901	20170680	20178260	20179638
				6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL5 Single	H74916599240	H74916599240	16599-24	20155443	20164520				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL5 5 PACK	H74916599242	H74916599240	16599-24	20155406	20156890	20160851	20162584	20164476	20165889				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL6 Single	H74916599250	H74916599250	16599-25	20167902	20170682	20173004	20174490	20178262	20179639				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse FL6 5 PACK	H74916599252	H74916599250	16599-25	20155444	20162045								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse PIG 5 PACK	H74916599402	H74916599400	16599-40	20155407	20160852	20165890	20173005	20178263	20179640				
				20156898	20158211	20158212	20160857	20162590	20167910				
				20168986	20168987	20170689	20173011	20173012	20174497				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse PIG 145 Single	H74916599410	H74916599410	16599-41	20174498	20178271	20178272	20179647	20183279					
				20160891	20162617	20178311	20179686						
				20156899	20158213	20158214	20160858	20160859	20162591				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse PIG 145 5 PACK	H74916599412	H74916599410	16599-41	20162592	20167912	20167913	20168988	20168989	20170691				
				20173013	20174499	20178273	20179649	20179650	20181398				
				20181399									
6F Impulse - Model - D 6F Impulse PIG 155 Single	H74916599420	H74916599420	16599-42	20174533									
6F Impulse - Model - D 6F Impulse PIG 155 5 PACK	H74916599422	H74916599420	16599-42	20156900	20160860	20162593	20170693	20173014	20174500				
				20178274	20179651								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse SL PIG 145 5 PACK	H74916599432	H74916599430	16599-43	20162594									
6F Impulse - Model-6F Impulse CLS3.5 5-PK	H74916599574A2	H74916599574A0	16599-574A	20151691									
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AR1 Single	H74916599840	H74916599840	16599-84	20155448	20156927	20158242	20165927	20173036	20174534				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AR1 5 PACK	H74916599842	H74916599840	16599-84	20162595	20164487	20178275	20179653						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AR2 Single	H74916599860	H74916599860	16599-86	20162618	20174535								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AR2 5 PACK	H74916599862	H74916599860	16599-86	20154066	20158215	20164488	20165900	20170694	20174501				
				20178276	20179654								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AR MOD 5 PACK	H74916599892	H74916599890	16599-89	20156901	20162596	20164489	20178277	20179655					
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AL1 Single	H74916599960	H74916599960	16599-96	20174536	20179688								
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AL1 5 PACK	H74916599962	H74916599960	16599-96	20155419	20156902	20160862	20162597	20164490	20165901				
				20167914	20170696	20173015	20174502	20179656	20181404				
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AL2 Single	H74916599980	H74916599980	16599-98	20155449	20167970	20174537	20178313						
6F Impulse - Model - D 6F Impulse AL2 5 PACK	H74916599982	H74916599980	16599-98	20154067	20155420	20158216	20160863	20162598	20164491				
				20165902	20167915	20173016	20178279	20179657					

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

WISGUIDE™ GUIDE CATHETER - Single unit packaging (Cathéters guide pour angioplastie Wiseguide™ - Emballage unitaire)

Date range for expiration of all affected/recalled products is March 31, 2011 thru June 30, 2011 (La date d'expiration des produits affectés/rappelés est comprise entre le 21 mars 2011 et le 30 juin 2011)

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN)) Single unit (Unité simple)	Catalog N° (Référence catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)							
8F Wiseguide - Model 8F WG FR3.5	H74916320011	16320-01	20157259	20158520	20166264	20167270				
8F Wiseguide - Model 8F WG FR4	H74916320021	16320-02	20161090	20163916	20167217	20169543				
8F Wiseguide - Model 8F WG FL3	H74916320051	16320-05	20161157	20167271						
8F Wiseguide - Model 8F WG FL3.5	H74916320061	16320-06	20161121	20162978						
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4	H74916320071	16320-07	20155936	20157200	20158469	20165212	20166204	20167213	20169537	
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4.5	H74916320081	16320-08	20157260	20163966						
8F Wiseguide - Model 8F WG FL5	H74916320091	16320-09	20157255	20163964	20169600					
8F Wiseguide - Model 8F WG FL6	H74916320101	16320-10	20157261	20165248	20169602	20181842				
8F Wiseguide - Model 8F WG AL1 ST SH	H749163201141	16320-114	20157262	20175130						
8F Wiseguide - Model 8F WG AL.75 SH	H749163201241	16320-124	20167272							
8F Wiseguide - Model 8F WG RCB SH	H749163201261	16320-126	20163967	20183737						
8F Wiseguide - Model 8F WG LCB SH	H749163201271	16320-127	20166265							
8F Wiseguide - Model 8F WG IM SH	H749163201291	16320-129	20163968							
8F Wiseguide - Model 8F WG FL3.5 ST SH	H749163201321	16320-132	20157263	20159431	20167273					
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4 ST SH	H749163201331	16320-133	20157222	20165227	20166235	20173400	20181830			
8F Wiseguide - Model 8F WG FL5 ST SH	H749163201351	16320-135	20157234							
8F Wiseguide - Model 8F WG MP1 SH	H749163201381	16320-138	20161160	20167274						
8F Wiseguide - Model 8F WG MP2 SH	H749163201391	16320-139	20163969							
8F Wiseguide - Model 8F WG MP HS SH	H749163201411	16320-141	20157264	20161161	20166266	20169603				
8F Wiseguide - Model 8F WG AR1	H74916320171	16320-17	20157253	20165245	20166261					
8F Wiseguide - Model 8F WG AR2	H74916320181	16320-18	20155910	20163971	20180087					
8F Wiseguide - Model 8F WG AL1	H74916320191	16320-19	20163972	20165249	20166267	20169604				
8F Wiseguide - Model 8F WG AL2	H74916320201	16320-20	20163942	20167243						
8F Wiseguide - Model 8F WG AL3	H74916320211	16320-21	20163973	20165250	20169605					
8F Wiseguide - Model 8F WG AL.75	H74916320221	16320-22	20163974							
8F Wiseguide - Model 8F WG RCB	H74916320241	16320-24	20157245	20161147						
8F Wiseguide - Model 8F WG LCB	H74916320251	16320-25	20157266	20163975	20166268					
8F Wiseguide - Model 8F WG IM	H74916320261	16320-26	20161111							
8F Wiseguide - Model 8F WG FCL4	H749163202731	16320-273	20157230	20163950	20167251					
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4 ST	H74916320291	16320-29	20157240	20163958	20167258					
8F Wiseguide - Model 8F WG Q3.5	H749163202931	16320-293	20157229	20158515	20167250	20171194				
8F Wiseguide - Model 8F WG Q4	H749163202941	16320-294	20157227	20158514	20167248	20175113				
8F Wiseguide - Model 8F WG Q4.5	H749163202951	16320-295	20157267	20165252						
8F Wiseguide - Model 8F WG Q3.5 SH	H749163202971	16320-297	20157231	20165231						
8F Wiseguide - Model 8F WG Q4 SH	H749163202981	16320-298	20157268	20163976	20169606					
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4.5 ST	H74916320301	16320-30	20157455							
8F Wiseguide - Model 8F WG FL5 ST	H74916320311	16320-31	20157258	20166263						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR4 90cm	H749163203721	16320-372	20157269							
8F Wiseguide - Model 8F WG MP1	H74916320381	16320-38	20157270	20163977	20165253	20166270	20175132			
8F Wiseguide - Model 8F WG RCB 90cm	H749163203821	16320-382	20157232							
8F Wiseguide - Model 8F WG LCB 90cm	H749163203831	16320-383	20171216	20175133						
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4 90cm SH	H749163203871	16320-387	20175134							
8F Wiseguide - Model 8F WG MP2	H74916320391	16320-39	20163953	20173408						
8F Wiseguide - Model 8F WG Q4 90cm	H749163204071	16320-407	20157271							
8F Wiseguide - Model 8F WG MP HS	H74916320411	16320-41	20157272	20163978						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR3	H749163204421	16320-442	20167278							
8F Wiseguide - Model 8F WG IM 90cm	H749163204461	16320-446	20157273	20171218						
8F Wiseguide - Model 8F WG IM 90cm SH	H749163204471	16320-447	20157274	20166271						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR3.5 SH	H74916320471	16320-47	20157275	20157276	20158521	20158522	20158523	20167280		
8F Wiseguide - Model 8F WG FR4 SH	H74916320481	16320-48	20155934	20157199	20158468	20163909	20165210	20166202	20167211	
			20175073							
8F Wiseguide - Model 8F WG FR5 SH	H74916320491	16320-49	20163979							
8F Wiseguide - Model 8F WG ART3	H749163204961	16320-496	20157256	20163965	20171213					
8F Wiseguide - Model 8F WG ART3 SH	H749163204971	16320-497	20166272							
8F Wiseguide - Model 8F WG ART3.5	H749163204981	16320-498	20157233	20161132	20165232	20169580				
8F Wiseguide - Model 8F WG ART3.5 SH	H749163204991	16320-499	20166273	20167282						
8F Wiseguide - Model 8F WG ART4	H749163205001	16320-500	20161168							
8F Wiseguide - Model 8F WG ART4 SH	H749163205011	16320-501	20163960	20167264						
8F Wiseguide - Model 8F WG ART4.5	H749163205021	16320-502	20165255							
8F Wiseguide - Model 8F WG FL3 SH	H74916320511	16320-51	20157277	20180089						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR4.5	H749163205141	16320-514	20175129							
8F Wiseguide - Model 8F WG FL3.5 SH	H74916320521	16320-52	20157223	20158509	20161124	20162980				
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4 SH	H74916320531	16320-53	20157224	20158510	20163943	20165228	20166237	20167244	20169574	
			20175108							
8F Wiseguide - Model 8F WG FL4.5 SH	H74916320541	16320-54	20157278	20163981	20167284					
8F Wiseguide - Model 8F WG FL5 SH	H74916320551	16320-55	20157236	20161136	20165236					
8F Wiseguide - Model 8F WG FL6 SH	H74916320561	16320-56	20157242							
8F Wiseguide - Model 8F WG CLS3	H749163205731	16320-573	20167268							
8F Wiseguide - Model 8F WG CLS3.5	H749163205741	16320-574	20157215	20158501	20161112	20166226				
8F Wiseguide - Model 8F WG CLS4	H749163205751	16320-575	20163982	20169610						
8F Wiseguide - Model 8F WG CLS3 SH	H749163205771	16320-577	20169611							
8F Wiseguide - Model 8F WG CLS3.5 SH	H749163205781	16320-578	20156078	20157279	20158524	20167285				
8F Wiseguide - Model 8F WG CLS4 SH	H749163205791	16320-579	20163983							
8F Wiseguide - Model 8F WG IMC 90cm	H749163206381	16320-638	20171219							
8F Wiseguide - Model 8F WG AR1 SH	H74916320661	16320-66	20157243	20165240	20169593					
8F Wiseguide - Model 8F WG AR2 SH	H74916320671	16320-67	20157244	20163959	20165241					
8F Wiseguide - Model 8F WG AL1 SH	H74916320681	16320-68	20157280	20165257	20167286	20169612				

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
(Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

8F Wiseguide - Model 8F WG AL2 SH	H74916320691	I6320-69	20157251						
-----------------------------------	--------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN)) Single unit (Unité simple)	Catalog N° (Référence catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)						
8F Wiseguide - Model 8F WG AL3 SH	H74916320701	16320-70	20157281	20163984					
8F Wiseguide - Model 8F WG VL3	H74916320711	16320-71	20165243	20175125					
8F Wiseguide - Model 8F WG VL3.5	H74916320721	16320-72	20155967	20157282	20161170	20163027			
8F Wiseguide - Model 8F WG VL4	H74916320731	16320-73	20157246	20165244	20166257	20169594	20171206		
8F Wiseguide - Model 8F WG VL5	H74916320751	16320-75	20169613						
8F Wiseguide - Model 8F WG VL3 SH	H74916320771	16320-77	20163951						
8F Wiseguide - Model 8F WG VL3.5 SH	H74916320781	16320-78	20155955	20157216	20158502	20162971			
8F Wiseguide - Model 8F WG VL4 SH	H74916320791	16320-79	20157283	20163985	20167289				
8F Wiseguide - Model 8F WG VL4.5 SH	H74916320801	16320-80	20169581						
8F Wiseguide - Model 8F WG VL5 SH	H74916320811	16320-81	20157257						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR3.5 ST	H74916320911	16320-91	20156079						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR4 ST	H74916320921	16320-92	20166276						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR3.5 ST SH	H74916320951	16320-95	20167269						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR4 ST SH	H74916320961	16320-96	20156111						
8F Wiseguide - Model 8F WG FR5 ST SH	H74916320971	16320-97	20167290						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR3.5	H74919500010	19500-01	20157237	20157238	20161137	20161139	20163954	20163955	
			20166248	20166249	20166250	20167254	20167255	20167256	
			20169587	20173410	20173411	20175116	20175118	20175120	20175121
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR4	H74919500020	19500-02	20155914	20155968	20157284	20157285	20157531	20158528	20158529
			20158530	20158531	20158532	20158533	20161175	20161176	20161177
			20166278	20166279	20167291	20167292	20167293	20167294	20167295
			20167296	20167297	20169614	20169615	20169616	20169617	20169618
			20169619	20169620	20173424	20173425	20173426	20173427	20178572
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR5	H74919500030	19500-03	20157286	20161178	20167298				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR6	H74919500040	19500-04	20163986						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL3	H74919500050	19500-05	20163005	20165242	20173418	20175124			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL3.5	H74919500060	19500-06	20161085	20163910	20165211	20166203	20167212	20169536	20173365
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4	H74919500070	19500-07	20155882	20157198	20158466	20158467	20163908	20165209	20166200
			20166201	20167210	20169534	20173363	20178524		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4.5	H74919500080	19500-08	20155905	20165237	20166252	20167259			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL5	H74919500090	19500-09	20157226	20163946	20166239	20167246	20171190	20173403	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL6	H74919500100	19500-10	20166240	20173404					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL1 ST	H749195001030	19500-103	20163987						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL2 ST	H749195001050	19500-105	20169626						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL.75 ST	H749195001080	19500-108	20161179						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL1 ST SH	H749195001140	19500-114	20157287	20175140					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL.75 ST SH	H749195001190	19500-119	20155915						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide RC3.5 SC SH	H749195001210	19500-121	20163988						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IM 85cm	H749195001220	19500-122	20157288	20166280					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IM 110cm	H749195001230	19500-123	20163989						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL.75 SH	H749195001240	19500-124	20163990	20165258					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide RCB SH	H749195001260	19500-126	20157289	20166281	20167300				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide LCB SH	H749195001270	19500-127	20165259	20169630					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IM SH	H749195001290	19500-129	20157290	20158534					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MP EL G SH	H749195001310	19500-131	20157291						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL3.5 ST SH	H749195001320	19500-132	20157225	20163944					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4 ST SH	H749195001330	19500-133	20155916	20157292	20161182	20167302	20183745		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4.5 ST SH	H749195001340	19500-134	20157293						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL5 ST SH	H749195001350	19500-135	20157294						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MPI SH	H749195001380	19500-138	20167262						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MP2 SH	H749195001390	19500-139	20157295	20163992					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MP HS SH	H749195001410	19500-141	20157228	20161129	20162063	20166243			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AR1	H74919500170	19500-17	20161135	20165235	20166246	20175115	20181837		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AR2	H74919500180	19500-18	20161183	20163041	20166282				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL1	H74919500190	19500-19	20155887	20163922	20166214	20167224	20169550	20173374	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL2	H74919500200	19500-20	20161184	20163993	20166283	20167303	20171229		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL3	H74919500210	19500-21	20157296	20163994	20165261	20166284	20169633	20175141	20181843
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL.75	H74919500220	19500-22	20165262						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide RCB	H74919500240	19500-24	20161092	20166209	20167220				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide LCB	H74919500250	19500-25	20155907	20161145	20166254	20167261			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IM	H74919500260	19500-26	20158503	20161114	20162972	20166227			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FCL3.5 SH	H749195002680	19500-268	20169635						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FCL4 SH	H749195002690	19500-269	20161185						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FCL4.5 SH	H749195002700	19500-270	20157298						
7F Wiseguide - CODEL - 7F Wiseguide FCL3.5	H749195002720	19500-272	20157299	20163046					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FCL4	H749195002730	19500-273	20157247	20163961	20167265				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FCL5	H749195002750	19500-275	20163047	20165264					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL3.5 ST	H74919500280	19500-28	20157300	20163997	20167306	20181844			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FCR4	H749195002800	19500-280	20166285						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4 ST	H74919500290	19500-29	20155917	20161186	20167307				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q3.5	H749195002930	19500-293	20155918	20155970	20161187	20163998			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q4	H749195002940	19500-294	20155895	20165223	20166228				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q4.5	H749195002950	19500-295	20161150	20166258					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q5	H749195002960	19500-296	20166287						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q3.5 SH	H749195002970	19500-297	20165265	20166288					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q4 SH	H749195002980	19500-298	20157217	20161116	20169566				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide Q4.5 SH	H749195002990	19500-299	20169638						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4.5 ST	H749195003000	19500-30	20157301						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL5 ST	H74919500310	19500-31	20157252						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MP1	H74919500380	19500-38	20163923	20165218	20166215	20173375			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MP2	H74919500390	19500-39	20157302	20165266	20167309	20169639	20171236	20175143	

Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter

(Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN)) Single unit (Unité simple)	Catalog N° (Référence catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide MP HS	H74919500410	19500-41	20161130	20165230	20169579				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR3	H749195004420	19500-442	20157248	20161151					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR3 SH	H749195004430	19500-443	20157303	20167310					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IM 90cm	H749195004460	19500-446	20157304	20163999					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IM 90cm SH	H749195004470	19500-447	20164000						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide RC4 SC SH	H749195004490	19500-449	20157305	20164001					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide RC3.5 SC	H74919500460	19500-46	20161188						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR3.5 SH	H74919500470	19500-47	20155892	20157214	20161109	20166223	20171175		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR4 SH	H74919500480	19500-48	20155890	20155891	20157210	20157211	20157212	20157213	20158484
			20158485	20158486	20158487	20158489	20158490	20158492	20158496
			20161104	20161105	20161106	20161107	20161108	20162967	20163929
			20163930	20163931	20163932	20163933	20163934	20163935	20163936
			20167232	20167233	20167234	20167235	20171172	20173381	20173384
			20173391	20175092	20178543	20178545	20178546	20178548	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR5 SH	H74919500490	19500-49	20155902	20161133	20162993				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART3	H749195004960	19500-496	20163937	20167238					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART3 SH	H749195004970	19500-497	20155919	20164002	20178588				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART3.5	H749195004980	19500-498	20158475	20161093	20166210	20169545			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART3.5 SH	H749195004990	19500-499	20165267	20166289					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR6 SH	H74919500500	19500-50	20157306						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART4	H749195005000	19500-500	20161128	20163948	20167249				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4 SH	H749195005010	19500-501	20157307	20165268	20166290	20169641	20171239	20183751	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART4.5	H749195005020	19500-502	20164003	20167311					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide ART4.5 SH	H749195005030	19500-503	20165247	20171214					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL3 SH	H74919500510	19500-51	20157308	20164004	20171240				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR4.5	H749195005140	19500-514	20157249	20161152					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR4.5 SH	H749195005150	19500-515	20157309						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL3.5 SH	H74919500520	19500-52	20161103	20163928	20165221	20166222	20169556	20171168	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4 SH	H74919500530	19500-53	20155922	20157310	20158535	20158537	20163057	20164005	20164006
			20166291	20169643	20173434	20173436	20178590	20181847	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL4.5 SH	H74919500540	19500-54	20171243	20183753					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FL6 SH	H74919500560	19500-56	20157218	20161117	20167239				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS3	H749195005730	19500-573	20165269	20169645					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS3.5	H749195005740	19500-574	20158458	20158459	20158460	20158461	20161078	20163901	20163902
			20163903	20163904	20165206	20165207	20166193	20166194	20166195
			20166196	20166197	20167206	20167207	20169517	20169518	20169519
			20173358	20173359	20175069				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS4	H749195005750	19500-575	20157202	20161091	20163917	20167218			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS4.5	H749195005760	19500-576	20157311	20161192	20167312				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS3 SH	H749195005770	19500-577	20164007						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS3.5 SH	H749195005780	19500-578	20158504	20158505	20163938	20163939			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS4 SH	H749195005790	19500-579	20164008						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide CLS4.5 SH	H749195005800	19500-580	20157312						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide IMC 90cm	H749195006380	19500-638	20169646						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AR1 SH	H74919500660	19500-66	20157203						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AR2 SH	H74919500670	19500-67	20157207	20161097	20167225				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL1 SH	H74919500680	19500-68	20165238	20166253	20169590				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL2 SH	H74919500690	19500-69	20157208	20163924	20167226				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL3 SH	H74919500700	19500-70	20157209	20165219	20166216	20169552	20171162		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL3	H74919500710	19500-71	20155953	20165222	20166224	20167236	20169562		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL3.5	H74919500720	19500-72	20158463	20163905	20165208	20166198	20167208	20169530	
			20155898	20161127	20162985	20163947	20166241	20167247	20169576
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL4	H74919500730	19500-73	20173405	20175111	20175112	20178564			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL4.5	H74919500740	19500-74	20157313	20161193	20163060	20165270	20169647		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL5	H74919500750	19500-75	20157314	20165271	20169648	20175151			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL3 SH	H74919500770	19500-77	20157316	20161194	20164009	20175152			
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL3.5 SH	H74919500780	19500-78	20163927	20166221	20167231	20169555	20175088		
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL4 SH	H74919500790	19500-79	20155924	20158538	20161195	20167315	20175153	20178593	
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide VL5 SH	H74919500810	19500-81	20169650						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL1.5	H74919500850	19500-85	20157317	20167316					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide AL1.5 SH	H74919500890	19500-89	20155925	20171247					
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR3.5 ST	H74919500910	19500-91	20157318						
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR4 ST	H74919500920	19500-92	20155926	20161196	20167317				
7F Wiseguide - Model - 7F Wiseguide FR4 ST SH	H74919500960	19500-96	20157219	20161118					
			20157320	20161197	20161198	20161199	20164010	20167318	20167319
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR3.5	H74919815010	19815-01	20167320	20169651	20169652	20169653	20169654	20169655	20169656
			20173439	20175154	20180098	20181850	20183756		
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR4	H74919815020	19815-02	20157197	20158465	20161081	20161082	20162947	20166199	20167209
			20169532	20173361	20173362	20175071			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR5	H74919815030	19815-03	20157241	20161144	20167260	20169591	20169592		
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR6	H74919815040	19815-04	20157235	20163096					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL3	H74919815050	19815-05	20155966	20166259	20167267				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL3.5	H74919815060	19815-06	20155896	20155961	20156088	20161126	20166238	20167245	20169575
			20171189	20173402	20175110				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL4	H74919815070	19815-07	20157201	20161089	20163914	20165214	20166206	20166207	20167215
			20167216	20169540	20169541	20169542	20171151	20171152	20173368
			20173370	20175076	20175080	20178529	20180056	20180057	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL4.5	H74919815080	19815-08	20154789	20155971	20158539	20161200	20163061	20164011	20166292
			20167321						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL5	H74919815090	19815-09	20154788	20158483	20161102	20166220	20167230	20169554	20171166
			20173378	20175087	20180064				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL6	H74919815100	19815-10	20157321	20161201	20166293	20167322	20171251		
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide IM 85cm	H749198151220	19815-122	20156082						

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
(Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide RCB SH	H749198151260	19815-126	20165272						
--	---------------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--

Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Wiseguide Guide Catheter & Impulse and Expo Angiographic Catheter
 (Cathéters guides pour angioplastie Wiseguide et Cathéters d'angioplastie Impulse et Expo)

Reference (N° de référence): 90519291-FA

Product Description (Description du produit)	Material N° (Référence produit (UPN)) Single unit (Unité simple)	Catalog N° (Référence catalogue)	Lot/Batch Number (N° de lot)							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide LCB SH	H749198151270	19815-127	20161202							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide IM SH	H749198151290	19815-129	20157322	20161203	20171252					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide MP1 SH	H749198151380	19815-138	20161154	20169599						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide MP HS SH	H749198151410	19815-141	20157254	20165246	20171212					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AR1	H74919815170	19815-17	20154370	20154371	20154372	20155972	20161204	20161205	20161206	
			20165273	20165274	20165275	20166294	20166295	20166296	20169659	
			20169660	20171253	20171254	20171255	20173443	20173444	20175157	
			20178602	20178603	20178606					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AR2	H74919815180	19815-18	20154787	20155945	20166217	20167227	20171163	20173376	20175085	
			20178535	20180061	20181815					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AL1	H74919815190	19815-19	20158540	20164013	20166297	20167326	20169662	20173446		
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AL2	H74919815200	19815-20	20154339	20154483	20155883	20155937	20156081	20157530	20161087	
			20163912	20166205	20167214	20169538	20171150	20173367	20175075	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AL3	H74919815210	19815-21	20154486	20155888	20155946	20161100	20165220	20166218	20167228	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AL.75	H74919815220	19815-22	20157323	20157447	20158541	20163067				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide RCB	H74919815240	19815-24	20155963	20158594	20165233	20169582				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL3.5 HT	H749198152420	19815-242	20155975	20161209	20171257					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide LCB	H74919815250	19815-25	20154484	20155976	20157532	20165277				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide IM	H74919815260	19815-26	20156085	20157204	20163919	20166211	20167221	20169546	20171157	
			20178530							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FCL3.5	H749198152720	19815-272	20157326							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FCL4	H749198152730	19815-273	20157327	20167329						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FCL4.5	H749198152740	19815-274	20157328							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FCL5	H749198152750	19815-275	20157329							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL3.5 ST	H74919815280	19815-28	20154478	20166299	20171259					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL4 ST	H74919815290	19815-29	20157331	20167330						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Q3.5	H749198152930	19815-293	20158543	20166300	20167331	20171260	20183765			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Q4	H749198152940	19815-294	20158544	20161210	20166301	20167332	20169665			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Q4.5	H749198152950	19815-295	20161211	20166302	20167333					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Q5	H749198152960	19815-296	20157332	20166303	20169666					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Q3.5 SH	H749198152970	19815-297	20155979	20164016	20171262					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Q4 SH	H749198152980	19815-298	20157333	20165278	20180101					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL4.5 ST	H74919815300	19815-30	20157334							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL5 ST	H74919815310	19815-31	20157335							
			20154783	20155889	20155947	20161101	20166219	20169553	20171164	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide MP1	H74919815380	19815-38	20173377							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide MP2	H74919815390	19815-39	20161212							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide MP HS	H74919815410	19815-41	20154479	20155927	20155980	20165279	20169668			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR3	H749198154420	19815-442	20164019	20173447	20181854					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide IM 90cm	H749198154460	19815-446	20157250	20162051						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR3.5 SH	H74919815470	19815-47	20156083	20164020						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide Radial	H749198154720	19815-472	20171165	20181817						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR4 SH	H74919815480	19815-48	20156243	20157448	20158499	20158500	20162969	20166225	20167237	
			20169563	20171177	20173395	20175101	20180072			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART3	H749198154960	19815-496	20157336	20163076						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART3 SH	H749198154970	19815-497	20157449	20166306						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART3.5	H749198154980	19815-498	20154784	20155982	20157337	20163077	20165281	20169671		
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART3.5 SH	H749198154990	19815-499	20153250	20163098	20171195					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART4	H749198155000	19815-500	20154480	20155900	20155962	20165229	20169578			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART4 SH	H749198155010	19815-501	20165282	20169672						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide ART4.5	H749198155020	19815-502	20162995							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL3.5 SH	H74919815520	19815-52	20155943	20157206						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FL4 SH	H74919815530	19815-53	20157338	20157339	20158546					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide CLS3	H749198155730	19815-573	20154353	20155956	20165224	20167240	20169570			
			20155957	20155958	20155959	20155960	20157220	20157221	20161119	
			20161120	20165225	20165226	20166231	20166232	20166233	20166234	
			20167241	20167242	20169571	20169572	20171185	20173396	20173397	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide CLS4	H749198155750	19815-575	20173398	20173399	20175107	20178561	20178562	20178563		
			20154481	20161215	20161216	20163079	20163080	20163081	20163082	
			20165283	20165284	20165285	20167337				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide CLS4.5	H749198155760	19815-576	20167338	20178614						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide CLS3.5 SH	H749198155780	19815-578	20158548							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide CLS4 SH	H749198155790	19815-579	20166309	20167339						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide KIMNY	H749198155830	19815-583	20156084	20157454	20165287	20169674	20178615			
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide KIMNY SH	H749198155910	19815-591	20157340							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide IMC 90cm	H749198156380	19815-638	20161219							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AR1 SH	H74919815660	19815-66	20155941	20165215	20165216	20165217	20169548	20175083	20175084	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AR2 SH	H74919815670	19815-67	20155884	20155938	20158470	20165213				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AL1 SH	H74919815680	19815-68	20155929	20165288						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide AL2 SH	H74919815690	19815-69	20153715	20154087	20175166					
			20155942	20157205	20158477	20163920	20166212	20167222	20171158	
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL3	H74919815710	19815-71	20173373							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL3.5	H74919815720	19815-72	20156112	20157239	20163957	20166251	20167257	20169588	20171200	
			20175122							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL4	H74919815730	19815-73	20157341	20161220	20167340	20171268	20173449	20175167	20178617	
			20178618	20178619						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL4.5	H74919815740	19815-74	20154785	20161221	20169677	20175168				
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL5	H74919815750	19815-75	20157342	20167341						
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL3.5 SH	H74919815780	19815-78	20155986							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide VL4 SH	H74919815790	19815-79	20155987	20157343	20169678					
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR3.5 ST	H74919815910	19815-91	20157344							
6F Wiseguide - Model - 6F Wiseguide FR4 ST	H74919815920	19815-92	20167252							