

URGENT
RAPPEL DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

Attn :

Date : 04.08.09

A l'attention des Responsables matériovigilance

Description du produit : Ablateurs LightWave à aspiration ConMed Linvatec

Références et numéros de lot : Voir ci-joint la liste des numéros de catalogue et de lots concernés

En accord avec l'Afssaps, la société ConMed Linvatec procède au rappel de tous les lots du dispositif médical : Ablateurs LightWave à aspiration ConMed Linvatec fabriqués entre le 01 juillet 2004 et le 31 septembre 2008 et dont les dates d'expiration couvrent la période juillet 2009 à septembre 2013.

A la suite de réclamations aux Etats-Unis, ConMed Linvatec a déterminé qu'il y a une possibilité que le dispositif ne s'éteigne pas quand on relâche le bouton d'interruption. Ce dysfonctionnement peut entraîner la blessure du patient ou de l'utilisateur.

Mesure requise : Vérifiez **immédiatement** dans votre stock la présence des références et numéros de lots figurants dans la liste ci-jointe. Pour retourner les produits à ConMed Linvatec contre un avoir, renvoyez-les accompagnés du **FORMULAIRE DE RÉPONSE** à ConMed Linvatec France, 3 rue du Pont des Halles 94656 Rungis cedex. Utilisez le numéro de retour de marchandises NCR1864 pour le renvoi des produits à ConMed Linvatec. ConMed Linvatec France collectera tous les produits concernés, ainsi que le **FORMULAIRE de réponse**, et les retournera à ConMed Linvatec, Largo, Floride. Si votre stock ne contient aucun des numéros de catalogue ou de lots concernés par la procédure de rappel (voir liste ci-jointe), complétez le **FORMULAIRE DE RÉPONSE** et envoyez-le par courriel ou par fax à ConMed Linvatec France.

Veillez accepter nos excuses les plus sincères pour le désagrément que cette action aura pu susciter. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez prendre contact avec ConMed Linvatec France ou envoyez un e-mail à france@linvatec.com.

Sincères salutations,

Roger Murphy

3 , rue du Pont des Halles
94656 Rungis cedex

URGENT
RAPPEL D'INSTRUMENTS MÉDICAUX

NCR1864 French

DATE :

Vous trouverez ci-dessous la liste des références et numéros de lots concernés d'**ablateurs**
Lightwave à aspiration ConMed Linvatec fournis à votre établissement.

<u>N° catalogue</u>	<u>Description</u>	<u>N° de lot</u>	<u>Date d'acquisition</u>
---------------------	--------------------	------------------	---------------------------

Annexe : la liste des lots

Référence IA-2000-S

Lots

0502161
0502162
0502163
0502164
0502165
0502166
0502167
0502168
0502169
0502170
0502171
0502172
0502173
0502174
0502175
0502176
0502177
0502178
0502179
0502180
0502181
0502182
0502183
0502184
0502185
0502186
0502187
0502188
0502189
0502190
0502191
0502192
0502193
0502194
0502195
0502196
0502197