

URGENT
RAPPEL DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

Attn :

Date : 19.08.09

A l'attention des Responsables matériovigilance

Description du produit : ARTHRO-KNIFE ConMed Linvatec

Référence :

Référence	Description
70-0071-103	Arthro_Knife Sheathed Knife, Banana, Serrated Straight, 3mm
70-0078-103	Arthro_Knife Sheathed Knife, Serrated, Straight, 2-Sided Round, 3 mm
70-0071-113	Arthro_Knife Sheathed Knife, Banana, Serrated Left, 3mm
70-0074-103	Arthro_Knife Sheathed Knife, Rosette, Serrated Straight, 3mm
70-0076-003	Arthro_Knife Sheathed Knife, Crescent, Straight, 3mm
70-0077-103	Arthro_Knife Sheathed Knife, Serrated, Straight, 2-Sided, 3mm
70-0073-003	Arthro_Knife Sheathed Knife, Retro Straight, 3mm
70-0075-003	Arthro_Knife Sheathed Knife, Mini-Meniscus, Straight, 3mm
70-0072-003	Arthro_Knife Sheathed Knife, Hook, Straight, 3mm

Numéros de lot : Voir ci-joint la liste des lots concernés

Motif du rappel : En accord avec l'Afssaps, la société ConMed Linvatec procède au rappel de tous les lots du dispositif médical : ARTHRO-KNIFE ConMed Linvatec cités en annexe dont les dates d'expiration couvrent la période juillet 2009 à août 2013.

A la suite de réclamations à l'étranger, ConMed Linvatec a déterminé qu'il y a une possibilité que le dispositif ne se rétracte pas complètement après déploiement.

Risque sanitaire : Ce dysfonctionnement peut entraîner la blessure du patient ou de l'utilisateur.

Mesure requise :

- ▶ Vérifiez **immédiatement** dans votre stock la présence des références et numéros de lots figurants dans la liste ci-jointe.
- ▶ Pour retourner les produits à ConMed Linvatec contre un avoir, renvoyez-les accompagnés du **FORMULAIRE DE RÉPONSE** à ConMed Linvatec France, 3 rue du Pont des Halles 94656 Rungis cedex. Utilisez le numéro de retour de marchandises NCR1865 pour le renvoi des produits à ConMed

Linvatec. ConMed Linvatec France collectera tous les produits concernés, ainsi que le **FORMULAIRE de réponse**, et les retournera à ConMed Linvatec, Largo, Floride.

- ▶ Si votre stock ne contient aucun des numéros de catalogue ou de lots concernés par la procédure de rappel (voir liste ci-jointe), complétez le **FORMULAIRE DE RÉPONSE** et envoyez-le par courriel ou par fax à ConMed Linvatec France.

Veillez accepter nos excuses les plus sincères pour le désagrément que cette action aura pu susciter. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez prendre contact avec ConMed Linvatec France ou envoyez un e-mail à france@linvatec.com.

Sincères salutations,

Vanessa LEFI
Chargée de Qualité et des Affaires Réglementaires
ConMed Linvatec France

URGENT
RAPPEL DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

FORMULAIRE DE RÉPONSE
(À retourner à ConMed Linvatec France)

De :

Date :

Description du produit : ARTHRO-KNIFE ConMed Linvatec
Numéro(s) de catalogue et de lots : Voir ci-joint la liste des références et numéros de lots concernés

Numéro de retour de ConMed Linvatec: NCR1865

VÉRIFICATION (cochez la mention utile) :

_____ J'ai vérifié que notre stock ne contient aucune des références
Et numéros de lots concernés dont les dates d'expiration couvrent la période juillet
2009 à août 2013 pour les **ARTHRO-KNIFE ConMed Linvatec**

_____ **Les ARTHRO-KNIFE ConMed Linvatec** suivants vont être retournés en vue d'un
avoir. (Veuillez joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire.)

Référence _____ Numéro de lot _____ Nombre de produits _____

Référence _____ Numéro de lot _____ Nombre de produits _____

Référence _____ Numéro de lot _____ Nombre de produits _____

Signature :

Fonction

Date

Nom en caractères d'imprimerie Téléphone

Fax

Veillez retourner les produits et le FORMULAIRE DE RÉPONSE dûment complété à :

ConMed Linvatec France

NCR1865

Vanessa LEFI

3 , rue du Pont des Halles

94656 Rungis cedex

Tél. 01 56 70 17 22 / Fax. 01 56 70 10 10 / mail. vlefi@linvatec.com

URGENT
RAPPEL D'INSTRUMENTS MÉDICAUX

NCR1865 French

DATE :

Vous trouverez ci-dessous la liste des références et numéros de lots concernés d'**ARTHRO-KNIFE**

ConMed Livatec

à votre établissement.

<u>N° catalogue</u>	<u>Description</u>	<u>N° de lot</u>	<u>Date d'acquisition</u>
---------------------	--------------------	------------------	---------------------------

REFERENCE	LOT
70-0073-003	BBB50760
70-0071-103	BBB50867
70-0077-103	BBB51312
70-0077-103	BBB51312
70-0072-003	BBB52471
70-0072-003	BBB52471
70-0072-003	BBB52471
70-0077-103	BBB52966
70-0077-103	BBB52966
70-0077-103	BBB52966
70-0071-103	BBB53490
70-0071-103	BBB53490
70-0071-103	BBB53580
70-0071-103	BBB53580
70-0077-103	BBB55945
70-0072-003	BBB55946
70-0072-003	BBB55946
70-0075-003	BBB57528
70-0075-003	BBB57528
70-0074-103	BBB57529
70-0077-103	BBB57530
70-0077-103	BBB57530
70-0072-003	BBB60457
70-0072-003	BBB60457
70-0072-003	BBB60457
70-0073-003	BBB60778
70-0077-103	BBB61065
70-0077-103	BBB61065
70-0077-103	BBB61065
70-0077-103	BBB70071
70-0077-103	BBB70862
70-0077-103	BBB70862
70-0075-003	BBB71858
70-0075-003	BBB71858
70-0073-003	BBB72798
70-0077-103	BBB72802
70-0072-003	BBB73974
70-0072-003	BBB73974
70-0075-003	BBB74358
70-0071-103	BBB74524
70-0076-003	BBB74847
70-0076-003	BBB74847
70-0077-103	BBB79674
70-0073-003	BBB81921
70-0076-003	BBB82880
70-0075-003	BBB82883
70-0077-103	BBB82885
70-0077-103	BBB82885
70-0072-003	BBB83420
70-0072-003	BBB83421
70-0072-003	BBB83421
70-0072-003	BBB83421
70-0077-103	BBB85180

70-0077-103	BBB85180
70-0077-103	BBB85180
70-0077-103	BBB85180
70-0077-103	BBB85402
70-0077-103	BBB85408
70-0072-003	BBB86084
70-0072-003	BBB86084
70-0077-103	BBB86959
70-0075-003	BBB87558
70-0075-003	BBB88221
70-0075-003	BBB88221
70-0075-003	BBB88221
70-0077-103	BBB88824
70-0077-103	BBB88824
70-0077-103	BBB88824
70-0076-003	BBB89431
70-0074-103	BBB89432
70-0078-103	BBB90167
70-0073-003	BBB93201
70-0077-103	BBB94166
70-0077-103	BBB95199
70-0075-003	BBB96686
70-0072-003	BBB97524
70-0073-003	BBB97525
70-0073-003	BBB97525
70-0077-103	BBB97764
70-0073-003	BBB97766
70-0074-103	BBB98705
70-0071-103	BBB99524
70-0074-103	BBC00859
70-0073-003	BBC00862
70-0077-103	BBC01883
70-0077-103	BBC01883
70-0075-003	BBC01885
70-0077-103	BBC02171
70-0077-103	BBC02171
70-0077-103	BBC02171
70-0071-103	BBC03329
70-0071-103	BBC03329
70-0071-103	BBC04064
70-0072-003	BBC04553
70-0072-003	BBC04553
70-0075-003	BBC04633
70-0076-003	BBC07088
70-0075-003	BBC07089
70-0072-003	BBC07091
70-0071-103	BBC07659
70-0071-103	BBC07659
70-0071-103	BBC07659
70-0071-103	BBC07659
70-0075-003	BBC07749
70-0075-003	BBC07749
70-0072-003	BBC08078
70-0077-103	BBC08811

70-0073-003	BBC10050
70-0077-103	BBC10051
70-0077-103	BBC10051
70-0075-003	BBC10881
70-0078-103	BBC10886
70-0078-103	BBC11227
70-0073-003	BBC11369
70-0073-003	BBC11369
70-0077-103	BBC12030
70-0077-103	BBC12030
70-0077-103	BBC12030
70-0071-103	BBC12174
70-0077-103	BBC12676
70-0077-103	BBC12676
70-0077-103	BBC12676
70-0077-103	BBC12676
70-0075-003	BBC12677
70-0073-003	BBC13264
70-0071-103	BBC16101
70-0071-103	BBC16101
70-0072-003	BBC16589
70-0077-103	BBC18034
70-0077-103	BBC18534
70-0077-103	BBC19952
70-0077-103	BBC19952
70-0077-103	BBC19952
70-0078-103	BBC20491
70-0077-103	BBC22828
70-0076-003	BBC22829
70-0075-003	BBC23464
70-0071-103	BBC24523
70-0073-003	BBC24874
70-0076-003	BBC25754
70-0076-003	BBC25754
70-0077-103	BBC26104
70-0077-103	BBC26104
70-0077-103	BBC26358
70-0072-003	BBC26464
70-0072-003	BBC26464
70-0072-003	BBC26464
70-0071-103	BBC28464
70-0073-003	BBC29706
70-0076-003	BBC29709
70-0077-103	BBC30692
70-0077-103	BBC30692
70-0077-103	BBC30692
70-0074-103	BBC31052
70-0077-103	BBC31647
70-0077-103	BBC31648
70-0077-103	BBC31648
70-0075-003	BBC32623
70-0075-003	BBC32623
70-0072-003	BBC32624
70-0072-003	BBC32624

70-0072-003	BBC34535
70-0072-003	BBC34535
70-0071-103	BBC37517
70-0071-103	BBC37517
70-0071-103	BBC37988
70-0077-103	BBC38532
70-0076-003	BBC38533
70-0073-003	BBC39033
70-0073-003	BBC39033
70-0077-103	BBC39252
70-0077-103	BBC39252
70-0072-003	BBC40523
70-0072-003	BBC41346
70-0074-103	BBC41347
70-0077-103	BBC43159
70-0077-103	BBC43159
70-0075-003	BBC45303
70-0075-003	BBC45303
70-0075-003	BBC45303
70-0075-003	BBC46661
70-0077-103	BBC46761
70-0077-103	BBC46865
70-0071-103	BBC48683
70-0077-103	BBC49677
70-0077-103	BBC49677
70-0077-103	BBC49677
70-0077-103	BBC49677
70-0076-003	BBC52511
70-0075-003	BBC52871
70-0071-103	BBC53798
70-0071-103	BBC53798
70-0076-003	BBC55423
70-0071-113	BBC55911
70-0071-113	BBC55911
70-0076-003	BBC55912
70-0072-003	BBC56046
70-0075-003	BBC56448
70-0075-003	BBC56448
70-0075-003	BBC56449
70-0077-103	BBC59642
70-0077-103	BBC59642
70-0077-103	BBC59642
70-0077-103	BBC59642
70-0078-103	BBC62400
70-0072-003	BBC63936
70-0072-003	BBC63937
70-0077-103	BBC66683
70-0077-103	BBC66683
70-0077-103	BBC66683
70-0072-003	BBC66843
70-0072-003	BBC72102
70-0077-103	BBC72103
70-0075-003	BBC73008
70-0075-003	BBC73008

70-0075-003	BBC73008
70-0077-103	BBC73010
70-0077-103	BBC73010
70-0072-003	BBC73952
70-0075-003	BBC73953
70-0071-103	BBC76016
70-0077-103	BBC76176
70-0077-103	BBC76176
70-0077-103	BBC76176
70-0077-103	BBC76176
70-0075-003	BBC76180
70-0077-103	BBC76386
70-0077-103	BBC76386
70-0077-103	BBC76386
70-0072-003	BBC76388
70-0077-103	BBC80054
70-0077-103	BBC80054
70-0077-103	BBC80054
70-0077-103	BBC81953
70-0077-103	BBC81953
70-0077-103	BBC81953
70-0072-003	BBC82157
70-0077-103	BBC86595
70-0077-103	BBC86595
70-0075-003	BBC88754
70-0075-003	BBC88754
70-0072-003	BBC90261
70-0072-003	BBC90261
70-0072-003	BBC90261
70-0076-003	BBC90700
70-0075-003	BBC90702
70-0077-103	BBC91055
70-0077-103	BBC91056
70-0072-003	BBC92475
70-0072-003	BBC92475
70-0071-103	BBC92478
70-0072-003	BBC93933
70-0077-103	BBC94135
70-0077-103	BBC94135
70-0077-103	BBC94135
70-0075-003	BBC94136
70-0075-003	BBC94136
70-0071-103	BBC95891
70-0071-103	BBC95891
70-0071-103	BBC95891
70-0072-003	BBC98391
70-0072-003	BBC98391
70-0071-103	BBC99952
70-0072-003	BBD01465
70-0075-003	BBD02790
70-0075-003	BBD02790
70-0072-003	BBD02792
70-0077-103	BBD07801

70-0077-103	BBD07801
70-0077-103	BBD08646
70-0077-103	BBD08646
70-0077-103	BBD08647
70-0077-103	BBD08647
70-0077-103	BBD08647
70-0077-103	BBD08647
70-0071-103	BBD08707
70-0077-103	BBD10810
70-0077-103	BBD12203
70-0077-103	BBD12203
70-0075-003	BBD13774
70-0075-003	BBD13774
70-0075-003	BBD14783
70-0075-003	BBD14783
70-0075-003	BBD14783
70-0075-003	BBD14783
70-0076-003	BBD15681
70-0072-003	BBD16107
70-0077-103	BBD17402
70-0077-103	BBD17402
70-0077-103	BBD17402
70-0075-003	BBD17863
70-0075-003	BBD17863
70-0075-003	BBD17863
70-0072-003	BBD25221
70-0076-003	BBD29635
70-0076-003	BBD29635
70-0072-003	BBD32004
70-0077-103	BBD34515
70-0075-003	BBD34516
70-0075-003	BBD34516
70-0075-003	BBD34516
70-0071-103	BBD35395
70-0073-003	BBD35945
70-0071-103	BBD36982
70-0071-103	BBD37181
70-0071-103	BBD38228
70-0071-103	BBD40048
70-0077-103	BBD40506
70-0077-103	BBD40506
70-0077-103	BBD40506
70-0077-103	BBD40506
70-0077-103	BBD40506
70-0077-103	BBD41145
70-0077-103	BBD41145
70-0077-103	BBD41146
70-0077-103	BBD42773
70-0077-103	BBD42773
70-0077-103	BBD42773
70-0077-103	BBD42773
70-0077-103	BBD42775
70-0077-103	BBD42775
70-0077-103	BBD42775
70-0072-003	BBD45988
70-0075-003	BBD48935

70-0075-003	BBD48935
70-0075-003	BBD48935
70-0075-003	BBD48935
70-0075-003	BBD48935
70-0071-103	BBD49179
70-0071-103	BBD49179
70-0076-003	BBD50997
70-0077-103	BBD51298
70-0077-103	BBD51298
70-0077-103	BBD51298
70-0071-103	BBD53077
70-0077-103	BBD53268
70-0077-103	BBD53268
70-0077-103	BBD53268
70-0075-003	BBD53271
70-0075-003	BBD53271
70-0073-003	BBD53276
70-0075-003	BBD56179
70-0072-003	BBD57185
70-0072-003	BBD57185
70-0075-003	BBD59371
70-0075-003	BBD59371
70-0077-103	BBD59405
70-0077-103	BBD59405
70-0075-003	BBD64492
70-0072-003	BBD64661
70-0072-003	BBD69301
70-0077-103	BBD69574
70-0077-103	BBD69574
70-0072-003	BBD69578
70-0077-103	BBD70866
70-0077-103	BBD70866
70-0075-003	BBD80655
70-0075-003	BBD84724
70-0077-103	BBD86270
70-0077-103	BBD86270
70-0076-003	BBD87173
70-0073-003	BBD87278
70-0075-003	BBD87738
70-0075-003	BBD87738
70-0077-103	BBD88182
70-0077-103	BBD88182
70-0077-103	BBD88182
70-0075-003	BBD88581
70-0075-003	BBD88581
70-0075-003	BBD88581
70-0072-003	BBD92928
70-0075-003	BBD94148
70-0071-103	BBD98962
70-0071-103	BBD98962
70-0071-103	BBD98985
70-0071-103	BBD98985