

**Barrières de lits médicaux pour enfants de taille inférieure à 146cm : Offre industrielle disponible
pour la mise en conformité suite à la décision du 26/04/2010**
Récapitulatif de l'offre

Ce document a pour but de faciliter la communication entre les fabricants qui proposent des solutions pour l'application de l'article 2 de la décision et les exploitants qui cherchent des solutions pour se mettre en conformité.
Il récapitule les informations qui ont été communiquées à l'Afssaps par les fabricants et sera régulièrement mis à jour avec les nouvelles informations reçues par les fabricants.

Adaptation du parc installé non conforme :

| Société | Lit à adapter | Barrière correspondante | Moyen d'adaptation | Nom du dispositif permettant l'adaptation |
|----------------|---|---|--|---|
| Merivaara | Lit Futura Junior | Lit Futura Junior | Remplacement de la barrière | Barrières 9777M |
| Merivaara | Gamme de lits Futura Plus pour adultes | | Remplacement de la barrière | Barrières 9777M |
| Médicatlantic | I6106xxxx ou I6108xxxx N° de série jusqu'à x/31/2006 | A162-00 / A163-00 ou A167-00 ou A262-00 / A263-00 ou A548-00 / A549-00 ou A600-00 / A601-00 | Remplacer les panneaux et les barrières | Panneaux P305-00 Barrières A562-00 |
| Médicatlantic | I6106xxxx ou I6108xxxx N° de série supérieur à x/31/2006 | A162-00 ou A163-00 ou A167-00 ou A262-00 ou A263-00 | Remplacer les barrières | 1 barrière A564-00 et 1 barrière A565-00 |
| Médicatlantic | I6106xxxx ou I6108xxxx N° de série supérieur à x/31/2006 | A548-00 ou A549-00 | Adaptation des barrières par retour chez le fabricant | Barrières A548-00 et A549-00 transformées en A600-00 et A601-00 |
| Linet | Smart Junior | | Adaptation d'une plaque de polycarbonate transparent pour boucher tous les espaces sur les barrières | Pack OPJU |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|
| Corona | | | Adaptation des nouvelles barrières sur les anciens modèles de lits | (en cours de conception) |
| Medilindustry (Matifas) | | | Housse ou filet extensible spécifique à chaque modèle de barrière | (en cours de conception) |
| Hill-Rom | AvantGuard 800 | AD195A (et éventuellement poignées de préhension AD196A) | Tour de lit en filet polyester | AD310A |
| MMO | Tempo | ½ barrières Tempo | Kit comprenant un jeu d'obturateurs centraux standard, 4 obturateurs plexi à fixer et une traverse tubulaire. | X4 (novembre 2010) |
| MMO | | Barrières pliantes chromées | Remplacer les barrières | barrières monobloc habillage plexi (fixation par étaux métalliques) (décembre 2010) |
| MMO | | Barrières composite Atlas | Remplacer les barrières | barrières monobloc habillage plexi (fixation par étaux composite) (décembre 2010) |
| MMO | lits HV croisillon antérieurs à LYNNEA (HM) | Barrières coulissantes bois | Adjonction d'un obturateur plexi à poser sur barrières existantes ou remplacement des barrières | Novembre 2010 barrières monobloc habillage plexi. (décembre 2010) |

Nouveaux dispositifs :

| Société | Nom du dispositif | Lit spécifiquement pédiatrique ? |
|----------------|---|---|
| Merivaara | Lit Futura Junior avec barrières 9777M | OUI |
| Merivaara | Lits Futura Plus avec barrières 9777M | NON |
| Médicatlantic | Pitchoune Kalin (IPO1L08100xx) | OUI |
| Linet | Eleganza SMART 3 avec l'option « Adaptation Junior” OSM23 | OUI - polyvalent adulte/enfant |
| Corona | PB-LX-B1085 barrières métal | NON |
| Corona | PB-LX-PX-BBALT-S et PB-LX-PX-BBARC-S pour les barrières bois. | NON |
| Sotec Medical | Lit « Bambino » | OUI |
| HMS (MMO) | Lit junior | OUI |
| Hill-Rom | Lit Hill-Rom 900 avec barrière AD272A | NON |