

Pérois, le 18 Novembre 2010

A l'attention des Responsables de laboratoires,
correspondants locaux de réactovigilance,
directeur de l'établissement de Santé
Laboratoire Bactériologie

OBJET : Antibiotique: Fosfomycine
Code : 061043 - 065043
Lot : 100624

Madame, Monsieur

Suite au signalement d'un utilisateur concernant une anomalie observée avec les disques de fosfomycine 50 µg du lot cité ci-dessus et après investigation dans notre laboratoire de contrôle qualité, nous avons mis en évidence une sensibilité anormale dans des cas particuliers d'identifications bactériennes (*staphylocoques saprophyticus*).

Cette sensibilité est systématiquement détectée et bloquée par notre logiciel d'expertise en microbiologie avant le rendu des résultats. Cependant, après en avoir informé l'AFSSAPS, nous vous recommandons de détruire les cartouches de ce lot que vous pourriez avoir en stock.

Nous vous prions de faxer le coupon ci-dessous entièrement complété au n° fax : 04.67.17.09.06.

A réception de ce coupon, nous vous enverrons les cartouches en remplacement des cartouches détruites.

Conscients de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter toutes nos excuses.

Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.