

Siège Social
Smith & Nephew S.A.S.
25, Bd Alexandre Oyon
72019 LE MANS Cedex 2
France

T + 33(0)2 43 83 23 23
F + 33(0)2 43 83 23 83
www.smith-nephew.com

To **Clinique du DIACONNAT**
A l'attention de : Mme Juillard –
Pharmacie
Mme Durand – Bloc opératoire

Date : 17 janvier 2011

Fax : 03 89 32 55 94 / 03 89 32 55 11

Time

From Anne-Sophie PINON

Pages 4

Fax 02 43 83 24 45

Subject Rappel de produit

If you do not receive the fax in full, please contact us at the telephone number above

URGENT ! RAPPEL PRODUIT

Dispositifs médicaux réutilisables non stériles :

Obturateurs réutilisables CLEAR-TRAC FLEXIBLE

Madame,

Smith & Nephew procède au rappel des **Obturateurs réutilisables CLEAR-TRAC FLEXIBLE**, références et numéros de lot suivants :

Référence	Description	Numéros de lot
72200900 ou 72200900F	8.0 mm x 72 mm Reusable Obturator (4.3 mm cannulation), lime green	50221836, 50224846, 50235916, 50247312, 50248233, 50250981, 50254033, 50259335, 50266177, 50266850, 50270444, 50273368, 50277381, 50281994, 50288053, 50297954, 50307973, 50312483, 50319409, 50324700, 50329884, 50339543, 50348074, 50274422, 50279578, 50300727, 50310865, 50332858, 50346947, 50347774

Ce rappel est motivé par le motif technique suivant : les obturateurs réutilisables (références 72200899, 72200900 et 72201796) ne s'ajustent pas aux canules jetables CLEAR-TRAC (références 72200424, 72200426, 72200427, 72200428, 72200429 et 72200432).

Nos enregistrements indiquent que des produits concernés par ce rappel ont été livrés à votre établissement.

Fax

Siège Social
Smith & Nephew S.A.S.
25, Bd Alexandre Oyon
72019 LE MANS Cedex 2
France

T + 33(0)2 43 83 23 23
F + 33(0)2 43 83 23 83
www.smith-nephew.com

Nous vous demandons, dès à présent, d'identifier tous les produits comportant les références avec les numéros de lot mentionnés ci-dessus, présents au sein de votre établissement et de les placer en quarantaine sans délai.

Vous trouverez ci-joint une **fiche récapitulative de stock** à compléter et à nous retourner **IMPERATIVEMENT**, dans un délai maximum de 7 jours, **par fax au 02.43.83.24.45 - à l'attention d'Anne-Sophie PINON**, Département des Affaires Réglementaires. Dans le cas où vous n'auriez plus aucun produit à retourner, merci de compléter cette fiche et de nous la faxer.

A réception de notre formulaire complété, nous procéderons aussitôt à la reprise des produits par un transporteur et à l'échange des produits.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par ce rappel de produit et vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.

Anne-Sophie PINON
Pharmacien Responsable Affaires Réglementaires

Tél: 02 43 83 24 58
Fax: 02 43 83 24 45

anne-sophie.pinon@smith-nephew.com

Fax