

Courrier avec accusé réception

Besançon, le 16/02/2011

n/réf. : C/XX/XXXXXXXX

Rappel - Electrodes profondes Microdeep

Madame, Monsieur,

Lors des multiples contrôles dont font l'objet nos dispositifs, une anomalie a été détectée. L'expertise réalisée a permis de déceler un problème dans la phase de préparation de la résine permettant l'assemblage de l'électrode. Cet écart peut potentiellement occasionner une fragilisation de l'électrode.

Le principe de précaution nous impose de procéder au rappel des dispositifs potentiellement incriminés. En parallèle, un signalement de matériovigilance a été initié par DIXI Microtechniques.

Nous tenions donc à vous confirmer par la présente notre demande de rappel des références listées ci-dessous :

Bulletin de livraison / date	Numéro de série	Numéro de lot
Electrodes profondes Microdeep 12 contacts, référence D08-12AM		
11-000930 du 03/02/2011	SN 100966-040	LOT 01/11
	SN 100966-041	LOT 01/11
	SN 100966-042	LOT 01/11
	SN 100966-043	LOT 01/11
11-000931 du 03/02/2011	SN 100966-035	LOT 01/11
	SN 100966-037	LOT 01/11
	SN 100966-039	LOT 01/11
11-000932 du 03/02/2011	SN 100966-038	LOT 01/11
11-000933 du 03/02/2011	SN 101939-004	LOT 01/11
	SN 101939-010	LOT 01/11
	SN 101939-011	LOT 01/11
	SN 101939-012	LOT 01/11
	SN 101939-013	LOT 01/11
11-000934 du 03/02/2011	SN 101939-001	LOT 01/11
	SN 101939-002	LOT 01/11
	SN 101939-003	LOT 01/11
	SN 101939-014	LOT 01/11
	SN 101939-015	LOT 01/11
	SN 101939-016	LOT 01/11
11-000953 du 09/02/2011	SN 100966-075	LOT 01/11
	SN 100966-076	LOT 01/11
	SN 100966-077	LOT 01/11
	SN 100966-078	LOT 01/11
11-000953 du 09/02/2011	SN 100966-080	LOT 01/11
	SN 100966-081	LOT 01/11
	SN 100966-084	LOT 01/11
	SN 100966-091	LOT 01/11

Bulletin de livraison / date	Numéro de série	Numéro de lot
Electrodes profondes Microdeep 12 contacts, référence D08-12AM		
11-000954 du 09/02/2011	SN 100966-062	LOT 01/11
	SN 100966-063	LOT 01/11
	SN 100966-069	LOT 01/11
11-000955 du 09/02/2011	SN 100966-055	LOT 01/11
	SN 100966-056	LOT 01/11
	SN 100966-058	LOT 01/11
	SN 100966-059	LOT 01/11
	SN 100966-060	LOT 01/11
	SN 100966-092	LOT 01/11
11-000952 du 09/02/2011	SN 101939-009	LOT 01/11
11-000938 du 03/02/2011	SN 100966-001	LOT 01/11
	SN 100966-013	LOT 01/11
11-000941 du 03/02/2011	SN 100966-020	LOT 01/11
	SN 100966-021	LOT 01/11
11-000940 du 03/02/2011	SN 100966-012	LOT 01/11
	SN 100966-015	LOT 01/11
	SN 100966-016	LOT 01/11
	SN 100966-017	LOT 01/11
	SN 100966-018	LOT 01/11
	SN 100966-019	LOT 01/11
11-000936 du 03/02/2011	SN 101939-005	LOT 01/11
	SN 101939-006	LOT 01/11
	SN 101939-007	LOT 01/11
	SN 101939-008	LOT 01/11
Electrodes profondes Microdeep 18 contacts, référence D08-18AM		
11-000931 du 03/02/2011	SN 101711-002	LOT 01/11
11-000940 du 03/02/2011	SN 100840-091	LOT 01/11
11-000941 du 03/02/2011	SN 100840-092	LOT 01/11
	SN 100840-093	LOT 01/11
	SN 100840-094	LOT 01/11
	SN 100840-095	LOT 01/11

Vous trouverez également ci-joint une fiche de rappel à compléter et à nous retourner avec les dispositifs.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de nous communiquer toute information relative à ce signalement.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Renaud Jeanmaire
Responsable Qualité