

Meylan, 07 avril 2011

**Objet : Arrêt de commercialisation Elecsys Vitamine D3**

Madame, Monsieur,

Vous utilisez le kit Elecsys Vitamin D3 (25-OH) (réf. 03314847190).

Par le courrier en date du 17 septembre 2010 nous vous avons informé d'une sous-estimation, inhérente à la structure de la trousse, des résultats dans les taux faibles (< 20 ng/mL) par rapport à la méthode de référence (LC-MS/MS).

Nous vous recommandons de confirmer ces résultats chez les patients pour lesquels vous le jugiez nécessaire compte tenu du contexte clinique.

Cette difficulté d'utilisation au quotidien pour certain d'entre vous nous ont amené à décider d'un **arrêt de commercialisation de ce kit à compter du 30 avril 2011**.

La nouvelle trousse Vitamine D Total (D2+D3), qui est aujourd'hui en phase finale d'évaluation externe et qui montre une excellente corrélation avec la méthode LC-MS/MS, sera disponible début juin 2011.

Pour plus de précisions, veuillez vous rapprocher de votre responsable commercial Roche.

1/2

Nous sommes conscients du désagrément causé par cette situation et vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses.

L'AFSSaPS a été informée de cette mesure.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Frank WILLEMSE  
Directeur de Division Marketing  
Lab Network

Laurence LAPERLE  
Directeur Affaires Réglementaires  
et QSE

LL/031-11  
2/2